



PHALLOSAN[®] forte

Thank you for purchasing PHALLOSAN® forte!

Content:

NO	Bruksanvisning	Page 4
PL	Instrukcja obsługi	Strona 10
HU	Használati útmutató	Strona 16
TR	Kullanım kılavuzu	Sayfa 22
KO	사용 설명서	페이지 28
JPN	取扱説明書	ページ 34
ZN	使用说明书	页码 40

Follow us on:

 Instagram – phallosan_original

 Facebook – Phallosan

BRUKSANVISNING

Gratulerer så mye med ditt kjøp av PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte har nå i 18 år blitt benyttet på vellykket vis over hele verden.

Bruksområder:

PHALLOSAN® forte anbefales til behandling av

- » Penisforlengelse
- » Medfødt/tillegnet penisdevisjon og skjev penis (Peyronies sykdom).
- » Ereksjon- og potensproblemer
- » Postoperativ etterbehandling i forbindelse med prostataoperasjoner.
- » Trening av penisens svampegeme for enhver aldersgruppe.


Pakningens innhold:

1. Elastisk belte som føres rundt midjen med en ring av skumplast (A), hvor penis føres inn frem til basis. En justerbar spenne (B), som kan benyttes til å stille inn beltelengden individuelt og adapter (C) på beltet som blir forbundet med sugekoppen.
 2. a) Sugokopp i størrelse S med PHALLOSAN® forte - S-mansjettkondom
 2. b) Sugokopp i størrelse M med PHALLOSAN® forte - M-mansjettkondom
 2. c) Sugokopp i størrelse L med PHALLOSAN® forte - L-mansjettkondom og spenningsklemme (3)
 3. Spenningsklemme med spenningsfjærfeste for å justere spenningsintensiteten ved hjelp av et trafikkløysfarge-kodesystem med adapter for beltet.
 - 4./5. Beskyttelsesdeksel for å beskytte penishodet mot sterke spenningsinnstillinger.
 6. Sugekule med 3-veis ventil
 7. Mal til måling
- Bruksanvisning
Reiseveske med 4 ekstra mansjettkondomer (1xS,2xM,1xL)



Forberedelser før bruk:

1. Belte



Brett ut det ortopediske beltet hos PHALLOSAN® forte og still det inn på den største lengden med hjelp av den justerbare spennen (B).

2. Valget av sugekopp/mansjett-kondom
Med hjelp av vedlagt målesjablon (7) finner du den passende sugekoppstørrelsen. Trekk den ikke erigerte penisen vekk fra kroppen og mål fra penisskaftet.



Koppen med størrelsen M (2c) er allerede for-bundet med en mansjett-kondom i størrelsen M (2c) og trekkelementet med trekkefjærrinnetningen i settet.

Dersom du trenger en annen størrelse fjerner du trekkelementet (3).

Ta nå den koppen som passer for deg og tilpass denne med hjelp av sugepumpen, som kun raster på plass i posisjonen med pil-symbolet (↓). En egnet mansjett-kondom (2) plasseres over koppens utbuling og trekkelementet (3) påføres igjen.



Når koppen påføres skal man alltid påse at utbulingen hos koppen raster på plass i sporet på den tykkeste siden av mansjett-kondomen. Dersom mansjett-kondomen trekkes for langt over utbulingen hos koppen vil mansjett-kondomen bli slitt i stykker.






Øverst: Feil, for langt over koppen, og ikke pudret inn!

Nederst: Riktig, og pudret inn.

Legg merke til at mansjett-kondomen etter få dager mister lamineringen sin. Du bør derfor anskaffe deg babypudder og påføre dette på ytersiden av mansjett-kondomen. Det dannes et beskyttende lag hos mansjett-kondomen som beskytter den mot slitasje, fastklemming og avrivning.

Klem sugekoppen mellom knærne dine. Rull mansjett-kondomen forsiktig ved å dra lett til den kommer til sugekoppens kant, og vreg den bak koppens utbuling. Vennligst vær forsiktig og sørg for at mansjett-kondomen ikke skades av skarpe fingerne eller lignende. Ikke trekk hardt når den rulles tilbake.







Særegenheter hos den nye PHALLOSAN® forte mansjett-kondomen.

PHALLOSAN® forte mansjett-kondom består av medisinsk silikon, slik at man kan utelukke irritasjon og allergiske reaksjoner. Denne innovasjonen tilbyr deg ikke bare bedre komfort, i tillegg smyer mansjett-kondomen seg på enestående vis over lemmet. Det er på et område 3 mm tykt, der føres det over koppen. På det tynne området er den 0,3 mm tykk, for å kunne smygge seg mykt over penisskaftet.

Den perfekte sugekoppen for deg er klar til innsats!

3. Beskyttelseshefte

Vennligst ta ut beskyttelsesheftet (4/5), som passer til enhver penisstørrelse. Trekk beskyttelsesheftet fra hverandre med hjelp av tomler og fingre på begge hender, og vreg den over glans. Den bør i den forbindelse ligge tett på.



After fitting the cap, it is important to make sure that as little air as possible remains at the tip of the glans. It can be helpful to slip the protector cap over the penis when the latter is in a slightly erected state. The protector cap should protect the glans against the effects of possible excess tension.

Det er viktig at minst mulig luft befinner seg på tuppen av glans etter at koppen er påført. Det er en fordel om man legger på beskyttelsesheftet i lett erigert tilstand. Beskyttelsesheftet skal beskytte glans mot bivirkningene dersom man stiller inn for mye trekk. Erfarne brukere trenger etter noen uker ikke lenger å bruke beskyttelsesheftet. Alle nødvendige forberedelser før bruk er nå avsluttet.

Bruk:

1. Før nå penis sammen med beskyttelsesheftet inn i sugekoppen og rull mansjett-kondomen over penis fra koppens utbuling.



2. Drei den grønne ventil-nesen hos sugepumpen (6) på sugesymbolet og aktiver sugepumpen ved å trykke inn denne flere ganger med hjelp av fingeren. Glans suges da enda lengre inn i koppen. Mansjett-kondomen smyer seg mykt over penisskaftet.



3. Still nå den grønne ventil-nesen hos sugepumpen (6) på løsesymbolet, for slik å opprettholde mikro-vakuromrommet.



4. Ta nå beltet som du allerede har bredt utover foran deg og vreg den hvite ringen av skumplast (A) over hele sugekoppinnretningen til den ligger på penisens basis.
5. Før nå beltekanten rundt hoften.
6. Drei spennen hos trekkelementet (3) med den åpne enden vendt mot kroppen, og bind den fast med hjelp av begge løkkene (C).



7. Styk strammingen av beltet med hjelp av belte-skyve-spennen (B) inntil du merker at penis strekkes og signalsystemet lyser grønt. Påse at beltet ligger skrått oppover i lysken. Trekk derfor beltet oppover fra baken og i retning av midjen. Dersom beltet sitter i rumpehøyde økes strammingen når man sitter, noe som ikke er hensikten.



8. Du kan nå bedrive vanlige hverdagslige aktiviteter eller også benytte PHALLOSAN® forte om natten når du sover, ettersom blodsirkulasjonen ikke er begrenset ved noe som helst tidspunkt.

Avslutte bruken:

Ta først av beltet og dreie den grønne „nesen“ hos sugekoppens ventil for å markere pilsymbolet. Vakuemet forsvinner. Rull vennligst mansjett-kondomen forsiktig i retning av glans, og fjern sugekoppinnretning.

Tekniske kjennetegn:

Vennligst tenk på at det noe forenklet fremstilt dreier seg om en sugekopp med pakning. Derfor er det ikke viktig hvor langt mansjett-kondomen når over penisskaffet. Mansjett-kondomen er ikke konstruert for å overføre kraften på penis. Kraftoverføringen skjer utelukkende via det mikro-vakurommet som dannes i koppen.

Dersom du opplever at vakuemet svinner noe under bruk og at glans eventuelt glir for langt ut av koppen, så kan dette ha flere årsaker. I hvert fall trer luft da inn. Dette kan skje via penisskaffet, dersom kjønnsår ikke ble fjernet grundig, eller dersom en for romslig mansjett-kondom ble valgt.

Fjern eventuelle kjønnsår på penis i den utstrekning dette er nødvendig. Dette kan

gjøres ved barbering eller ved å bruke en mild hårfjerningskrem.

Tiltak

Drei den grønne „nesen“ hos sugekoppens ventil vekk fra låsesymbolet og marker sugesymbolet.

Sug glans slik inn i koppen igjen og lukk ventilen ved å dreie den markerende grønne „nesen“ i retning av låsesymbolet igjen.

Dersom glansen fremdeles sklier ut av koppen er årsaken helt klart en for vid mansjett-kondom.

Du har mulighet til å stille inn denne selv til din individuelle størrelse, for slik å oppnå maksimal effektivitet. Dersom du f.eks. opplever at M-koppen er den riktige størrelsen, men at mansjett-kondomen er for stor ved penisskaffet, så kan du sette S-mansjett-kondomen på M-koppen. Det samme kan du gjøre med L-koppen og M-mansjett-kondomen.

Vennligst aldri sett S-mansjett-kondomen på L-klokken. Materialet vil ellers ryke.

Retningslinjer for vedlikehold:

Mansjett-kondomen kan og skal tas av koppen og vaskes av hygieniske grunner med såpe i lunkent vann.

Oppbevar mansjett-kondomen i avrullet tilstand inntil den skal benyttes igjen.

Vennligst ikke glem at mansjett-kondomen etter bruk skal pudres med babypulver på utsiden når den har blitt rullet av.

Sugekoppen skal også rengjøres slik det er beskrevet ovenfor. Men fjern første sugepumpen ved at du beveger den markerende grønne „nesen“ hos sugepumpens ventil i retning av dobbelt-pilen. Trekk sugepumpen forsiktig ut av sugekoppen. Sugepumpen skal ikke komme i berøring med vann eller fett, ettersom de ømfintlige ventilen ellers ikke vil fungere plettfritt.

Trinnvis plan for eksakt tilpasning av trekraften hos beltet på bindevevet hos penis:



Innledning:

Kroppens bindevev avhenger av de respektive arveanleggene. Vi utviklet derfor en signalkonstruksjon som gjør det mulig for deg å tilpasse beltestrammingen på ditt bindevev svært eksakt. Påse alltid at trekraften i begynnelsen ligger i det nederste grønne området. Slik oppnår du optimale resultater i forhold til en penisforlengelses lengde og omfang, uten bivirkninger.

1. dag

Still den strammende kraften inn på det nederste grønne området, og benytt PHALLOSAN® vennligst bare i 1 time. Fjern først beltet og dreie den markerende grønne „nesen“ hos sugepumpens ventil i retning av pilsymbolet. Vakuemet forsvinner.

Rull vennligst mansjett-kondomen forsiktig i retning av glans, og fjern sugekoppinnretning.

Sjekk nå det området på penis som ligger mellom åpningen av urinrøret og båndet på forhuden (frenulum) som ligger på undersiden av glans. Dette området har det mest ømfintlige vevet på penis. Har dette området blitt rødfarget eller oppsvulmet så var beltet strammet for hardt. Avslutt bruken denne dagen. Dersom du opplever forandringer på penis begynner du ikke igjen før disse har gått tilbake.

2. dag til 8. dag

Dersom du kunne benytte PHALLOSAN® forte dagen i forveien uten at det kom til misfarging eller oppsvulming, så kan du nå benytte PHALLOSAN® en time lengre.

Brukstiden forlenges med en time for hver dag. Etter 8 dager er tilpasningen fullført.

PHALLOSAN® kan etter den innledende fasen også benyttes om natten. Du vil merke at det finnes følbare knapper på begge symbolene for pumping og låsing, for slik å gjøre det mulig med pumping eller låsing også uten synskontakt. Mansjett-kondomen strekkes ved ereksjoner om natten, blodtilførselen blir ikke svekket, den blir bedre.

Du vil bære PHALLOSAN® forte med begeistring, og i løpet av få uker kan penis være vokst målbart i lengde og omfang. Du vil oppleve positive bivirkninger som sterkere seksualdrift og lyst.

Brukens varighet:

PHALLOSAN® bør benyttes daglig i 8-10 timer, 6 dager i uken, men kan også alltid benyttes lengre!

Bivirkninger/Forholdsregler:

Bruken av PHALLOSAN® forte skjer på egen risiko, men er ufarlig dersom bruksanvisningen følges. Det bør imidlertid, spesielt i de første ukene av bruken, ikke utøves for sterkt trykk på penis.

Dersom det oppstår oppsvulming og/eller blemmer på forhuden eller glans er beltet strammet for hardt. Ta umiddelbart en pause inntil oppsvulmingen eller blekken er helbredet. Still deretter trekraften inn noe svakere. Vennligst vær tålmodig. Prosedyren trenger omtrent like lang tid som en regulering av kjeven for å være vellykket. Kontinuiteten, ikke alene trekraften, er nøkkelen til suksess i forbindelse med penisforlengelsen. Iblant merker du trykksmerter på penisskaffet. Dette kan skyldes at den kanten av mansjett-kondomen som buler ut ligger på ringen av silikonskum, og derfor utløser smerter.

Tiltak:

Rull enden av mansjett-kondomen noe tilbake fra ringen av silikonskum, og trykksmerter vil ikke lenger forekomme.

Du kan også fordele strammingen av beltet over kroppen for å redusere strammingen på penisens basis. Hold rundt beltet i området hvor sugekoppen forbindes og før strammingen langs kroppen for å avlaste penisens basis. Det høres komplisert ut, men er det ikke. Strammingen fordeles nå over hele beltets område.

Under følgende omstendigheter skal PHALLOSAN® forte ikke benyttes:

Etter bruk av alkohol, etter å ha inntatt narkotika eller smertestillende medikamenter, sovemidler eller nervetabletter. Grunnen er at disse kan påvirke kroppens smerteopplevelse slik at du ikke reagerer raskt nok på smertene. Unngå bruk av PHALLOSAN® forte ved infeksjoner eller åpne sår på penis.

Hvordan måles penisforlengelsen eksakt?

Bruk en tommestokk. Et målebånd egner seg ikke. Hold penis i ikke-erigert tilstand ut fra kroppen (90 grader). Legg tommestokken på siden av penis, sett ovenfra. Trykk tommestokken mot skambeinet.

Viktig

Mål før bruken din eksakte kroppsvekt uten klær. Ved en eventuell vektøkning dannes spesielt rundt penisens kjønnsår et fettlag. Dette fettlaget forkorter avstanden fra penisens tupp til skambeinet og forfalsker (forkortet) resultatet. Leger omtaler dette som et fettforkle.

Etterbestillinger

Alle delene til PHALLOSAN® forte kan etterbestilles enkeltvis hos oss. Dersom du skulle ha flere spørsmål eller tips så står våre eksperter til enhver tid til din disposisjon til vanlige telefonavgifter.

Med forbehold om tekniske endringer til enhver tid, som vi også vil offentliggjøre på internett hos

www.phallosan.com
www.phallosan.co.uk

Hotline:

Phone +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo–Fr 9:30–12:00,
14:00–16:00 TIME MEZ)
service@swissana.com

For more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

BRUKSANVISNING FOR PHALLOSAN® VERTICAL

Les bruksanvisningen for du bruker PHALLOSAN® vertical. Dette er et utvidelsessett for PHALLOSAN® forte og kan bare brukes sammen med PHALLOSAN® forte-pakken!

Gå til www.phallosan.info for instruksjoner om PHALLOSAN® forte!

Innhold i pakken PHALLOSAN® vertical:

- Knemansjetter
- Elastisk rem som går rundt knemansjettene

Innhold i pakken PHALLOSAN® forte:

- Kopp i hardplast med påsatt mansjettkondom
- Sugegaffel med trekkfjæranordning Justering av trekkstyrken i ampelsystemet med adapter for remmen
- Integrert vakuumpumpe



Forberedelse:

Valg av sugekopp/tetningsmansjett

Bruk den vedlagte målemalen (7) til å finne riktig størrelse på sugekoppen. Trekk den ikke-erigerte penisen bort fra kroppen og mål penisskaftet.



Koppen i størrelse L (2c) er allerede koblet til tetningsmansjetten i størrelse L (2c) og

sugegaffelen med trekkfjæranordning i settet.

Skulle du trenge en annen størrelse, fjerner du sugegaffelen (3).

Ta nå den koppen som passer best for deg, og tilpass den med sugepumpen; den går bare i inngrep i posisjonen med pilsymbolet (↕). Den passende tetningsmansjetten (2) skyves over vulsten på koppen og sugegaffelen (3) settes på plass igjen.



Når du fester koppen, er det viktig å sørge for at vulsten på koppen går i inngrep i sporet på tetningsmansjetten i den tykke enden av tetningsmansjetten. Hvis tetningsmansjetten trekkes for langt over vulsten på koppen, vil tetningsmansjettene revne.




Over: Feil, for langt over koppen og ikke pudret!

Under: Riktig, og pudret.

Vær oppmerksom på at tetningsmansjetten mister belegget etter noen dager. Du bør derfor skaffe babypudder og påføre det på den ytre overflaten av tetningsmansjetten. Det dannes et beskyttende lag som beskytter tetningsmansjetten mot slitasje, klebing og mot rifter.

Klem sugekoppen fast mellom knærne. Rull tetningsmansjetten forsiktig 1 cm opp til kanten av sugekoppen mens du trekker lett i den, og plasser den bak vulsten på koppen. Vær forsiktig og ikke skad tetningsmansjetten med skarpe negler eller lignende. Ikke trekk veldig hardt når du ruller tilbake.







Spesielle egenskaper med den nye PHALLOSAN® forte tetningsmansjett

PHALLOSAN® forte tetningsmansjetter er laget av medisinsk silikon, noe som forhindrer irritasjon eller allergiske reaksjoner. Denne innovasjonen gir deg ikke bare bedre komfort, tetningsmansjettene former seg også unikt etter penis. Den er ca. 3 mm tykk på det ene punktet, der den er festet til koppen, og 0,3 mm tykk på det tynneste punktet, slik at den ligger tett inntil penisskaftet.

Den for deg perfekte sugekoppen er klar til bruk!

Protector-kappe

Ta protector-kappen (4 eller 5) som passer til alle penisstørrelser. Trekk protector-kappen fra hverandre med tommelen og fingrene på begge hender, og plasser den over glansen. Den skal sitte tett inntil.



Det er viktig at det er så lite luft som mulig på tuppen av glansen etter at heften er satt på. Det er en fordel å sette protector-kappen på penis når den er litt erigert. Protector-kappen er designet for å beskytte glans mot bivirkningene av en eventuell for sterk trekkinnstilling. Erfarne brukere kan klare seg uten protector-kappen etter noen uker.

Alle nødvendige forberedelser til bruken er nå utført.

Bruk av PHALLOSAN® forte:

- Sett nå penis sammen med protector-kappen inn i sugekoppen, og rull ut tetningsmansjettene fra vulsten på koppen over penis.



- Vri den grønne nesen på ventilen på sugepumpen (6) til sugesymbolet, og aktiver sugepumpen ved å trykke den inn flere ganger med fingrene. Dette suger glansen enda lenger inn i klokken. Tetningsmansjettene smyger seg forsiktig inn mot penisskaftet.




- Still nå den grønne nesen på ventilen på sugepumpen (6) til låsesymbolet, for å opprettholde mikrovakuumet.



Bruk av PHALLOSAN® vertical:


- Åpne borrelåsen på knemansjettene (A). Plasser mansjettene under det ene kneet (høyre eller venstre). Lukk borrelåsen. Pass på at PHALLOSAN®-logoen er vendt forover.



- Fest remmen: Ta den avkortede PHALLOSAN® vertical-remmen (B). Fest den på innsiden av knemansjettene, logoen skal være synlig på utsiden.



- Juster trekkstyrken: Fest adapteren til sugegaffelen. Juster trekkstyrken ved hjelp av den lange borrelåsen på remmen uten å nå det røde området på sugegaffelen.



- Bruk til daglig: PHALLOSAN® vertical kan nå brukes komfortabelt under bukser.

For å avslutte bruken og for flere bruksinstruksjoner:

Se bruksanvisningen for PHALLOSAN® forte.

Kontakt:

Epost: service@phallosan.com

For mer informasjon:
www.phallosan.info

Ditt PHALLOSAN® team

BRUKSANVISNING FOR PHALLOSAN® PLUS+

Les bruksanvisningen for du bruker PHALLOSAN® plus+. Dette er et utvidelsessett for PHALLOSAN® forte og kan bare brukes sammen med PHALLOSAN® forte!

Gå til www.phallosan.info

Pakningsinnhold for PHALLOSAN® plus+:

1. C-ringadapter for tilkobling til sugekoppen
 - » kan brukes på alle koppstørrelser
 - » fleksibel bevegelse
 - » Sikkerhetsklips
 - » enkel å fjerne
 - » patentert
2. Stangsystemet med hvit basisring
 - » kan forlenges for alle penisstørrelser
 - » optimal spenning
 - » optimal høyde og komfortabel kraft
3. Lang mansjett
 - » For penislengder fra 12 – 22 cm

Innhold i pakken PHALLOSAN® forte:

4. Klokke i hardplast med påsatt mansjettkondom
 - » inntil 4 størrelser for enhver mann
 - » transparent sikkerhet
 - » valgfri mellomstørrelse
 - » (koppstørrelse, størrelse på midtre mansjett)
 - » allergifritt materiale
 - » 3-veis ventilsystem
 - » Komfort møter effektivitet
5. Integriert vakuumpumpe
 - » genererer et mikrovakuum
 - » ingen skade på vev/
 - » Ereksjonsvev/ener
 - » bedre resultat
 - » maksimal ytelse

Forberedelse:

Plasering av sugekoppen og Protektor-kappen

Vær oppmerksom på og følg instruksjonene i bruksanvisningen for PHALLOSAN® forte "2. Valg av sugekopp opp til brukstrinn 3.

1. Forberedelse av PHALLOSAN® plus+


Bruk en tommestokk for å finne ut hvilken av de to gjennomsiktige gjengemansjettene du trenger til PHALLOSAN® plus+. Bruk den ene hånden til å trekke penis i lengden bak glans. Legg tommestokken på siden av penis med den andre hånden, slik at du lettere kan lese av målene.

MEDIUM – Penislengde 8 – 17 cm / 3–6,7 tommer, ferdig montert


STOR – Penislengde 12 – 22 cm / 4,7–8,7 tommer, gjennomsiktige gjengemansjetter, posisjon 3 i pakken.

2. Konvertering fra medium til large (3):


a. Trekk først av den øvre adapteranordningen og klipset. Fjern de kortere gjengemansjettene ved å trekke dem skrått mot fronten ut av kuleleddet på den hvite basisringen. Ta de to lengre mansjettene ut av pakken (3).



b. Skru nå av den tykkere grønne gjengen på de kortere gjennomsiktige mansjettene, og monter den på de lengre gjennomsiktige gjengemansjettene.




c. Trykk nå mansjettene på kuleleddshylsen på den hvite basisringen (2). Prøv å vinkle mansjettene skrått på leddet og trykk dem inn slik at hodet til kuleleddet lettere kan gå i inngrep. Monter nå adapteranordningen (1) sammen med C-klipset.



3. Bruk av PHALLOSAN® plus+:

a. Ta PHALLOSAN® plus+ og før penis gjennom den hvite basisringen, det er lettest å sette den på når du sitter. PHALLOSAN® plus+ ligger nå løst på penisskaffet med den hvite basisringen på låret.




Ta nå den allerede klargjorte harde plastkoppen med tilpasset (sammenrullet) mansjett og pump.




Plasser glansen så langt inn i koppen som mulig, aktiver pumpen 3 – 5 ganger til glansen er godt inne i sugekoppen, og vri den grønne ventilen til låsesymbolet. Rull nå ut mansjettkondomet over skaftet på penis.

b. Til slutt trykker du adapterinnretningen ned og fester C-klemmen til hardplastkoppen med åpningen vendt mot magen, og slipper den. Penis står nå under lett spenning.



c. Du kan nå bruke det unike gjengesystemet til å tilpasse trekraften individuelt. Sørg for jevn justering, gjengene skal alltid være like lange på begge sider. Du skal ikke på noe tidspunkt føle noe ubehag på penis.



4. Fjerne PHALLOSAN® plus+:

Fjern først C-klipset fra hardplastkoppen.

Vri så den grønne ventilen på sugekoppen til pil-symbolet. Vakuemet slipper ut. Rull mansjettens forsiktig tilbake mot hardplastkoppen for å fjerne hele mansjettkondomet med sugekopp. Ikke strekk mansjettene med fingrene, ellers kan den revne. Den kan enkelt fjernes ved å rulle mansjettene tilbake fra penisskaffet.

5. Bivirkninger/forsiktighetstiltak:

Bruk av PHALLOSAN® plus+ skjer på egen risiko, men er trygt hvis bruksanvisningen følges. Men spesielt i løpet av de første ukene av bruken må det ikke utøves sterk trekraft på penis.

Hvis det oppstår hevelse og/eller blødder på forhuden eller glans, er innstillingen for sterk. Sørg for å ta en pause til hevelsen eller blødderene har grodd.

Juster deretter til litt lettere stramning. Vær tålmodig, for inngrepet er like vellykket som en kjevejustering. Kontinuiteten i strekket, ikke bare styrken i trekket, er garantien for suksess!

Forsiktig: PHALLOSAN® plus+ er ikke egnet for bruk under søvn!

Nå har du den perfekte kombinasjonen, uansett formål:

Penisforstørrelse:

Bruk PHALLOSAN® plus+ i minst 6 timer om dagen, 5 dager i uken.

Det handler ikke om høy trekraft, det å oppnå cellestimulering er avhengig av kontinuitet.

Dette stimulerer nye celler, og det er mulig å øke lengden med 4,9 cm (1,9 tommer) og omkretsen med 2,5 cm (1,1 tommer).

Ereksjonsproblemer:

5 timer, 3 dager i uken, fører til kraftig forbedret blodsirkulasjon og stimulerer dermed prostata og seksuell lyst.

Ereksjonsvevet vil kunne absorbere mer blod, og ereksjonene vil bli hyppigere og mer langvarige.

IPP (induratio penis plastica), peniskrumning:

IPP/peniskrumning kan behandles med en kombinasjon av PHALLOSAN® forte og PHALLOSAN® plus+.

Viktig: Kombiner PHALLOSAN® forte vekselvis med PHALLOSAN® plus+.

Den kontinuerlige strekkingen forårsaker smertefrie mikrofiberrevner i plakkvevet i krumningen. Nytt cellevev blir innebygd i disse.

På den måten kan penis rettes ut.

Contact:

Epost: service@phallosan.com

For mer informasjon:
www.phallosan.info

Ditt PHALLOSAN® Team



NO

The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.

Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:

-  Instagram – phallosan_original
-  Facebook – Phallosan



PHALLOSAN® forte
 PHALLOSAN® plus+
 PHALLOSAN® vertical

LES BRUKSANVISNINGEN GRUNDIG FØR DU TAR I BRUK PRODUKTET.

ADVARSEL: OVERHOLD FØLGENDE SIKKERHETSANVISNINGER.

Det skal heller **ikke** bruke etter alkoholinntak eller etter inntak av smertestillende midler eller rusmidler. Heller **ikke** ved:

- Sår eller betente områder på penis eller andre deler av kroppen som kommer i kontakt med PHALLOSAN®-beltet,
- Smerter, nummenhet eller misfarging på glans,
- andre uønskede reaksjoner. Hvis et slikt tilfelle oppstår, må utstyret løsnes og fjernes umiddelbart.

Ved skader på penis **kan** utstyret først brukes når skadene er fullstendig leget.

Bruk **ikke** PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+/PHALLOSAN® vertical etter en operasjon før legen har godkjent det.

Bruk **ikke** PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+/PHALLOSAN® vertical hvis du lider av veneproblemer eller svakhet i bindevevet.

Bruk **ikke** utstyret ved noen form for piercing i genitalområdet. Utstyret må **ikke** brukes i områder med økt sklifare eller risiko for fall.

Vær spesielt forsiktig når du går i trapper eller på glatt underlag.

Utstyret må **ikke** brukes når man håndterer maskiner, motorkjøretøyer eller varme gjenstander, heller ikke når man sykler eller lager mat.

Ikke bruk kremer, vaselin eller andre fuktighetsgivende stoffer når du bruker utstyret.

Bruk **kun** utstyret slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Bruk **kun** de medfølgende materialene. Bruk ikke andre bruksteknikker enn de som er beskrevet i denne håndboken.

Vi påtar oss **ikke** noe ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av bruk av produkter eller tjenester kjøpt via dette nettstedet. Dette gjelder alle direkte eller indirekte skader, tilfeldige skader eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, skader og tap på grunn av tap av virksomhet, tap av fortjeneste, avbrudd eller lignende). Hvis du har spørsmål om bruksvilkårene som er oppført her, kan du når som helst kontakte oss.



Swiss Sana AG
 Kirchstrasse 3
 9490 Vaduz
 FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

Epost: service@swissana.com

Vedrørende risiko eller bivirkninger
 må du kontakte legen eller vår direktekontakt
 for PHALLOSAN



REF 5000



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gratulujemy zakupu PHALLOSAN® forte!

PHALLOSAN® forte jest stosowany skutecznie już od 18 lat na całym świecie.

Zakres stosowania:

PHALLOSAN® forte jest zalecany podczas leczenia

- » Powiększania członka-wydłużania członka
- » Wrodzone/nabyte skrzywienie penisa i induratio penis plastica (IPP)
- » Zaburzenia erekcji i potencji
- » Pooperacyjna rehabilitacja po operacji prostaty
- » Trening ciała jamistego członka w każdym wieku

Zawartość opakowania:

1. Elastyczny pasek, zakładany wokół bioder wraz z krążkiem piankowym (A), do którego zostaje wprowadzony członek aż do jego podstawy. Klamra regulująca (B), dzięki której można indywidualnie ustawić szerokość paska i adapter (C) przy pasku za pomocą którego jest przyczepiana przysawka próżniowa.
 2. a) wyciągacz w rozmiarze S z kondomem S PHALLOSAN® forte
 2. b) wyciągacz w rozmiarze M z kondomem M PHALLOSAN® forte
 2. c) wyciągacz w rozmiarze L z kondomem L PHALLOSAN® forte i widelkami rozciągającymi
 3. Widelki rozciągające z końcówką ze sprężyną rozciągającą do regulowania intensywności rozciągania przy pomocy systemu kolorowych kodów z adapterem do paska.
 - 4./5. Kapturek do ochrony żołędzi przed za mocnymi ustawieniami rozciągania.
 6. Wyciągacz z zaworem 3-kierunkowym
 7. Szablon pomiarowy
- Instrukcja obsługi
Torebka podróżna z 4 dodatkowymi kondomami (1xS,2xM,1xL)



Przygotowania do zastosowania:

1. Pasek



Ortopedyczny pasek PHALLOSAN® forte należy rozłożyć i ustawić jego odpowiednią długość za pomocą klamry regulacyjnej (B).

2. Wybór przysawki próżniowej/ kapturek próżniowych

Za pomocą zawartego szablonu pomiarowego (7) sprawdzić pasujący rozmiar przysawki próżniowej. Przytrzymać penis niezajdujący się w stanie erekcji od ciała i zmierzyć jego obwód.



Przysawka o rozmiarze M (2c) z kapturem o rozmiarze M (2c) i klamrą zaciskową wraz ze sprężyną naciągową jest już połączona w jednym komplecie.

Jeśli potrzebny jest inny rozmiar należy odzepić klamrę zaciskową (3).

Teraz wziąć pasującą przysawkę i połączyć ją z pompą ssącą, która zaskakuje tylko w pozycji wskazującym w kierunku symbolu strzałki (↑). Odpowiedni kapturek próżniowy (2) jest naciągnięty na zgrubienie przysawki a klamra zaciskowa (3) ponownie zamocowana.



Podczas zamocowania przysawki należy koniecznie przestrzegać, aby zgrubienie przysawki zaszkodziło w rowek kapturka przy grubym jego zakończeniu. Jeśli kapturek próżniowy zostanie za mocno naciągnięty na zgrubienie, to może on się rozerwać.






U góry: Nie prawidłowo, za daleko naciągnięty na przysawkę i niezapudrowany!

Na dole: Prawidłowo i zapudrowany.

Prosimy pamiętać, że kapturki próżniowe po kilku dniach tracą swoją powłokę. Z tego powodu należy zakupić puder dziecięcy i napudrować nim zewnętrzną powierzchnię kapturka. Wtedy powstaje ochronna powłoka, która zabezpiecza kapturek próżniowy przed ścieraniem, sklejaniem i rozdarciem.

Przysawkę próżniową przytrzymać kolanami. Zwinąć kapturek próżniowy ostrożnie do brzegu przysawki i naciągnąć go za zgrubienie przysawki. Należy być ostrożnym i uważać, aby nie uszkodzić kapturka ostrym paznokciem albo w podobny sposób. Nie ciągnąć za mocno podczas jego zwijania.







Właściwości nowych kapturek próżniowych PHALLOSAN® forte

Kapturki próżniowe PHALLOSAN® forte składają się z medycznego silikonu i tym samym podrażnienia albo alergiczne reakcje są wykluczone. Innowacja oferuje Wam lepszy komfort, ponieważ kapturek przylega wyjątkowo przyjemnie do członka. W jednym miejscu jest on gruby na ok. 3 mm, w tym miejscu jest on przymocowany do przysawki, przy najcieńszym miejscu o grubości 0,3 mm, przylega miękko wokół penisa.

Perfekcyjna przysawka próżniowa jest gotowa do użycia!

3. Kapturek ochronny żołędzi

Wyjąć kapturek ochronny (4/5), który odpowiada rozmiarowi członka. Rozciągnąć kapturek ochronny kciukiem i palcami obydwu rąk i naciągnąć na żołędzi. On powinien ciasno przylegać.



Ważne jest, aby podczas umieszczania kapturka ochronnego znajdowało się jak najmniej powietrza na zakończeniu żołędzi. Najkorzystniej jest nałożenie kapturka ochronnego na członka w stanie lekkiej erekcji. Kapturek ochronny ma za zadanie chronić żołędzi przed ubocznymi skutkami, ewentualnie przed mocną siłą ciągu.

Doświadczeni użytkownicy mogą już po paru tygodniach zrezygnować z kapturka ochronnego.

Wszystkie potrzebne przygotowania do korzystania z przyrządu są w tym momencie zakończone.

Zastosowanie:

1. Wprowadzić teraz członek wraz z kapturem ochronnym na żołędzi do przysawki i rozwinąć kapturek próżniowy od zgrubienia przysawki na członek.



2. Przekręcić zieloną końcówkę zaworu przy pompie ssącej (6) na symbol-ssanie i uruchomić pompę ssącą, poprzez wielokrotne jej naciśnięcie palcami. Żołędzi zostanie przez to jeszcze dalej wciągnięty w przysawkę. Kapturek próżniowy przylegnie delikatnie do członka.



3. Teraz ustawić zieloną końcówkę zaworu przy pompie ssącej (6) na oznakowanie-zamknąć, aby utrzymać stałą próżnię.



4. Wziąć rozłożony już przed sobą pasek i naciągnąć biały krążek piankowy (A) przez całe urządzenie przysawki aż ten przylegnie do podstawy członka.

5. Koniec paska przelożyć teraz wokół bioder.
6. Przekręcić zapięcie klamry zaciskowej (3) otwartym końcem w kierunku ciała i połączyć ze sobą obydwą uchwyty (C).



7. Wzmocnić napięcie paska za pomocą klamry regulacyjnej (B) aż zauważycie, że członek został rozciągnięty i system sygnalizacyjny zaświeci się na zielono. Należy uważać, aby pasek przebiegał w pachwinie skośnie do góry. Dlatego należy naciągnąć pasek z tyłu przy pośladkach do góry w kierunku pasa. Jeśli pasek znajduje się na wysokości fałdy pośladowców, zwiększa to podczas siedzenia napięcie ciągu, które nie powinno wystąpić.



8. Teraz można kontynuować normalny przebieg dnia albo PHALLOSAN® forte nosić także podczas snu, ponieważ cyrkulacja krwi nie jest w jakikolwiek sposób ograniczona.

Zakończenie używania:

Najpierw ściągnąć pasek i przekręcić zieloną końcówkę zaworu przy pompie ssącej w kierunku symbolu strzałki. Próżnia ulotni się. Kapturek próżniowy zwinąć ostrożnie w kierunku żołądka i zdjąć przysawkę.

Techniczne właściwości:

Prosimy rozważyć, że rozchodzi się w uproszczonej formie o przysawkę z uszczelką. Dlatego też nie jest ważne jak daleko sięga kapturek próżniowy na członek. Kapturek nie jest skonstruowany, aby przenosić siłę na członek. Przeniesienie siły zachodzi wyłącznie poprzez, powstałą w przysawce, próżnię.

Jeśli zauważycie, że podczas noszenia urządzenia próżnia zmniejsza się i żołądek ewentualnie za bardzo wysunie się z przysawki, mogą być tego różne powody. W każdym razie dostaje się powietrze. To może być spowodowane członkiem, jeśli owłosienie nie zostało dokładnie usunięte albo poprzez wybranie za dużego kapturek próżniowego.

W tym przypadku należy usunąć włosy łonowe przy penisie za pomocą golarki lub skorzystania z delikatnego kremu do depilacji.

Porada

Przekręcić zieloną końcówkę wskazującą zaworu pompy ssącej z symbolu-zamknij na symbol ssonia.

Wessać żołądek z powrotem do przysawki i zamknąć zawór, poprzez przekręcenie końcówki wskazującej ponownie w kierunku symbolu zamknięcia.

Jeśli żołądek nadal wysuwa się z przysawki, jednoznaczny tego powodem jest za duży kapturek próżniowy.

Posiadacz możliwości indywidualnego ustalenia jego rozmiaru do rozmiaru członka, aby tym samym uzyskać jak największą wydajność. Jeśli np. stwierdzisz, że rozmiar M przysawki jest właściwy, ale kapturek próżniowy za duży na obwód członka, można kapturek próżniowy o rozmiarze S nasadzić na przysawkę M. To samo można przeprowadzić z przysawką L i kapturem M.

Pod żadnym pozorem nie wolno nasadzać kapturek próżniowego S na przysawkę o rozmiarze L. Materiał w tym wypadku może ulec rozerwaniu.

Instrukcja pielęgnacji:

Kapturek próżniowy powinien być ściągnięty z przysawki i z higienicznych powodów umyty mydłem w letniej wodzie.

Należy przechowywać go odwiniętego do momentu ponownego użytku.

Nigdy nie zapominać, że kapturek po jego skorzystaniu powinien być rozwinięty i przypudrowany dziecięcym pudrem.

Także przysawka powinna być codziennie czyszczona, jak zostało powyżej opisane. Najpierw należy odłączyć pompę ssącą, podczas gdy zieloną końcówkę wskazującą zaworu pompy ssącej przekręcić się w kierunku podwójnych strzałek. Pompę ssącą wyciągnąć ostrożnie z przysawki. Pompy nie wolno namaczać wodą albo olejem, ponieważ delikatne zawory mogą ulec uszkodzeniu.

Stopniowy plan dokładnego dopasowania siły ciągu do tkanki łącznej członka:



Wprowadzenie:

Tkanka łączna ciała jest uzależniona od poszczególnych cech dziedzicznych. Dlatego też

skonturowaliśmy konstrukcję sygnalizującą, która umożliwia dokładne dopasowanie napięcia paska do Twojej tkanki łącznej. W każdym razie prosimy o uważanie zwłaszcza na początku o utrzymywanie siły ciągu w dolnym, zielonym zakresie. W ten sposób uzyskacie optymalne rezultaty powiększenia członka na długość i objętość bez jakichkolwiek skutków ubocznych.

1. dzień

Napięcie ciągu należy ustawić w dolnym, zielonym zakresie i PHALLOSAN® prosimy nosić tylko 1 godzinę. Zdjąć pasek i zieloną końcówkę wskazującą zaworu pompy ssącej przekręcić w kierunku strzałki. Próżnia uchodzi.

Prosimy zwinąć kapturek próżniowy ostrożnie w kierunku żołądka i zdjąć przysawkę.

Zwrócić uwagę na wygląd obszaru przy członku, który znajduje się pomiędzy otworem moczowodu a więzadłami napletka (Frenulum) przy spodzie żołądka. Ten obszar jest najbardziej delikatną tkanką łączną przy członku. Jeśli to miejsce się zaczerwieniło albo napuchło oznacza, że napięcie ciągu paska było za mocne. Tego dnia korzystanie z przyrządu trzeba zakończyć. Jeśli wystąpiły zmiany przy członku, używanie rozpocząć dopiero wtedy, gdy one ustąpią.

2 dzień do dnia 8

Jeśli korzystanie z PHALLOSAN® forte dnia poprzedniego zakończyło się bez zabarwień lub opuchnięć przy opisanym wyżej obszarze, PHALLOSAN® można nosić dłużej o jedną godzinę.

Każdego dnia przedłuż noszenie o jedną godzinę. Po 8 dniach aklimatyzacja jest zakończona.

PHALLOSAN® po fazie aklimatyzacji może być noszony również nocą. Zauważycie, że przy obu symbolach do pompowania i zamykania znajdują się namacalne wypustki, aby umożliwić pompowanie i zamykanie także bez kontaktu wzrokowego. Kapturek próżniowy rozciąga się podczas nocej erekcji, krążenie krwi nie jest zakłócone, wręcz przeciwnie, polepszone.

Będziecie zachwyconie z korzystania z PHALLOSAN® forte, ponieważ już po kilku tygodniach długość członka i jego zmiany w obwodzie będą widoczne. Poczujecie pozytywne skutki uboczne jak wzmocniony popęd seksualny i więcej przyjemności.

Czas stosowania:

PHALLOSAN® powinien być noszony codziennie od 8 do 10 godz., 6 dni w tygodniu a nawet i dłużej!

Skutki uboczne/Środki ostrożności:

Korzystanie z PHALLOSAN® forte przebiega na własną odpowiedzialność, jednak jest nieszkodliwy przy przestrzeganiu instrukcji obsługi. Jednakże zwłaszcza w pierwszych tygodniach członek nie powinien być poddawany za dużej sile ciągu.

Występują opuchnięcia i/albo pęcherzyki na napletku albo żołądzu oznacza, że napięcie paska jest za mocne. Koniecznie należy zrobić przerwę, aż spuchnięcie względnie pęcherzyki zanikną. Siłę ciągu następnie ustawić na trochę mniejszą. Prosimy o cierpliwość, proces ten w swoim sukcesie korzystania jest porównywalny z regulacją szczęki. Ciągłość wydłużania a nie tylko sama siła ciągu jest gwarancją sukcesu! Czasami poczucie przy członku bolesności uciskowej, która może wynikać z tego, że zgrubiony koniec kapturek próżniowo leży na silikonowym krążku piankowym i wywołuje ból.

Porada:

Zwinąć koniec kapturek próżniowego trochę z silikonowego krążka piankowego, bolesność uciskowa już więcej nie wystąpi.

Napięcie ciągu paska można także rozłożyć na ciało, aby zredukować napięcie z podstawy członka. Objąć pasek w obszarze łączenia przy przysawce i oprowadzić napięcie ciągu wokół ciała dla odciążenia podstawy penisa. Brzmi skomplikowanie, ale tak nie jest, napięcie ciągu rozłoży się na całym pasku.

W następujących okolicznościach nie powinno nosić się PHALLOSAN® forte:

Po konsumpcji alkoholu, po zażyciu narkotyków oraz tabletek przeciwbólowych, nasennych i uspokajających, ponieważ w tym przypadku naturalne odczucie bólu jest ograniczone i ewentualnie reakcja na ból może być opóźniona. Unikajcie używania PHALLOSAN® forte podczas infekcji lub otwartych ran przy penisie.

Jak mierzyć dokładny przyrost długości członka?

Prosimy o stosowanie linijki. Taśma miernicza nie nadaje się do tego. Członek nieznajdujący się w stanie wzwodu trzymać prosto od ciała (90

Grad). Przyłożyć linijkę, patrząc z góry przy boku członka. Przycisnąć linijkę od kości łonowej.

Ważne

Na początku korzystania z urządzenia ustalacie swój dokładny ciężar ciała bez ubrania. Podczas ewentualnego wzrostu masy powstaje, w szczególności w obszarze owłosienia łonowego wokół członka, warstwa tłuszczu. Ta warstwa skraca odległość od wierzchołka członka do kości łonowej i to fałszuje (zmniejsza) wynik. Lekarze określają to, jako fartuch tłuszczowy.

Dodatkowe zamówienia

Wszystkie części do PHALLOSAN® forte można z osobna u nas zamówić. Posiadacie dalsze pytania lub sugestie, nasi bezpłatni eksperci są o każdej porze do Waszej dyspozycji po normalnej opłacie telefonicznej.

Techniczne zmiany są w każdej chwili zastrzeżone, które są także opublikowane w internecie pod adresem

www.phallosan.com
www.phallosan.co.uk

Hotline:

Phone +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 9:30-12:00,
14:00-16:00 TIME MEZ)
service@swissana.com

For more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

INSTRUKCJA OBSŁUGI PHALLOSAN® VERTICAL

Przed użyciem PHALLOSAN® vertical prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Poniższy produkt jest zestawem rozszerzającym do PHALLOSAN® forte i może być używany wyłącznie razem z zestawem PHALLOSAN® forte!

Instrukcje dotyczące użycia PHALLOSAN® forte znajdują Państwo na stronie www.phallosan.info

Zawartość opakowania PHALLOSAN® vertical:

- A. Mankiet kolanowy
- B. Elastyczny pas, który jest prowadzony wokół mankietu kolanowego

Zawartość opakowania PHALLOSAN® forte:

2. Twardy kapturek z tworzywa sztucznego z zamocowanym prezerwatywą-kapturem
3. Widełki rozciągające z końcówką ze sprężyną rozciągającą do ustawiania siły rozciągającej w systemie lampek z adapterem do pasa.
6. Zintegrowana pompa próżniowa



Przygotowanie:

Wybór przysawki próżniowej/kapturek próżniowego

Skorzystać z dołączonego szablonu pomiarowego (7) w celu określenia odpowiedniego rozmiaru przysawki próżniowej. Odciągnąć penisa niezadowolającego się w stanie erekcji od ciała i dokonać jego pomiaru wzdłuż trzonu penisa.



Przysawka o rozmiarze L (2c) jest już połączona z kapturem próżniowym w rozmiarze L (2c) oraz widełkami rozciągającymi ze sprężyną rozciągającą.

W przypadku konieczności skorzystania z innego rozmiaru należy zdjąć widełki rozciągające (3). Następnie wziąć przysawkę w odpowiednim dla siebie rozmiarze i dopasować ją do pompy ssącej. Przysawka zatrząskuje się jedynie w pozycji oznaczonej symbolem strzałki (↑↓). Na zgrubieniu przysawki należy założyć kapturek próżniowy (2) w odpowiednim rozmiarze i ponownie zamocować widełki rozciągające (3).



Podczas mocowania przysawki należy koniecznie zwrócić uwagę, aby zgrubienie przysawki zaskoczyło w rowek kapturek próżniowy przy jego grubym zakończeniu. Jeżeli kapturek próżniowy zostanie za mocno naciągnięty na zgrubienie, może to spowodować jego rozzerwanie.




U góry: Nieprawidłowo. zbyt mocne naciągnięcie na przysawkę i brak użycia pudru!

Na dole: Prawdłowo. Puder został użyty.

Należy pamiętać, że kapturek próżniowy traci swoją powłokę po kilku dniach. Dlatego warto zaopatrzyć się w puder dla niemowląt i nanosić go na zewnętrzną powierzchnię kapturek próżniowego. W rezultacie dochodzi wówczas do powstania powłoki ochronnej, która zabezpiecza kapturek próżniowy przed ścieraniem, sklejaniami i rozdarciami.

Przysawkę próżniową przytrzymać kolanami. Zwinąć ostrożnie kapturek próżniowy o 1 cm względem brzegu przysawki i naciągnąć go za zgrubienie przysawki. Należy zachować ostrożność i uważać, aby nie uszkodzić kapturek ostrym paznokciem itp. Nie ciągnąć zbyt mocno podczas rozwijania.







Właściwości nowych kapturek próżniowych PHALLOSAN® forte

Kapturek próżniowy PHALLOSAN® forte składa się z medycznego silikonu i tym samym podrażnienia albo alergiczne reakcje są wykluczone. Ta innowacja oferuje Państwu nie tylko wyższy poziom komfortu, ponieważ kapturek przylega wyjątkowo przyjemnie do członka. W jednym miejscu jego grubość wynosi ok. 3 mm, w tym miejscu jest on przymocowany do przysawki. W najcieńszym natomiast miejscu grubość wynosi 0,3 mm, co sprawia, że przylega miękko wokół penisa.

Perfekcyjna przysawka próżniowa jest gotowa do użycia!

Kapturek ochronny

Wyjąć kapturek ochronny (4/5), który odpowiada rozmiarowi każdego członka. Rozciągnąć kapturek ochronny kciukiem i palcami obydwu rąk i naciągnąć na żołędź. Kapturek powinien dobrze przylegać.



Ważne jest, aby podczas umieszczania kapturek ochronnego na czubku żołędzi znajdowało się jak najmniej powietrza. Najkorzystniej jest nałożyć kapturek ochronny na członka w stanie jego lekkiej erekcji. Kapturek ochronny ma za zadanie chronić żołędź przed skutkami ubocznymi, ewentualnie przed zbyt dużą siłą ciągnięcia. Doświadczeni użytkownicy mogą już po paru tygodniach zrezygnować ze stosowania kapturek ochronnego. Wszystkie niezbędne przygotowania do korzystania z przyrządu są w tym momencie zakończone.

Zastosowanie PHALLOSAN® forte:

1. Wprowadzić członek wraz z kapturem ochronnym na żołędź do przysawki i rozwinąć kapturek próżniowy od zgrubienia przysawki na członek.



2. Przekręcić zieloną końcówkę zaworu przy pompie ssącej (6) na symbol-ssanie i uruchomić pompę ssącą, poprzez wielokrotne jej wciśnięcie palcami. Żołędź zostanie przez to jeszcze dalej wciągnięta przez przysawkę. Kapturek próżniowy przyleganie delikatnie do członka.




3. Teraz ustawić zieloną końcówkę zaworu przy pompie ssącej (6) na symbol przedstawiający kłódkę, aby utrzymać stały poziom próżni.




Zastosowanie PHALLOSAN® vertical:


1. Otworzyć zapięcie na rzep na mankieta kolanowym (A). Umieścić mankieta poniżej jednego kolana (prawego lub lewego). Zapiąć zapięcie na rzep. Upewnić się, że logo PHALLOSAN® jest skierowane do przodu.



2. Zamocować pas: Wziąć skrócony pas PHALLOSAN® vertical (B). Zamocować go do wewnętrznej strony mankieta kolanowego, logo powinno być widoczne na zewnątrz.



3. Dostosować siłę ciągnięcia: Zamocować adapter do widełek rozciągających. Dostosować siłę ciągnięcia za pomocą wydłużonego zapięcia na rzep na pasku, nie sięgając do czerwonego obszaru widełek rozciągających.



4. Użytkowanie na co dzień: PHALLOSAN® vertical można teraz nosić wygodnie pod spodniami.

Zakończenie stosowania oraz dalsze instrukcje dotyczące stosowania:

Zapoznać się z instrukcją obsługi PHALLOSAN® forte.

Kontakt:

E-mail: service@phallosan.com

Dalsze informacje: www.phallosan.info

Zespół PHALLOSAN®

INSTRUKCJA OBSŁUGI PHALLOSAN® PLUS+

Przed użyciem PHALLOSAN® plus+ prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Poniższy produkt jest zestawem rozszerzającym do PHALLOSAN® forte i może być używany wyłącznie razem z PHALLOSAN® forte!

Instrukcje dotyczące użycia PHALLOSAN® forte znajdują Państwo na stronie www.phallosan.info

Zawartość opakowania PHALLOSAN® plus+:

- 1. Adapter pierścieniowy w kształcie litery C do podłączenia do przysawki próżniowej zastosowanie do każdego rozmiaru kapturka próżniowego
 - » elastyczny ruch
 - » klips zabezpieczający
 - » łatwe zdejmowanie
 - » opatentowany system
- 2. System słupkowy z białym pierścieniem podstawy możliwość wydłużenia każdego
 - » rozmiaru penisa
 - » optymalne napięcie
 - » regulowana wysoka lub komfortowa moc
- 3. Długi kapturek
 - » Na penisa o długości 12-22 cm

Zawartość opakowania PHALLOSAN® forte:

- 4. Twardy kapturek z tworzywa sztucznego z prezerwatywą-kapturkiem
 - » 4 różne rozmiary
 - » przejrzyste bezpieczeństwo
 - » opcjonalny rozmiar pośredni (duża przysawka, kapturek w rozmiarze średnim)
 - » materiał antyalergiczny
 - » System z zaworem 3-drożnym
 - » Gdy komfort idzie w parze z efektywnością
- 5. Zintegrowana pompa próżniowa
 - » wytwarza mikro próżnię
 - » brak uszkodzeń tkanki
 - » ciała jamistego/żył
 - » lepsze rezultaty
 - » maksymalne działanie



Przygotowanie:

Zakładanie przysawki próżniowej i kapturka ochronnego

Proszę zwrócić uwagę i przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi produktu PHALLOSAN® forte „2. Dobór przysawki próżniowej do zastosowania, ust. 3.

1. Przygotowanie PHALLOSAN® plus+:


Za pomocą miarki określić, której z dwóch przezroczystych tulejek gwintowanych będą Państwo potrzebować do zastosowania w połączeniu z PHALLOSAN® plus+. Jedną ręką pociągnąć penisa za żołądź. Drugą ręką przyłożyć miarkę z boku penisa, aby móc lepiej odczytać wynik pomiaru.

ŚREDNI (Medium) – długość penisa 8-17 cm, ta tulejka jest już zamontowana.


DUŻY (Large) – długość penisa 12-22 cm, przezroczyste tulejki gwintowane, pozycja 3 w opakowaniu.

2. Konwersja z rozmiaru średniego na duży (3):


a. W pierwszej kolejności usunąć górny adapter wraz z klipssem. Zdjąć krótsze tulejki gwintowane, wyciągając je ukośnie do przodu z przegubu kulowego na białym pierścieniu podstawy. Wyjąć dwie dłuższe tulejki z opakowania (3).



b. Następnie odkręcić grubszy, zielony gwint z krótszych przezroczystych tulejek i zamontować go na dłuższych przezroczystych tulejkach gwintowanych.




c. Wcisnąć tulejkę na gniazdo przegubu kulowego białego pierścienia podstawy (2). Spróbować ustawić tulejkę pod kątem w stosunku do przegubu i wcisnąć je, aby główka przegubu kulowego mogła łatwiej zatrzasknąć się na swoim miejscu. Następnie zmontować ponownie urządzenie adaptera (1), łącząc z zaciskiem w kształcie litery C.



3. Zastosowanie PHALLOSAN® plus+:

a. Nasadzić PHALLOSAN® plus+ na penis przez biały pierścień podstawy. Najłatwiej jest to zrobić w pozycji siedzącej. PHALLOSAN® plus+ znajduje się teraz luźno na trzonie penisa z białym pierścieniem podstawy na udzie.




Następnie wziąć przygotowany już twardy kapturek z tworzywa sztucznego /z dopasowanym (podwiniętym) kapturkiem i pompką.




Umieścić żołądź jak najdalej w przysawce, uruchomić pompkę 3-5 razy, aż żołądź znajdzie się głęboko w przysawce, i przekręcić zielony zawór do pozycji oznaczonej symbolem kłódki.

Następnie rozwinąć prezerwatywę-kapturek wzdłuż trzonu penisa.

b. Na koniec docisnąć adapter w dół i przymocuj klips w kształcie litery C do twardego kapturka z tworzywa sztucznego, z otworem skierowanym w stronę brzucha, i puścić go. Penis znajduje się teraz pod lekkim napięciem.



c. Dzięki unikalnemu systemowi gwintów można teraz indywidualnie regulować siłę ciągnięcia. Upewnij się, że regulacja następuje w równomierny sposób; gwinty powinny zawsze mieć tę samą długość po obu stronach. W żadnym momencie nie powinni Państwo odczuwać dyskomfortu na swoim penisie.



4. Zakończenie używania PHALLOSAN® plus+:

Najpierw zdjąć zacisk w kształcie litery C z twardego kapturka z tworzywa sztucznego.

Następnie obrócić zielony zawór na przysawce próżniowej w stronę symbolu przedstawiającego strzałkę. Następuje rozszczelnienie próżni. Ostrożnie zwinąć kapturek z powrotem w kierunku twardej przysawki z tworzywa sztucznego, aby zdjąć całą prezerwatywę-mankiet wraz z przysawką. Nie rozciągać kapturka palcami, w przeciwnym razie może dojść do jego rozerwania. Kapturek można łatwo ściągnąć, po prostu zwinając go z trzonu penisa.

5. Skutki uboczne/środki ostrożności:

Korzystanie z PHALLOSAN® plus+ odbywa się na własną odpowiedzialność, jednak przy przestrzeganiu instrukcji obsługi jest ono jest nieszkodliwe. Jednakże zwłaszcza w pierwszych tygodniach członek nie powinien być poddawany zbyt dużej sile ciągnięcia.

Jeśli na napletku lub żołądź pojawi się obrzęk i/lub pęcherze, oznacza to, że ustawienie jest zbyt mocne. Koniecznie należy przerwać

stosowanie produktu, aż do ustąpienia opuchlizny lub pęcherzyków.

Następnie należy ustawić odrobinę lżejszą siłę rozciągającą. Prosimy o cierpliwość, powolne podwyższenie siły przyciągnięcia jest porównywalne z regulacją szczęki przy użyciu aparatu ortodontycznego. Gwarantujemy sukcesu jest ciągłość rozciągania, a nie tylko jego siła!

Uwaga: Nie zaleca się stosowania PHALLOSAN® plus+ podczas snu!

Teraz posiadają Państwo idealną kombinację produktów, które można stosować bez względu na cel:

Powiększanie penisa:

Stosować PHALLOSAN® plus+ co najmniej 6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu.

Nie chodzi tu o dużą siłę ciągnięcia, osiągnięcie stymulacji komórek zależy od ciągłości stosowania produktu.

Stymuluje on nowe komórki i pozwala na możliwy wzrost długości o 4,9 cm oraz 2,5 cm w obwodzie.

Zaburzenia erekcji:

5 godzin 3 dni w tygodniu prowadzi do znaczącej poprawy krążenia krwi, a tym samym stymuluje prostatę i popęd seksualny.

Ciała jamiste będą w stanie wchłonąć więcej krwi, a erekcje będą częstsze i dłuższe.

Stwardnienie plastyczne prącia (IPP (Induratio penis plastica), skrzywienie prącia:

IPP/skrzywienie prącia można leczyć produktami w kombinacji: PHALLOSAN® forte oraz PHALLOSAN® plus+.

Ważne: Stosować PHALLOSAN® forte naprzemiennie z PHALLOSAN® plus+.

Ciągłe rozciąganie powoduje bezbolesne rozdarcie mikrowłókien w tkance płytek występujących w skrzywionym członku. W konsekwencji następuje osadzenie w nich nowej tkanki komórkowej.

W ten sposób możliwe jest wyprostowanie penisa.

Kontakt:

E-mail: service@phallosan.com

Dalsze informacje: www.phallosan.info

Zespół PHALLOSAN®

The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.

Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:



Instagram – phallosan_original



Facebook – Phallosan



PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

OSTRZEŻENIE: NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA.



Nie używać urządzenia podczas oddawania moczu, ćwiczeń, stosunków seksualnych lub innych forsujących aktywności fizycznych.

Urządzenia nie należy również nosić po spożyciu alkoholu, zażyciu leków przeciwbólowych lub odurzających. Nie należy używać urządzenia w przypadku:

- ran lub stanów zapalnych występujących na penisie lub innych częściach ciała, które mają kontakt z pensem PHALLOSAN®,
- bólu, drętwienia lub przebarwienie żołądki,
- innych niepożądanych reakcji. W takim przypadku należy natychmiast poluzować i zdjąć urządzenie.

W przypadku urazów prącia urządzenie można nosić dopiero po ich całkowitym wygojeniu.

Nie należy nosić urządzenia PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+/PHALLOSAN® vertical po zabiegu, dopóki lekarz nie wyrazi na to zgody.

Nie należy stosować urządzenia PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+/PHALLOSAN®, jeśli mają Państwo problemy z żyłami lub osłabioną tkankę łączną.

Nie używać urządzenia w przypadku jakiegokolwiek rodzajów piercingu w okolicy narządów płciowych. Urządzenia **nie** wolno nosić w obszarach o podwyższonym ryzyku upadku lub poślizgu.

Szczególność ostrożność należy zachować podczas wchodzenia po schodach lub chodzenia po śliskich powierzchniach.

Urządzenia **nie** wolno nosić podczas obsługi maszyn, pojazdów mechanicznych, gorących przedmiotów, jazdy na rowerze lub gotowania.

Podczas noszenia/użytkowania urządzenia nie należy stosować kremów, wazeliny ani innych substancji nawilżających.

Używać urządzenia **wyłącznie** w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

Korzystać wyłącznie z dostarczonych materiałów. Nie należy stosować technik noszenia innych niż opisane w niniejszej instrukcji.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z korzystania z jakiegokolwiek produktów lub usług zakupionych za pośrednictwem tej witryny. Dotyczy to wszystkich szkód bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych lub wynikowych (w tym, **bez ograniczeń**, szkód i strat spowodowanych utratą działalności, utratą zysków, przerwą i tym podobnymi). Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące wymienionych tutaj warunków użytkowania, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

 00423 235 84 77

E-mail: service@swissana.com

W przypadku wystąpienia ryzyka lub skutków ubocznych prosimy o kontakt z Państwa lekarzem lub infolinią PHALLOSAN.



REF 5000



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárló, örömmel gratulálunk Önnek a PHALLOSAN® forte vásárlásához!
A PHALLOSAN® forte-t immár 18 éve használják sikerrel világszerte.

Alkalmazási területek:

A PHALLOSAN® forte alkalmazása az alábbi esetekben javasolt:

- » pénisznagyobbítás – péniszhosszabbítás
- » veleszületett/kialakuló péniszgörbület és Induratio penis plastica (IPP)
- » erekciós és merevedési problémák
- » prosztata operáció posztoperatív utókezelése
- » szivacsos testek edzésben tartása bármely korban

A csomag tartalma:

1. Elasztikus öv, amelyet a derék köré kell helyezni, hozzá tartozó párnázott szilikongyűrűvel (A), ezen vezetjük át a pénisztestet egészen a tövéig. Csúsztatható övcsat (B), segítségével az öv tetszés szerint állítható, valamint az öv része egy adapter (C) is, amellyel a vákuumharangot rögzítjük az övhöz.
 2. a) Vákuumharang S-es méretben PHALLOSAN® forte – S-es Mandzsetta-kondommal
 2. b) Vákuumharang M-es méretben PHALLOSAN® forte – M-es Mandzsetta-kondommal
 2. c) Vákuumharang L-es méretben PHALLOSAN® forte – L-es Mandzsetta-kondommal és csatlakoztatott beépített rugóval ellátott feszítővilla (3)
 3. Beépített rugóval ellátott feszítővilla a megfelelő húzóerő beállításához + öv-adapter.
 - 4./5. Védősapka a makk számára, hogy megvédje azt túl erősre állított húzóerő esetén.
 6. Vákuumpumpa hármass szeleppel
 7. Mérőszablon
- Online-használati útmutató

Gratizs extrák: Szatén utatózátáska ajándék 4 darab extra Mandzsetta-kondommal (1xS, 2xM, 1xL)



Szükséges előkészületek a használat előtt:

1. Öv



Terítse ki maga elé a PHALLOSAN® forte övet és állítsa az övcsat (B) segítségével, a legnagyobb hosszúságra.

2. A megfelelő vákuumharang/ Mandzsetta-kondom kiválasztása

Állapítsa meg a mellékelt sablon (7) segítségével, hogy melyik vákuumharang az Önnek megfelelő. Ehhez ernyed állapotban húzza ki a pénisztestet és végezze el a mérést a pénisz tövével.



Az M-es méretű vákuumharang (2c) és az M-es Mandzsetta-kondom (2c), valamint a vonóháromszöges rögzítő előre össze vannak szerelve.

Amennyiben Önnek másik méretre van szüksége, távolítsa el a szettől a vonóháromszöges rögzítőt (3).

Ezután vegye kézbe a megfelelő méretű harangot és kapcsolja össze a vákuumpumpával. A megfelelő illeszkedéshez ügyeljen a „nyíl” szimbólumra (↓). Először húzza a megfelelő méretű kondomot (2) a harang domború végére, majd illesse vissza a vonóháromszöges rögzítőt (3).



A kondom vákuumharangra történő felhelyezésekor ügyeljen rá, hogy a Mandzsetta-kondom szélesebb végén lévő járat pontosan illeszkedjék a harang domborulatára. Vigyázzon, amennyiben túlhúzza, a kondom elszakadhat!






Fent: Helytelen, a kondomot túlhúzza a harang domborulatán és nincs bepuderezve!

Alul: A bepuderezett kondom felhelyezése megfelelő módon.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Mandzsetta-kondom pár nap után elveszti gyári védőrétegét, ezért ápolása szükségessé válik. Erre a célra legalkalmasabb a babapuder, amelyet könnyedén be lehet szerezni. A kondomot ezzel bevonva a puder új védőréteget képez, amely megvédi a kondomot a kopástól, összetapadástól és a szakadástól.

Szorítsa a vákuumharangot a két térde közé. Enyhe erőfeszítéssel, óvatosan húzza rá a kondomot kb. 1 cm-es távolságra a harang szélétől, majd a kondom szélesebb részét finoman hajtsa át a harangon található hullámos domborulaton. Legyen nagyon óvatos, nehogy megsértsen a kondomot éles körmével vagy valami hasonlóval. Ügyeljen rá, hogy a feltekerésnél ne fejtessen ki túl nagy erőt!






Az tudnivalók az új PHALLOSAN® forte Mandzsetta-kondomról

A PHALLOSAN® forte Mandzsetta-kondom orvosi szilikonból készül, így bőrérzékenységet vagy allergiás tüneteket nem okoz. Anyagának köszönhetően nem csak hogy komfortosabb a viselete, de puha és kellemesen simul a bőrhöz. Vastagsága csak egy helyen éri el a 3 mm-t, ahol a vákuumharangra illeszkedik, különben a legvékonyabb helyen csupán 0,3 mm, így észrevétlenül simul a pénisztestre.

Az Ön számára tökéletes vákuumpumpa használatra kész!

3. Védősapka

Ezután vegye kézbe a védősapkát (4/5), amely rugalmas, így minden péniszméretre illik. Húzza a védősapkát a péniszre a képeken látható módon ujjai segítségével. A védősapkának feszülnie kell a makkon.



A felhelyezéskor ügyeljen arra, hogy ne maradjon levegőbuborék a makk fejénél. A felhelyezést megkönnyíti, ha a pénisz enyhén erekált állapotban van. A védősapka célja, hogy megvédje a péniszt az esetlegesen túl erősre állított húzóerő mellékhatásaitól. Gyakorlott felhasználó, aki már

kitapasztalta a megfelelő erősség beállítását, akár el is hagyhatja a védősapkát.

A védősapka felhelyezésével megtörténtek a szükséges előkészületek.

Alkalmazás:

1. A védősapka felhelyezése után vezesse be a pénisztestet a vákuumharangba, majd tekerje le a mandzsetta-kondomot a pénisztestre.



2. Ezután állítsa be a vákuumpumpán (6) a szívó funkciót. Ehhez tekerje a pumpa zöld szelepfőjét a megfelelő ("pumpa") jelzéshez. Ujjja segítségével nyomja meg egyszerűen a pumpa fejét többször egymás után és kezdje el a levegő kipumpálását. Ezáltal a makk beszívódik a vákuumharangba, a Mandzsetta-kondom pedig kissimul a pénisztesten.



3. A vákuum létrehozása után tekerje a pumpa (6) zöld szelepfőjét a "lakat" jelzéshez, hogy a mikrovákuum fennmaradjon.



4. Vegye kézbe a már előkészített övet és húzza az övön található fehér szivacsos gyűrűt a már felhelyezett készüléken át egészen a pénisz tövéig.

5. Végül helyezze az övet a derekára.

6. Ezután vegye kézbe a vonóháromszöges rögzítő (3) végén található karikát és illesse bele (90 fokban elfordítva) az öv végén található másik karikát (C).



7. Állítsa a csúsztható övcsat (B) segítségével szorosabbra az övet. A húzóerő megfelelő, ha péniszén nyújtóerőt érez és a vonóháromszögös rögzítő színjelzése a zöld sávban van. Ügyeljen rá, hogy az öv a combhajlaton haladjon végig. Húzza az övet hátul a far részénél felfelé, a derék irányába. Ha az öv lejjebb helyezkedik el, ülés közben megnövekedik a húzóerő, ami kellemetlen lehet.



8. Miután sikeresen felhelyezte a készüléket, visszatérhet a mindennapi teendőihez, vagy viselheti a PHALLOSAN® forte-t éjszaka is alvás közben, mivel a készülék együtt támul a pénisszel, így nem akadályozza a vérkeringést.

A készülék levétele használat után:

Először az övet távolítsa el, majd állítsa a vákuumpumpa zöld fejét a nyíl irányának megfelelően a kívánt szimbólumra. Miután a vákuum távozott, óvatosan tekerje fel a Mandzsetta-kondomot a makk irányába, majd távolítsa el a vákuumpumpát.

Technikai tudnivalók:

Szeretnénk felhívni a figyelmét egy technikai sajátosságra. Gondoljon arra, az egyszerűség kedvéért, hogy itt egy tömítéssel ellátott vákuumharangról van szó. Ezért mindegy, hogy meddig ér a kondom a pénisztesten. Nem a kondom fejt ki a húzóerőt a péniszre, az erőátvitel kizárólag a harangban keletkező vákuum révén következik be. Amennyiben viselet közben érzi, hogy a vákuum enged és a makk kicsúszik a harangból, akkor ennek több oka is lehet. Valószínűleg levegő jut be. Gyakori jelenség, ha az intim szövet nincs megfelelően eltávolítva vagy a Mandzsetta-kondom mérete túl nagy. Távolítsa el a pénisz körülötti testszövetet, amennyire szükséges.

Ez történhet borotva vagy különböző szőrtelenítő krémek segítségével is.

Javaslat ilyen esetben:

Amennyiben használat közben úgy érzi, hogy a vákuum enged, tekerje a vákuumpumpa zöld fejét a "lakat" jelzésről a megfelelő "pumpa" szimbólumra. Néhány mozdulattal pumpálja vissza a makkot a vákuumharangba, majd állítsa a pumpa (6) zöld fejét vissza a "lakat" jelzéshez.

Ha a makk ezután is kicsúszik, a probléma oka egyértelműen a túl nagy méretű Mandzsetta-kondom.

A cserélhető Mandzsetta-kondomok előnye, hogy könnyedén összeállíthatja az Önnek megfelelő méretet. Amennyiben például úgy érzi, hogy az M-es méretű vákuumharang az Önnek megfelelő, azonban az M-es kondom túl nagy, egyszerűen kicserélheti az M-es harang kondomját az S-es méretre. Ugyanezt megteheti az L-es haranggal és az M-es kondommal is.

Kivételt képez az S-es kondom és az L-es harang. Kérjük, ne próbálja az S-es kondomot az L-es harangra felhelyezni, mert ebben az esetben a kondom anyaga elszakadna.

Ápolási tanácsok:

A kondomot le szabad, sőt, le kell szedni a vákuumharangról. Higiénia okokból ajánlott minden nap szappannal és kéz-meleg vízzel megtisztítani. A Mandzsetta-kondomokat használat után mindig letekert állapotban tárolja a következő használatig. Ne felejtse el a kondomokat a használat után, minden alkalommal, letekert állapotban hintőporral bepuderezni.

A vákuumharangot is ajánlott a fent leírt módon naponta megtisztítani. Ehhez minden esetben távolítsa el először a vákuumpumpát. Tekerje a pumpa zöld szelepfőjét a "dupla nyíl" irányába és óvatosan húzza ki a pumpát a harangból. A vákuumpumpa nem érintkezhet vízzel vagy zsíros anyaggal, különben az érzékeny szelepek nem fognak megfelelően működni.

Ütemterv a pénisz kötőszöveteinek megfelelő erősségű húzóerő beállításához az övön:



Előszó:

Az emberi test kötőszövetei függnek az adott személy örökölt tulajdonságaitól. Ezért mi kialakítottunk egy színjelzéssel (piros-sárga-zöld) ellátott rendszert, amely segítségével Ön egyszerűen beállíthatja a húzóerőt az Ön szöveteinek tökéletesen megfelelőre. Ügyeljen rá, hogy kezdetben a húzóerő az alsó zöld sávban maradjon, így könnyedén érheti el a kívánt pénisznövekedést, mind hosszban, mind vastagságban, minden negatív mellékhatás nélkül.

1. nap

Állítsa az övön a húzóerőt az alacsonyabb zöld fokozatra és viselje a PHALLOSAN® forte-t csak 1 órán át. Ezután vegye le az övet, majd tekerje a pumpa zöld szelepfőjét a "nyíl" jelzés irányába. Ezáltal megszűnik a vákuum. Óvatosan tekerje fel a kondomot a makk irányába és távolítsa el a vákuumharangot a további részekkel együtt. Vizsgálja meg a péniszét a húgycsőnyílás és a fityma makk alján található redőzete (fitymafék) között. Ez a pénisz szöveteinek legérzékenyebb pontja! Ha ezen a részen duzzanat keletkezett, vagy kipirosodott, akkor az övön a húzóerő túl erős volt. A mai napra fejezze be a kezelést. Amennyiben a péniszén bármilyen elváltozást lát, csak akkor kezdje a kezelést újra, ha ezek már teljesen megszűntek.

2–8. nap

Akiknél nem jelentkezett az első napon duzzanatot vagy kipirosodást: növelje meg a használat időtartamát 1 órával, majd a következő napokon viselje a PHALLOSAN® forte-t minden nap egy órával tovább. A 8 nap után péniszre hozzászokott a PHALLOSAN® forte viseletéhez.

Ezután hordhatja a készüléket éjszaka is. A vákuumpumpa éjszakai működtetéséhez a két állítható funkció ("pumpa" és "lakat") használatát tapintásra is jól érzékelhető jelzés segíti. A Mandzsetta-kondom együtt támul a pénisszel az éjszakai erekciók során, így nem gátolja a véráramlást, sőt, serkenti azt.

Őn el lesz ragadtatva a PHALLOSAN® forte viseletétől! A pénisz már néhány hónap alatt mérhetően hosszabb és vastagabb lesz, Ön pedig csak pozitív mellékhatásokat fog tapasztalni, mint például megnövekedett szexuális vágyat és örömezetet!

A használat időtartama:

A PHALLOSAN® forte-t ajánlott napi 8 – 10 órán keresztül, heti 6 napon át viselni. Ezt az időtartamot bármikor lehet növelni is!

Mellékhatások/Figyelmeztetés:

A PHALLOSAN® forte használatát saját felelősségre történik, ámde, ha betartjuk a használati utasításban leírtakat, nem igényel különösebb mérlegelést. Nem szabad azonban, különösen a használat első heteiben, túl erőse állítani a húzóerőt.

Ha duzzanatok és/vagy hólyagocskák jelennek meg a fitymán vagy a makkon, akkor az öv túl erőse lett állítva. Feltétlenül szüneteltesse a kezelést mindaddig, míg a duzzanatok, ill. hólyagocskák el nem tűnnek. A későbbiekben állítsa a húzóerőt kisebbre. Legyen türelmes! A pénisz-növelő eljárás sikerének alapja körülbelül olyan, mint a fogszabályzás, az eredmény nem csak a húzóerő erősségétől függ, sokkal inkább a folyamatos használatától.

A használat során olykor fájdalmas nyomás érezhető a pénisztesten. Ennek oka az lehet, hogy a Mandzsetta-kondom alsó kissé megvastagított vége felfekszik a szilikongyűrűn, ezáltal nyomást gyakorolva a pénisztestre.

Ebben az esetben:

Tekerje a Mandzsetta-kondomot feljebb, hogy annak vége lehetőleg ne érintkezzen a szilikongyűrűvel, a nyomás így megszűnik. Az öv által kifejlesztett húzóerőt könnyedén eloszlathatja a testén, ezáltal csökkentve a pénisztestre jutó erő kifejtést. Ehhez csupán fogja meg az öv azon részét, ahol az a vákuumharanghoz kapcsolódik, majd vezesse a húzóerőt keze segítségével a dereka körül, ezáltal csökkentve a pénisztestre jutó terhelést. Első hallásra bonyolultnak tűnhet, de nem az! Ezzel a módszerrel könnyedén eloszlathatja a húzóerőt az öv teljes hosszán.

A következő körülmények között nem ajánlott a PHALLOSAN® forte használatát:

Alkohol- és drog fogyasztást követően, fájdalomcsillapítók, altatók és nyugtatók szedése esetén, mert ezek csökkentik az ember fájdalomérzetét. Továbbá kérjük, kerülje a PHALLOSAN® forte használatát, ha fertőzés vagy nyílt seb található a péniszén.

Hogyan tudja pontosan mérni a pénisz

hosszúságnövekedését?

A méréshez használjon merev mérőszalagot (Zollstock). Nyugalmi állapotban tartsa egyenesen, a test elé a péniszét (90 fokban). Ezután helyezze a mérőszalagot fentről nézve a pénisz oldalához. Nyomja a mérőszalagot a szeméremcsonthoz, és olvassa le így a pénisz hosszának mértékét.

Fontos!

A kezelés elején mérje meg pontos testsúlyát ruha nélkül. Egy esetleges súlynövekedés következtében ugyanis, különösen a szeméremtájékon, zsírréteg képződik. Ez a zsírréteg megrövidíti a pénisz vége és a szeméremcsonthoz közötti távolságot, és így meghamisítja (megrövidíti) az eredményt. Az orvosok ezt a jelenséget „zsírkötény”-nek nevezik.

Utánrendelés:

A PHALLOSAN® minden alkatrésze külön-külön is utánrendelhető. Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van, forduljon hozzánk bizalommal, szakembereink szívesen segítenek.

A technikai változtatások jogát fenntartjuk. A változtatásokat az Interneten közzéteszük a www.phallosan.hu oldalon

Hotline:

Phone +423 235 84 77
(Lichtenstein, Mo–Fr 9:30–12:00,
14:00–16:00 TIME MEZ)
service@swissana.com

For more Information:
www.phallosan.hu

Your PHALLOSAN® forte Team

PHALLOSAN® VERTICAL – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, mielőtt használná a PHALLOSAN® vertical készüléket, alaposan olvassa el a használati utasítást! Az eszköz a PHALLOSAN® forte kiegészítője, és csak a PHALLOSAN® forte csomaggal együtt használható!

A PHALLOSAN® forte használati utasítása a www.phallosan.info weboldalon érhető el.

A PHALLOSAN® vertical csomag tartalma:

- térdpánt
- elasztikus öv, amelyet a térdpánt köré kell helyezni

A PHALLOSAN® forte csomag tartalma:

- Kemény műanyag vákuumharang felhelyezett Mandzsetta-kondommal
- Beépített rugóval ellátott feszítővilla a megfelelő feszítőerő beállításához színjelzések segítségével, az övhöz való adapterrel.
- Beépített vákuumpumpa



Előkészületek a használat előtt:

A megfelelő vákuumharang/Mandzsetta-kondom kiválasztása

Válassza ki a mellékelt sablon (7) segítségével a megfelelő méretű vákuumharangot. Ehhez ernyed állapotban húzza ki a pénisztestet és végezze el a mérést a pénisz tövéénél.



Az L-es méretű harang (2c), az L-es méretű Mandzsetta-kondom és a beépített rugóval ellátott

feszítővilla a készletben előre össze vannak szerelve. Amennyiben Önnek másik méretre van szüksége, távolítsa el a szettől a beépített rugóval ellátott feszítővillát (3).

Ezután vegye kézbe a megfelelő méretű harangot és kapcsolja össze a vákuumpumpával. A megfelelő illeszkedéshez ügyeljen a „nyíl” szimbólumra (↓). Először húzza a megfelelő méretű kondomot (2) a harang domború végére, majd illesse vissza a feszítővillát (3).



A kondom vákuumharangra történő felhelyezésekor ügyeljen rá, hogy a Mandzsetta-kondom szélesebb végén lévő járat pontosan illeszkedjék a harang domborulatára. Vigyázzon, amennyiben túlhúzza, a kondom elszakadhat!





Fent: Helytelen, a kondomot túlhúzza a harang domborulatán és nincs bepüderezve!

Alul: Megfelelően felhelyezett, bepüderezett kondom.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Mandzsetta-kondom pár nap után elveszti gyári védőrétegét, ezért ápolása szükségessé válik. Erre a célra legalkalmasabb a babapuder, amelyet könnyedén be lehet szerezni. A kondom külsőjét ezzel bevonva a puder új védőréteget képez, amely megvédi a kondomot a kopástól, összetapadástól és a szakadástól.

Szorítsa a vákuumharangot a két térdé közé. Enyhé erőfeszítéssel, óvatosan húzza rá a kondomot kb. 1 cm-es távolságra a harang szélétől, majd a kondom szélesebb részét finoman hajtsa át a harangon található hullámos domborulaton. Legyen nagyon óvatos, nehogy megsértse a kondomot éles körmével vagy valami hasonlóval. Ügyeljen rá, hogy a feltekerésnél ne fejtessen ki túl nagy erőt!



Az tudnivalók az új PHALLOSAN® forte Mandzsetta-kondomról





A PHALLOSAN® forte Mandzsetta-kondom orvosi szilikonból készül, így bőrérzékenységet

vagy allergiás tüneteket nem okoz. Anyagának köszönhetően nem csak hogy komfortosabb a viselete, de puha és kellemesen simul a bőrhez. Vastagsága csak egy helyen éri el a 3 mm-t, ahol a vákuumharangra illeszkedik, különben a legvékonyabb helyen csupán 0,3 mm, így észrevétlenül simul a pénisztestre.

Az Ön számára tökéletes vákuumpumpa használatra kész!

Védősapka

Ezután vegye kézbe a védősapkát (4/5), amely rugalmas, így minden péniszméretre illik. Húzza a védősapkát a péniszre a képeken látható módon mindkét kézzel, az ujjai segítségével. A védősapkának feszülnie kell a makkon.



A felhelyezéskor ügyeljen arra, hogy ne maradjon levegőbuborék a makk fejénél. A felhelyezést megkönnyíti, ha a pénisz enyhén erektilált állapotban van. A védősapka célja, hogy megvédje a péniszt az esetlegesen túl erőse állított húzóerő mellékhatásaitól. Gyakorlott felhasználó, aki már kitapasztalta a megfelelő erősség beállítását, akár el is

hagyhatja a védősapkát.

A védősapka felhelyezésével megtörténtek a szükséges előkészületek.

A PHALLOSAN® forte alkalmazása:

- A védősapka felhelyezése után vezesse be a pénisztestet a vákuumharangba, majd tekerje le a Mandzsetta-kondomot a pénisztestre.



- Ezután állítsa be a vákuumpumpán (6) a szívó funkciót. Ehhez tekerje a pumpa zöld szelepfőjét a megfelelő (‘‘pumpa’’) jelzéshez. Ujjai segítségével nyomja meg egyszerűen a pumpa fejét többször egymás után és kezdje el a levegő kipumpálását. Ezáltal a makk beszívódik a vákuumharangba, a Mandzsetta-kondom pedig kisimul a pénisztesten.




- A vákuum létrehozása után tekerje a pumpa (6) zöld szelepfőjét a ‘‘lakat’’ jelzéshez, hogy a mikrovákuum fennmaradjon.



A PHALLOSAN® vertical alkalmazása:


- Nyissa ki a térdpánton (A) a térdpántot és helyezze a pántot az egyik lábán (jobb vagy bal) a térd alá, majd zárja vissza a térdpántot. Ellenőrizze, hogy a pánton látható PHALLOSAN® felirat kifelé nézzen.



- Rögzítés az övhöz: Vegye kézbe a megrövidített PHALLOSAN® vertical övet (B). Rögzítse a térdpánt belső részéhez. Az övön látható PHALLOSAN® felirat kifelé nézzen.



- A húzóerő beállítása: Csatlakoztassa az adaptert a rugós feszítővillához, majd állítsa be a feszítőerősséget az övön található hosszanti tépőzárral! Figyeljen rá, hogy ne érje el a húzóvillán a piros színű jelölést.



- Mindennapi viselet: a PHALLOSAN® vertical mostantól kényelmesen viselhető nadrág alatt is.

A készülék levételét segítő és egyéb fontos információk:

Olvassa el a PHALLOSAN® forte használati utasítását is!

Kapcsolat:

E-mail: service@phallosan.com

További információk: www.phallosan.hu

Az Ön PHALLOSAN® csapata

PHALLOSAN® PLUS+ – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, mielőtt használná a PHALLOSAN® plus+ készüléket, alaposan olvassa el a használati utasítást! Az eszköz a PHALLOSAN® forte kiegészítője, és csak a PHALLOSAN® forte csomaggal együtt használható!

A PHALLOSAN® forte használati utasítása a www.phallosan.info weboldalon érhető el.

PHALLOSAN® plus+ csomag tartalma:

- C-gyűrűs adapter a vákuumharanghoz való csatlakoztatáshoz
 - » bármilyen méretű haranggal használható
 - » rugalmasan mozgást biztosít
 - » biztonsági kapocs van ellátva
 - » könnyen eltávolítható
- Rudas expander fehér alaggyűrűvel
 - » hossza bármilyen péniszméretre igazítható
 - » optimális húzóerő
 - » választható erősebb vagy kényelmesebb húzóerő
- Meghosszabbítható menetes hüvely
 - » 12-22 cm-es péniszhosszúsághoz

PHALLOSAN® forte csomag tartalma:

- Szilárd műanyag harang előre rögzített mandzsetta-kondommal
 - » 4 rózne rozmiary
 - » akár 4 méretben állítható
 - » átláthatóság és védelem
 - » választható köztes méretezés (nagy harang, közepes mandzsetta)
 - » antiallergén anyag
 - » 3 szelepes rendszer
 - » a kényelem és a hatékonyság találkozása
- Beépített vákuumpumpa
 - » mikro-vákuumot hoz létre
 - » nem károsítja a szöveteket/barlangos testet/vénákat
 - » még jobb eredményt lehet vele elérni
 - » maximális teljesítményt biztosít

Szükséges előkészületek a használat előtt:

A vákuumharang és a védősapka felhelyezése

Kérjük, első lépésként kövesse a PHALLOSAN® forte használati utasításában foglaltakat 2. A megfelelő vákuumharang/Mandzsetta-kondom kiválasztása részt egészen a 3. bekezdésig.

1. A PHALLOSAN® plus+ rudas expander előkészítése:


Állapítsa meg egy vonalzó segítségével, hogy a két átlátszó rúd méret közül melyikre van szüksége a PHALLOSAN® plus+ készülékhez. Egyik kezével a makk mögötti részt fogva húzza hosszában péniszét előre. A másik kezével helyezze a vonalzó a pénisz oldalára, hogy könnyebben le tudja olvasni az eredményt.

MEDIUM – péniszhossz 8 - 17 cm / 3 - 6,7 hüvelyk, gyárilag ez van összeszerelve.


LARGE – péniszhossz 12 - 22 cm / 4,7 - 8,7 hüvelyk, az átlátszó menetes hüvelyeket a csomagolásban találja a 3. számú helyen.

2. Átalakítás MEDIUM méretről LARGE méretre (3)


a. Elsőként távolítsa el a felső adaptert, a kapcsot is beleértve a készülékről. Majd vegye ki a rövidebb hüvelyeket úgy, hogy a fehér alaggyűrűn lévő menetből egyhén döntve előrefelé kihúzza őket. Ezután vegye ki a két hosszabb hüvelyt a csomagolásból (3).



b. Csavarja ki a rövidebb hüvelyekből a zöld meneteket, és csavarja bele azokat a hosszabb hüvelyekbe.




c. Most nyelje nyomással illessze a hüvelyeket a fehér alaggyűrű gömbcsuklós foglatába (2). Próbálja meg a hüvelyeket enyhén ferdén állítani, így a gömbcsukló feje könnyebben tud illeszkedni, és óvatosan nyomja be őket. Ezután szerelje vissza az adaptert (1) a C-kapocsal együtt.



3. Hogyan kell használni a PHALLOSAN® plus+ -t?

a. Vegye kézbe a PHALLOSAN® plus+ készüléket és vezesse át péniszét a fehér alaggyűrűn. A felhelyezést ülve végezze, mert úgy a legkönnyebb. A PHALLOSAN® plus+ a fehér alaggyűrűvel ezután lazán helyezkedik el a pénisztest mentén a comb oldalában.




Most vegye kézbe a már előkészített műanyag harangot/az előre felhelyezett (feltekert)mandzsetta-kondommal és a pumpát.




Helyezze be a makkot, amilyen mélyen csak tudja a harangba, majd 3-5 alkalommal pumpáljon a pumpával, amíg a makk jól bele nem kerül a vákuumharangba, majd fordítsa a zöld szelepet a záró szimbólumra.

Most tekerje ra a mandzsetta-kondom a pénisztestre.

b. Végül nyomja a két oldalon található rudakat és az adaptert lefelé, majd rögzítse a C-kapcsot a műanyag haranghoz úgy, hogy a nyílás a hasa felé nézzen, majd engedje el. A péniszre innentől kezdve hat a húzóerő.



c. A húzóerő tetszés szerint egyedileg állítható az kialakított menetek segítségével. Kérjük, figyeljen az egyenletes beállításra. Ügyeljen arra, hogy a pénisz egy pillanattal se legyen kényelmetlen helyzetben.



4. EA PHALLOSAN® plus+ eltávolítása:

Elsőször távolítsa el a C-kapcsot a szilárd műanyag harangról. Most fordítsa a vákuumharang zöld szelepet a nyíl szimbólum felé. Ezután a vákuum elenged. Óvatosan tekerje vissza a mandzsetta-kondomot a harang irányába, úgy hogy a vákuumharanggal együtt el tudja távolítani. Ne feszítse a mandzsetta-kondomot az ujjával, különben elszakadhat. Könnyen eltávolítható, csak egyszerűen le kell tekeri a kondomot a pénisztestről.

5. Mellékhatások/biztonsági javaslatok:

A PHALLOSAN® plus+ alkalmazása saját felelősségre történik, de biztonságos, ha betartja a használati utasítást. Különösen a használat első heteiben nem szabad erős húzóerőt kifejteni a péniszre. Ha a fitymán vagy a makkon duzzanat és/vagy hólyagok jelennek meg, a beállítás túl erős. Mindenképpen tartson szünetet, amíg a duzzanat vagy a hólyagok el nem tűnnek, be nem gyógyulnak.

Az következő alkalmazás során állítsa a húzóerőt valamivel gyengébbre. Legyen türelmes, az eljárás sikere olyan, mint az állkapocsszabályozás. A nyújtás folyamatossága és nem kizárólag a nyújtás ereje a garancia a sikerre!

Vigyázat: A PHALLOSAN® plus+ nem alkalmas alvász közbeni használatra!

Végre megvan a tökéletes kombináció, mindegy, hogy melyik a cél:

Pénisznövelés:

Használja a PHALLOSAN® plus+-t legalább napi 6 órán át, a hét 5 napján. Nem a nagy húzóerő a lényeg, a sejtstimuláció elérése a folyamatosságtól függ. Így új sejtek stimulálódnak és akár 4,9 cm-es hossznövekedés és a 2,5 cm-es területnövekedés is elérhető.

Erekciós zavarok leküzdése:

Heti 3 nap 5 óra jelentősen javítja a véráramlást, serkenti a prosztata működést és a szexuális vágyat. A barlangos testek több vért lesznek képesek felszívni, az erekció pedig gyakoribb és tartósabb lesz.

IPP (Induratio penis Plastica), a pénisz görbülete:

Az IPP/ péniszgörbület a PHALLOSAN® forte és a PHALLOSAN® plus+ kombinációjával kezelhető.

Fontos: kombinálja a PHALLOSAN® forte és a PHALLOSAN® plus+ használatát felváltva.

A folyamatos nyújtás fájdalommentes mikroszálak szakadásokat hoz létre a görbület plakk szövetében.

Ezekbe új szövetet ágyazódik be, ami lehetővé teszi a pénisz kiegyenesedését is.

Kapcsolat:

E-mail: service@phallosan.com

További információ: www.phallosan.hu

Az Ön PHALLOSAN® csapata



A PHALLOSAN forte alkalmazás. Legyen személyes edzőtársa!

Az ingyenes **PHALLOSAN® forte** alkalmazással optimalizálhatja céljai elérését és növelheti a motivációt!

Az alkalmazás emlékezteti Önt, hogy mikor van itt az ideje a PHALLOSAN® forte viseletének, hiszen a rendszeres edzés elengedhetetlen a sikerhez.

Rendszeres statisztikákat kap az eszköz a napi viseletének időtartamáról és az edzés előrehaladtáról.

Az intuitív menüvezérlés és a vizualizáció további motivációt jelent a folytatásra.

Az alkalmazás letöltéséhez csak szkennelje be okostelefonjával vagy táblagépével az itt látható QR-kódot:



iOS



Android



Discover your effective and motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:



Instagram – phallosan_original



Facebook – Phallosan



A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT MINDEN ESETBEN ALAPOSAN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

FIGYELEM: A KÖVETKEZŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT MINDEN ESETBEN TARTSA BE!

Az **eszköz viselete tilos** vizelés, szexuális együttlét, sportolás vagy egyéb megerőltető fizikai tevékenység során.

Továbbá **nem ajánlott** a viselete alkoholfogyasztás, fájdalomcsillapítók vagy egyéb bódító/kábítószeres használata után sem, valamint az alábbi esetekben:

- Sebek vagy gyulladt területek a péniszen vagy más olyan testrészén, amely érintkezik a PHALLOSAN® övvel vagy egyéb alkatrészszel.
- A makkon tapasztalt fájdalom, zsidbadás vagy elszíneződés esetén,
- minden olyan esetben, amely során egyéb nemkívánatos reakció lép fel. Ilyen esetekben az eszközt azonnal meg kell lazítani és el kell távolítani.

A péniszen található bármilyen sérülés/seb esetén **csak akkor szabad viselni** az eszközt, ha az teljesen begyógyult.

Műtét után **ne viselje** a PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+/PHALLOSAN® vertical készüléket, amíg orvosa ezt nem engedélyezi.

Ne használja a PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+/PHALLOSAN® vertical készüléket, amennyiben problémái vannak a vénáival vagy kötőszöveti gyengeségben szenved.

Ne használja az eszközt, amennyiben a nemi szervek területén bármilyen piercinggel rendelkezik.

Az eszközt **nem szabad** olyan helyen viselni, ahol fokozottan fennáll az elesés vagy az elcsúszás veszélye. Lépcsőzés esetén vagy csúszós felületeken való járás közben különös körültekintés ajánlott!

Az eszközt **nem szabad** viselni gépek, gépjárművek vagy forró tárgyak kezelése során, illetve kerékpározás vagy fűzés közben.

Ne használjon semmilyen krémet, vazelint vagy más hidratáló anyagot az eszköz viselete/használatá során.

Kizárólag a jelen használati utasításban leírtak szerint használja a készüléket, és a használat során csak a mellékelt alkatrészeket alkalmazza. Ne próbáljon ki egyéb technikákat a viselet és felhelyezés terén, mint az utasításban leírtak.

A weboldalon keresztül vásárolt termékek vagy szolgáltatások használatából eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ez vonatkozik minden közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy következményes kárra (beleértve, de nem kizárólagosan az munkaképtelenné válásból eredő károkat és veszteségeket, a nyereségek elmaradását, megszakításából vagy hasonló okból eredő károkat és veszteségeket). Amennyiben bármilyen kérdése van az itt meghatározott felhasználási feltételekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

E-mail: service@swissana.com

Kockázatok vagy mellékhatások esetén kérjük,
forduljon azonnal orvosához vagy a PHALLOSAN hotline-hoz.



REF 5000



PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+
PHALLOSAN® vertical

KULLANIM KILAVUZU

PHALLOSAN® forte'yi aldığınız için sizi tebrik ederiz!
PHALLOSAN® forte 18 yıldır başarılı bir şekilde dünya çapında kullanılmaktadır.

Kullanım alanları:

PHALLOSAN® forte tedavi için önerilir

- » Penis büyüme-uzatma
- » Doğuştan / sonradan oluşan peniste eğrilik ve Induratio penis plastica (IPP)
- » Ereksiyon ve cinsel iktidar bozukluğu
- » Prostat ameliyatı sonrası devam eden tedavi
- » Her yaşta sertleşebilir dokunun alıştırması

Paketin içeriği:

1. Belin etrafından geçen elastik kemer, penisin temele kadar yerleştirilen sünger ringi (A) dahil. Kemer istediğiniz şekilde ayarlayabilmeyi sağlayan kaydırmalı kopça ile kemerde bulunan ve emme çanı ünitesi ile bağlanan adaptör (C).
 2. a) PHALLOSAN® forte ile S büyüklüğünde vakum çanı – S-kılıf kondom
 2. b) PHALLOSAN® forte ile M büyüklüğünde vakum çanı – M-kılıf kondom
 2. c) PHALLOSAN® forte ile L büyüklüğünde vakum çanı – L-kılıf kondom ve takılı gerdirme klipsi (3)
 3. Kemer için adaptörlü trafik lambaları renk kodu sistemini kullanarak gerginliğin derecesini ayarlamak için gerdirme yayı ekli gerdirme klipsi.
 - 4./5. Kuvvetli gerdirme ayarlarına karşı penis başını korumak için koruyucu başlık.
 6. 3 yönlü valfli vakum topu
 7. Ölçme şablonu
- Kullanma Kılavuzu
 4 adet ekstra kılıf kondomlu Seyahat Çantası (1xS,2xM,1xL)



Kullanım için ön hazırlık:

1. Kemer



Ortopedik PHALLOSAN® forte kemerini lütfen önünüze serip kaydırma kopçası (B) ile uzunluğunu ayarlayın.

2. Emme çanı/Manşet prezervatifi seçimi
 Ekte gönderilen ölçüm şablonu (7) ile size uygun emme çanı boyunu belirleyin. Ereksiyon halinde olmayan penisi vücudunuzdan çekin ve penis şaftını ölçün.




M boydaki çan (2c) M boyundaki manşet kondomu (2c) ve germe yay tertibatına sahip germe çatalı ile set halinde birbirine bağlanır.

Başka bir boyya ihtiyaç duyuyorsanız çekme çatalını (3) çıkarın.

Şimdi size uygun çanı alın ve onu emme pompasına adapte edin. Çan sadece ok sembol (↑) konumunda kilitlenir. Uygun manşet prezervatifi çanın kabarmasına geçirilir ve çekme çatalı (3) tekrar takılır.



Çana takarken mutlaka çanın kabarmasının manşet prezervatifi kalın ucunda bulunan oluk ile kilitlenmesine dikkat edin. Manşet prezervatifi çanın kabarması üzerine fazla çekildiğinde manşet prezervatifi yırtılır.





Üstte: Yanlış, çanın üzerine fazla çekilmiş ve pudralanmamış!

Altta: Doğru, ve pudralanmış.

Manşet prezervatifi birkaç gün içerisinde kaplamasını kaybettiğini dikkate alın. Dolayısıyla bebek pudrası alıp onu manşet prezervatifi dış yüzüne sürmelisiniz. Manşet prezervatifi aşınma, yapışma ve yırtılmaya karşı koruyan bir koruyucu tabaka oluşur.

Emme çanını dizlerinizin arasına sıkıştırın. Manşet prezervatifi dikkatli bir şekilde hafif bir çekme ile emme çanın kenarına kadar yuvarlayarak indirin ve çanın kabarmasının arkasına geçirin. Lütfen dikkatli olun ve manşet prezervatifi keskin tırnaklar ile veya benzeri bir şekilde zarar vermeyin. Geriye kıvrırken aşırı çekme uygulamayın.



Yeni PHALLOSAN® forte manşet prezervatiflerin özellikleri





PHALLOSAN® forte manşet prezervatifleri tıbbi silikonla yapılmıştır ve bu sayede tahriş ve alerjik

tepkiler mümkün değildir. Bu yenilikçi özelliği size sadece daha iyi bir konfor sağlamaz, manşet prezervatifi de eşsiz bir şekilde penis üzerine oturur. Bir kısmında yaklaşık 3 mm kalındır, bu kısmı çana takılır, en ince kısmında kalınlığı 0,3 mm ve böylece penis şaftına yumuşak bir şekilde oturur.

Sizin için en uygun emme çanı kullanım için hazırdır!

3. Koruyucu başlık

Lütfen her penis boyuna uygun olan koruyucu başlığı (4/5) alın. Koruyucu başlığını her iki elinizin başparmağı ve parmağı ile yana çekerek genişletin ve penis ucunu üzerine geçirin. Başlık sıkı bir şekilde oturmalıdır.



Başlık takıldığında penis ucun ön tarafında mümkün olduğu kadar az havanın bulunması önemlidir. Koruyucu başlığın penis hafif bir ereksiyona sahip olduğunda takılması avantajlıdır. Koruyucu başlığın görevi penis ucunu olası aşırı çekme konumuna dayalı yan etkilerden korumaktır. Deneysel kullanıcılar birkaç hafta içerisinde koruyucu başlığın kullanımından da vazgeçebilirler.

Şimdi uygulama için gerekli tüm ön hazırlıklar tamamlanmıştır.

Uygulama:

1. Penis şimdiki koruyucu başlık ile birlikte emme çanına yerleştirin ve manşet prezervatifi yuvarlayarak çanın kabarmasından penis üzerine geçirin.



2. Emme pompasında (6) bulunan valfin yeşil burnunu emme sembolüne çevirin ve emme çanını parmak ile üzerine basarak çalıştırın. Penis ucu böylece çanın içine daha fazla emilir. Manşet prezervatifi yumuşak bir şekilde penis şaftına oturur.



3. Şimdi mikro vakumu korumak için emme pompasında (6) bulunan valfin yeşil burnunu kilit sembolüne çevirin.



4. Şimdi önünüze serilmiş olan kemer alın ve beyaz sünger ringi (A) emme çanı tertibatının tamamı üzerinden penisin temeline dayanacak şekilde geçirin.

5. Şimdi kemerin ucunu belin etrafına geçirin.

6. Çekme çatalını tokasını (3) açık ucu ile vücudunuza doğru çevirin ve her iki halkayı birbirine bağlayın. (C).



7. Kemerin gerilimini kemer-kaydırma-kopçasını (B) kullanarak penisin genişlediğini hissedene ve lamba sistemi yeşili gösterene kadar büyütün. Bu esnada kemerin kasıktan eğri şekilde yukarıya doğru gitmesine dikkat edin. Kemer dolayısıyla arka tarafınızdan bele doğru

yukarıya çekin. Kemer arka tarafınızda çatalın yüksekliğine yerleştiginde otururken çekme gerilimi artar, bu olmaması gerekir.



8. Şimdi normal günlük yaşamınıza devam edebilirsiniz ve kan dolaşımı hiçbir zaman etkilenmediği için PHALLOSAN® forte'yi gece uyurken de kullanabilirsiniz.

Uygulamanın bitirilmesi:

Önce kimeri çıkarın ve emme pompası valfin yeşil işaretleme burnunu ok sembolüne çevirin. Vakum boşalır. Manşet prezervatifini lütfen dikkatli bir şekilde penis ucuna doğru geri kıvrın ve emme çanı tertibatını çıkarın.

Teknik özellikler:

Basit bir şekilde anlatmak gerekirse tertibatın sızdırma contasına sahip bir emme çanı olduğunu lütfen unutmayın. Dolayısıyla manşet prezervatifin penis shaftı üzerinden ne kadar uzandığı önemli değildir. Manşet prezervatifi kuvveti penise aktarmak için tasarlanmamıştır. Kuvvet aktarımı sadece emme çanında oluşan mikro vakum ile gerçekleşir.

Tertibatı giydiğiniz sürede vakumun azaldığını ve penis ucun bir ihtimal çandan fazla bir şekilde dışarı kaydığını hissettiğinizde bunun farklı nedenleri olabilir. Mutlaka havanın girmesi söz konusudur. Cinsel bölgede yeterince tıraş olmadığınızda veya fazla geniş bir manşet prezervatifi seçtiğinizde bu durum penis shaftı üzerinden gerçekleşebilir. Peniste gerektiğince tıraş olun. Bunu hafif bir tıraş veya hafif bir tüy alma kremi ile yapabilirsiniz.

Çözümü:

Emme çanı pompasının yeşil işaretleme burnunu kilit sembolünden emme sembolüne çevirin. Penis ucunu tekrar bu şekilde çana emin ve valfi, yeşil işaretleme burnunu tekrar kilit sembolüne çevirerek kapatın.

Penis ucu çandan dışarı kaymaya devam ediyorsa nedeni kesinlikle aşırı geniş manşet prezervatiftir.

En yüksek verimliliği sağlamak için onu bireysel olarak kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin sizin için uygun boyun M-çanı olduğunu hissediyorsanız ancak manşet prezervatifi penis shaftına büyük geliyorsa, S-manşet prezervatifini M-çanına takabilirsiniz. Aynımsı L-çanı ve M-manşet prezervatifi ile yapabilirsiniz.

Lütfen kesinlikle S-manşet prezervatifini L-çanına takmayın. Malzeme yırtılır.

Bakım talimatları:

Manşet prezervatifi çandan çıkarılıp hijyenik nedenlerden dolayı sabun ve ılık su ile temizlenmelidir. Manşet prezervatifini tekrar kullanana kadar açılmış bir şekilde muhafaza edin.

Lütfen kullanım sonrası manşet prezervatifinin açılmış durumda dış tarafını bebek pudrası ile pudralamayı hiçbir zaman unutmayın.

Emme çanı da yukarıda belirtildiği şekilde her gün temizlenmelidir. Ancak öncesinden emme çanını, emme pompa valfin yeşil işaretleme burnunu çift oka doğru çevirerek çıkarın. Emme pompasını dikkatli bir şekilde emme çanından çıkarın. Emme pompası su veya yağ ile temas etmemelidir, aksi takdirde hassas olan valfler kusursuz bir şekilde çalışmaz.

Kemerin penis bağ dokusunda oluşturduğu çekme kuvvetin tam ayarı için kademeli plan:



Önsöz:

Vücudun bağ dokusu ilgili kalıtsal özelliklere dayalıdır. Dolayısıyla kemer gerilimini kendi bağ dokunuza tam olarak ayarlayabilmemiz için bir lamba tasarımını geliştirdik. Mutlaka ilk başlarda çekme kuvvetin alt yeşil bölgede bulunmasına dikkat edin. Böylece uzunluk ve çapta yan etkiler olmadan penis büyütmede en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.

1. Gün

Çekme gerilimini sadece alt yeşil bölgede ayarlayın ve PHALLOSAN® sadece 1 saat boyunca takın. Kimeri çıkarın ve emme pompası valfin yeşil

işaretleme burnunu ok işaretine doğru çevirin. Vakum boşalır.

Manşet prezervatifini lütfen dikkatli bir şekilde penis ucuna doğru geri kıvrın ve emme çanı tertibatını çıkarın.

İdrar borusu deliği ile penis ucun alt tarafındaki sünnet derisinin (Frenulum) izi ile arasında bulunan penis bölgesini inceleyin. Bu bölge penisin en hassas dokulu bölgesidir. Bu bölgede kızarıklık veya şişkinlik söz konusu ise çekme gerilimi fazla ayarlanmıştır. Bugün uygulamayı sonlandırın. Peniste değişiklikler tespit ettiyseniz bunlar geçmeden tekrar uygulamaya başlamayın.

2. ile 8. gün arası

Bir önceki gün renk değişimi veya şişkinlik olmadan PHALLOSAN® forte'yi kullandıysanız PHALLOSAN® uygulamasını bir saat uzatabilirsiniz.

Kullanma süresini her gün bir saat arttırın. 8 gün geçtikten sonra alışma süresi tamamlanır. Alışma süresi sonrası geceleri de PHALLOSAN® kullanılabilir. Pompalamayı ve kilitlemeyi gözle görmeden de yapabilmemiz için pompalama ve kilitleme işaretleri için hissedilebilir düğümlerin bulunduğunu fark edeceksiniz. Gece ereksiyonunda manşet prezervatifi genişler, kan dolaşımı etkilenmez, daha da iyileşir.

PHALLOSAN® forte'yi keyifle kullanacaksınız, penis birkaç hafta içerisinde ölçülebilecek kadar uzar ve genişler. Daha fazla cinsel istek ve zevk gibi olumlu yan etkileri hissedeceksiniz.

Uygulama süresi:

PHALLOSAN® günde 8-10 saat ve haftada 6 gün kullanılmalıdır, orzu edildiğinde daha da uzun olabilir.

Yan etkiler/Tedbirler

PHALLOSAN® forte uygulaması riski şahsa aittir, ancak kullanım kılavuzuna uyulduğunda sakıncasızdır. Ancak özellikle ilk uygulama haftalarında penise aşırı çekme uygulanmamalıdır. Sünnet derisinde veya penis ucunda şişkinlik ve/veya kabarıklar söz konusu olduğunda kemer gerilimi fazla ayarlanmıştır. Şişkinlik ya da kabarıklar kaybolana kadar mutlaka ara verin. Sonrasında daha hafif bir gerilim ayarlayın. Lütfen sabırlı olun, bu uygulamanın başarısı çene düzeltme başarısına bezer. Sadece germe kuvveti değil, genişlemenin devamlılığı başarıyı garantiler!

Penis shaftında basınçlı bir ağrı hissedebilirsiniz,

bunun sebebi manşet prezervatifin kabarık ucunun silikonlu sünger ringe oturup ağrıya neden olması olabilir.

Çözüm:

Manşet prezervatifin ucunu silikonlu sünger ringeden biraz geriye doğru kıvrın, basınçlı ağrı tekrar oluşmaz.

Penis temelinde gerilimi azaltmak için kemerin çekme gerilimini de vücuda dağıtabilirsiniz. Kemerin emme çanı bağlantısı bölgesinde tutup penis temelindeki yükü azaltmak için çekme gerilimini vücudunuzun etrafında dağıtın. Kulağa komplike gelebilir ancak değildir, çekme gerilimi şimdi kemerin tüm alanına dağılır.

Aşağıdaki durumlarda PHALLOSAN® forte'yi kesinlikle kullanmayın:

Alkol tüketimi sonrası, uyuşturucu maddesi ve ağrı kesici ilaç, uyku ilacı ve sakinleştirici ilaç kullanımı sonrası, zira bunlar doğal ağrı hissini etkileyebilir ve bir ihtimal ağrıya vaktinde tepki veremeyebilirsiniz. Peniste iltihap veya açık yara durumunda PHALLOSAN® forte'yi kullanmayın.

Peniste artan uzunluğu tam olarak nasıl ölçülebilir?

Lütfen katlanır metre kullanın. Mezura uygun değildir. Penis ereksiyonlu halde olmadığında vücudunuzdan dışarı doğru tutun (90 derece). Katlanır metreyi yukarıdan bakıldığında penisin yanına tutun. Katlanır metreyi kasık kemiğine karşı bastırın.

Önemli

Uygulamanın başında tam olarak kıyafetsiz ağırlığınızı belirleyin. Olası kilo almada özellikle cinsel bölgedeki tüylü kısımda penisin etrafında bir yağ tabakası oluşur. Bu yağ tabakası penis ucu ile kasık kemiği arasındaki mesafeyi kısaltır ve sonucunu yanlış gösterir (kısaltır). Hekimler bunu yağ örtüsü olarak adlandırır.

İlave siparişler

Tüm PHALLOSAN® parçalarını bizden tek tek sipariş edebilirsiniz. İlave sorularınız ve önerileriniz için uzmanlarımız her zaman memnuniyetle normal telefon ücretleri dahilinde ücretsiz olarak size yardımcı olacaktır. Teknik değişikliklerin hakkı daima saklıdır ve bunlar internette www.phallosan.com www.phallosan.co.uk adreslerinde tarafımızca yayınlanır.

Hotline:

Phone +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo–Fr 9:30–12:00,
14:00–16:00 TIME MEZ)
service@swissana.com

For more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

PHALLOSAN® VERTICAL KULLANIM TALIMATI

PHALLOSAN® vertical'ı kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Bu, PHALLOSAN® forte için bir genişletme setidir ve sadece PHALLOSAN® forte paketi ile birlikte kullanılabilir!

PHALLOSAN® forte ile ilgili kılavuzlar için lütfen şu adresi ziyaret edin www.phallosan.info

PHALLOSAN® vertical ambalaj içerikleri:

- Diz manşeti
- Diz manşetine geçirilen elastik kemer

PHALLOSAN® forte ambalaj içerikleri:

- Takılı manşet prezervatifli sert plastik çan
- Kemer için ampul sistemine göre çekim kuvveti ayarlanabilen, adaptöre sahip çekme yayı düzenekli çekme çatalı
- Entegre vakum pompası



Hazırlık:

Emme çanı/sızdırmazlık manşeti seçimi

Ekli ölçüm şablonu (7) ile size uyan emme çanı boyutunu belirleyin. Sertleşmemiş penis vücudunuzdan çekip uzatın ve penis shaftında ölçün.



L (2c) boyutundaki çan, hâlihazırda set halinde L (2c) boyutundaki sızdırmazlık manşeti ve çekme yayı düzenekli çekme çatalı ile bağlıdır.

Farklı bir boyuta ihtiyaç duymaz durumda çekme çatalı (3) çıkarın. Şimdi size uyan çanı alın ve onu emme pompası ile ayarlayın. O sadece ok sembolü konumda (↓), kenetlenir. Uygun sızdırmazlık manşeti (2), çanın kabarması üzerinden geçirilir ve çekme çatalı (3) tekrar takılır.



Çana takarken mutlaka çanın kabarmasının sızdırmazlık manşetinin kalın ucundaki sızdırmazlık manşeti oluğuna kenetlenmesine dikkat edilmelidir.

Sızdırmazlık manşeti, çanın kabarması üzerinden fazla çekilmesi durumunda sızdırmazlık manşeti yırtılır.





Yukarıda: Yanlış, çanın üzerinden fazla geçirilmiş ve pudralanmamış!

Alta: Doğru ve pudralanmış.

Sızdırmazlık manşetinin birkaç gün sonrası kaplamasını kaybettiğini dikkate alın. Dolayısıyla bebek pudrası temin edip onu sızdırmazlık manşetinin dış yüzüne sürmeniz gerekir. Böylece sızdırmazlık manşetini aşınmaya, yapışmaya ve yırtılmaya karşı koruyan bir koruyucu katman oluşur.

Emme çanını dizlerinizin arasına sıkıştırın. Sızdırmazlık manşetini dikkatli bir şekilde hafif çekmeyle emme çanı kenarına kadar 1 cm yuvarlayın ve onu çanın kabarmasının arkasına geçirin. Lütfen dikkatli olun ve sızdırmazlık manşetine keskin tırnaklar veya benzeri ile zarar vermeyin. Geri yuvarlarken aşırı çekme uygulamayın.







Yeni PHALLOSAN® forte sızdırmazlık manşetinin özellikleri

PHALLOSAN® forte sızdırmazlık manşetleri tıbbi silikondan oluşmaktadır ve böylece tahrişler veya alerjik reaksiyonlar söz konusu olamaz. Bu yenilik size daha iyi bir konfor sağlamakla kalmıyor, sızdırmazlık manşeti ayrıca eşsiz bir şekilde penise adapte oluyor. Bir yerinde kalınlığı yaklaşık 3 mm, orada çana takılır, en ince yeri 0,3 mm kalınlıkta, böylece penis shaftına yumuşak bir şekilde adapte olmaktadır.

Sizin için mükemmel olan emme çanı kullanıma hazırdır!

Koruyucu başlık

Lütfen her bir penis boyutuna uyan koruyucu başlığı (4 veya 5) çıkarın. Koruyucu başlığı her iki elin başparmağı ve parmakları ile çekip ayırın ve onu penis başın üzerine geçirin. Koruyucu başlık burada dar bir şekilde oturmalıdır.



Başlık takıldıktan sonra penis başının ucunda mümkün olduğu kadar az havanın bulunması önemlidir. Koruyucu başlığı penise hafifçe sertleşmişken takılması avantaj sağlar. Koruyucu başlığın amacı, penis başını olası aşırı bir çekme ayarının yan etkilerinden korumaktır. Deneyimli

kullanıcılar birkaç hafta sonra koruyucu başlığı kullanmaktan vazgeçebilir.

Uygulamaya ilişkin tüm gerekli hazırlıklar artık tamamlanmıştır.

PHALLOSAN® forte'nin uygulanması:

- Penisi şimdi koruyucu başlıklar birlikte emme çanına yerleştirin ve sızdırmazlık manşetini çanın kabarmasından yuvarlayarak penise geçirin.



- Emme pompasındaki (6) valfin yeşil burnunu emme sembolüne çevirin ve parmaklarınızla birkaç kez içeri basarak emme pompasını kullanın. Penis başı böylece çanın içine daha fazla emilir. Sızdırmazlık manşeti yumuşak bir şekilde penis shaftına adapte olur.




- Mikro vakumu korumak için emme pompasındaki (6) valfin yeşil burnunu şimdi kilit sembolüne getirin.



PHALLOSAN® vertical'in uygulanması:


- Diz manşetini cırt bandını (A) açın. Manşeti bir dizin altına (sağ veya sol) yerleştirin. Cırt bandı kapatın. PHALLOSAN® logosunun öne gösterdiğine dikkat edin.



- Kemeri sabitleyin: Kısalılmış PHALLOSAN® vertical kemeri (B) alın. Onu diz manşetinin iç tarafına sabitleyin, logon dıştan görünmelidir.



- Çekme kuvvetinin ayarlanması: Adaptörü çekme çatalına sabitleyin. Çekme kuvvetini kemerdeki uzunlaşmasına cırt bandı ile çekme çatalının kırmızı alanına ulaşmadan ayarlayın.



- Günlük yaşamda takılması: PHALLOSAN® vertical artık konforlu bir şekilde pantolonun altında takılabilir.

Uygulamayı sonlandırma ve diğer uygulama notları:

Bakınız PHALLOSAN® forte kullanım talimatı.

İLETİŞİM:

E-posta: service@phallosan.com

Daha fazla bilgi için: www.phallosan.info

PHALLOSAN® Ekibiniz

PHALLOSAN® PLUS+ KULLANIM TALİMATI

PHALLOSAN® plus+'ı kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Bu, PHALLOSAN® forte için bir genişletme setidir ve sadece PHALLOSAN® forte ile birlikte kullanılabilir!

PHALLOSAN® forte ile ilgili kılavuzlar için lütfen şu adresi ziyaret edin www.phallosan.info

PHALLOSAN® plus+ ambalaj içerikleri:

- Emme çanı bağlantısı için C-ring adaptörü
tüm çan boyutları için uygulanabilir
» esnek hareket etme
» emniyet klipsi
» kolay çıkarma
» patentlenmiş
- Beyaz temel halkalı çubuk sistemi
» her bir penis boyutuna göre
» uzatılabilir
» optimum gerilim
- Uzun kovan
» 12–22 cm penis uzunlukları için

PHALLOSAN® forte ambalaj içerikleri:

- Takılı manşet prezervatifli sert plastik çan
her bir erkeklik için 4 adete kadar boyut
» 4 rölne rozmiary
» şeffaf güvenlik
» isteğe bağlı ara boyut
(büyük çan, orta manşet)
» antialerjik malzeme
» 3 yollu valf sistemi
» Konfor ile verimlilik bir arada
- Entegre vakum pompası
» bir mikro vakumu oluşturur
» dokuya/erektil doku/damarlara
» zarar vermez
» daha iyi bir sonuç
» maksimum performans



Hazırlık:

Emme çanın ve koruyucu başlığın takılması

Lütfen PHALLOSAN® forte kullanım talimatındaki talimatı dikkate alın ve yerine getirin "2. Emme çanı seçiminizden uygulamaya kadar Fıkra 3.

1. PHALLOSAN® plus+ hazırlığı:


PHALLOSAN® plus+ için iki şeffaf dişli kovanlardan hangisine ihtiyaç duyduğunuzu belirlemek için bir metre kullanın. Penis bir elinizle penis başın arkasından uzunlamasına çekin. Diğer elinizle metreyi penise yanlamasına yerleştirin, metreyi böylece daha iyi okuyabilirsiniz.

MEDIUM – Penis uzunluğu 8–17 cm / 3–6.7 inç, hâlihazırda monte edilmiş

LARGE – Penis uzunluğu 12–22 cm / 4.7–8.7 inç, şeffaf dişli kovanlar, ambalajda pozisyon 3

2. Medium Large dönüşümü (3):

a. Lütfen öncesinde klipsle birlikte üst adaptör düzeneğini çekerek çıkarın. Kısa olan dişli kovanları, beyaz temel halkadaki bilyalı mafsalın eğimli şekilde öne doğru çekerek çıkarın. İki uzun kovani ambalajdan (3) çıkarın.




b. Şimdi kısa şeffaf kovanlarda kalın yeşil dişli çıkarın ve onu uzun şeffaf dişli kovanlara monte edin.




c. Şimdi kovanları beyaz temel halkanın (2) bilyalı mafsal yuvasına basın. Kovanları mafsalın eğimli bir şekilde hizalamayı ve bastırma

deneyin, böylece bilyalı mafsalın kafası daha kolay kenetlenir. Şimdi adaptör düzeneğini (1) tekrar C klipsiyle birlikte monte edin.



3. PHALLOSAN® plus+'ın uygulanması:

a. PHALLOSAN® plus+'ı alın ve penis beyaz temel halkadan geçirin, en kolay otururken uygulayabilirsiniz. PHALLOSAN® plus+ şimdi beyaz temel halkayla birlikte gevşek bir şekilde uyluğa yerleştirilmiştir.




Şimdi hâlihazırda hazırlanmış sert plastik çanı adapte (üzerine yuvarlanmış) manşet ve pompa ile birlikte alın. Penis başını mümkün olduğu kadar çanın içine yerleştirin, peni başı emme çanın içine iyi bir şekilde yerleşene kadar pompayı 3-5 defa kullanın ve yeşil valfi kilitleme sembolüne çevirin.




Şimdi manşet prezervatifini penis şaftından çıkarın.

b. Son olarak adaptör düzeneğini aşağı basın ve C klipsi sert plastik çanda delik karına bakacak şekilde sabitleyin ve bırakın. Pe şimdi hafif bir gerilim altındadır.



c. Şimdi eşsiz diş sistemi ile çekme kuvvetini bireysel olarak ayarlayabilirsiniz. Lütfen düzenli bir ayara dikkat edin, dişler daima her iki tarafta da aynı uzunlukta olmalıdır. Penisinizde asla rahatsız edici bir hissiniz olmamalıdır.



4. PHALLOSAN® plus+'ın çıkarılması:

İlk olarak sert plastik çandan C klipsi çıkarın.

Şimdi emme çanın yeşil valfini ok sembolüne çevirin. Vakum tahliye olur. Manşet prezervatifin tümünü emme çanı ile birlikte çıkarmak için lütfen manşeti dikkatli bir şekilde sert plastik çan yönünde geri yuvarlayın. Manşeti parmaklarınızla germeyin, aksi takdirde yırtılabilir. Manşeti penis şaftından geri yuvarlayarak sorunsuz bir şekilde çıkarabilirsiniz.

5. Yan etkiler/Tedbirler:

PHALLOSAN® plus+'ın kullanımından oluşacak tehlike kişinin kendi sorumluluğunun altındadır, ancak kullanım talimatına uyulduğunda sakınca yoktur. Ancak ilk uygulama haftalarında penise aşırı bir çekme uygulanmamalıdır.

Sünnet derisinde veya penis başında şişlikler ve/veya kabarcıklar oluşması durumunda ayar çok kuvvetlidir. Şişme veya kabarcıklar tamamiyle yok olana kadar mutlaka ara verin.

Ardından çekimi biraz daha hafif ayarlayın. Sabırlı olun zira bu yöntemin uygulama başarısı ortodonti tedavisi ile kıyaslanabilir. Başarının garantörü germenin sürekliliğidir, başlı başına çekme kuvveti değil!

Dikkat: Uyurken PHALLOSAN® plus+ kullanımı uygun değildir!

Amaç ne olursa olsun şimdi mükemmel kombinasyona sahipsiniz:

Penis büyüme

PHALLOSAN® plus+'u haftada 5 gün olmak üzere günde en az 6 saat kullanın.

Yüksek çekme kuvveti önemli değildir, hücre stimülasyonuna ulaşım devamlılığı bağlıdır.

Böylece yeni hücreler stimüle edilir ve uzunluğun 4,9 cm (1,9 inç) ve çapın 2,5 cm (1,1 inç) olması artışı mümkündür.

Sertleşme bozukluğu:

Haftanın 3 gününde 5 saat ile kan dolaşımı aşırı derecede iyileşir ve prostatınız ve cinsel arzunuz böylece stimüle edilir.

Erektil dokular daha fazla kan alabilir ve sertleşmeler sıklaşır ve daha kalıcı olur.

IPP (Induratio penis Plastica), penis eğriliği:

IPP/penis eğriliği, PHALLOSAN® forte ve PHALLOSAN® plus+ kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

Önemli: PHALLOSAN® forte ile PHALLOSAN® plus+'u değişimli olarak kombine edin.

Aralıksız germe sayesinde plak dokusunda ağırsız bir şekilde mikrofiber çatlaklar oluşur. Buna yeni hücre dokusu gömülür.

Penis böylece düzleştirilebilir.

İletişim:

E-posta: service@phallosan.com

Daha fazla bilgi için:

www.phallosan.info

PHALLOSAN® Ekibiniz

The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.

Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:

-  Instagram – phallosan_original
-  Facebook – Phallosan



ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM TALİMATINI TAMAMIYLA OKUYUN.

UYARI: GÜVENLİĞE İLİŞKİN AŞAĞIDAKİ NOTLARI DİKKATE ALIN.

Cihazın küçük abdestte, spor faaliyetlerinde, cinsel ilişkide veya diğer yorucu bedensel aktivitelerde takılması **yasaktır!**

Ayrıca alkol tüketimi veya ağrı kesici veya uyuşturucu madde kullanımı sonrası da **kullanılmamalıdır**. Ayrıca aşağıdaki durumlarda da **kullanılmamalıdır**:

- Peniste veya PHALLOSAN® kemeri ile temas eden diğer vücut yerlerinde yaralar veya iltihaplı yerler,
- Penis başında ağrı, uyuşma veya renk değişikliği,
- diğer istenilmeyen tepkiler. Böyle bir durumda cihaz derhal gevşetilmelidir ve çıkarılmalıdır

Peniste yaralanmalar durumunda cihaz ancak bunlar tamamıyla iyileştikten sonra takılabilir.

PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+/PHALLOSAN® vertical'i bir ameliyat sonrası ancak hekiminizden izin aldıktan sonra takın.

PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+/PHALLOSAN® vertical'i, damar sorunları veya bağı dokusu zayıflığı yaşıyorsanız **kullanmayın**.

Cihazı, cinsel bölgede bulunan her türlü piercing durumunda **kullanmayın**. Cihazın artan düşme ve kayma tehlikesi bulunan yerlerde takılması **yasaktır**.

Özellikle de merdiven çıkarken veya kaygan zeminde yürürken dikkatli olunmalıdır.

Cihazın makineler, motorlu taşıtlar veya sıcak nesnelere kullanılırken ve ayrıca bisiklet sürerken veya yemek yaparken takılması **yasaktır**.

Cihazı takarken/kullanırken kremler, vazelinler veya diğer nemlendirici maddeler kullanmayın.

Cihazı **sadece** bu el kitabında tarif edildiği **gibi** kullanın.

Sadece birlikte teslim edilen malzemeleri kullanın. Bu el kitabında tarif edilen takma tekniklerin dışındakilerini kullanmayın.

Bu internet sayfası üzerinden temin edilen ürünlerin veya hizmetlerin kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumluluk üstlenmemekteyiz. Bu tüm doğrudan veya dolaylı hasarlar, ek hasarlar veya müteakip hasarlar için geçerlidir (buna bunlarla kısıtlı **olmamak** üzere iş kesintisinden, kazanç kayıplarından, kesintilerden veya benzeri kaynaklı hasarlar ve kayıplar dâhildir). Burada belirtilen kullanım koşulları için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

E-posta: service@swissana.com

Riskler veya yan etkiler durumunda
lütfen hekiminiz veya
PHALLOSAN Alo hattımız ile iletişime geçin.



REF 5000



사용 설명서

팔로산 포르테 제품을 구매한 것을 진심으로 축하해요! 팔로산 포르테는 지난 18년 동안 전 세계적으로 성공적으로 사용되었습니다.

사용 목적 및 제품 소개:

- 팔로산 포르테는
 - » 음경 크기 및 길이 확대
 - » 선천성 음경 만곡증 및 파이로니 병 (IPP) 치료
 - » 발기부전 및 성기능 장애 치료
 - » 전립선 수술 후 후속 치료
 - » 모든 연령대의 음경 발기조직 트레이닝 등에 권장됩니다


포장 내역:

- 음경이 베이스까지 삽입되는 폼링(A)을 포함하여 허리를 감싸는 신축성 있는 벨트. 벨트 길이를 개별적으로 조절할 수 있는 슬라이딩 버클(B)과 흡입컵 유닛에 연결된 벨트의 어댑터(C).
 - a) 팔로산 포르테 흡입컵 사이즈 S - S-씰링 슬리브
b) 팔로산 포르테 흡입컵 사이즈 M - M-씰링 슬리브
c) 팔로산 포르테 흡입컵 사이즈 L - L-씰링 슬리브 및 장착된 견인바 (3).
 - 신호등 시스템의 장력을 조절하기 위한 장력 스프링 장치가 있는 견인바, 벨트 어댑터 포함.
 - 4./5. 장력 설정이 너무 강한 경우 귀두를 보호하기 위한 보호 캡.
 6. 3방향 밸브가 있는 흡입 펌프
 7. 측정 템플릿
- 온라인 사용 설명서 가이드
무료제공 추가사항: 4개의 추가 컵스(1xS, 2xM, 1xL)가 포함된 새틴 여형용 파우치



사용하기 위한 준비

1. 벨트



정형외과용 팔로산 포르테 벨트를 앞쪽으로 펼치고 슬라이딩 버클(B)을 사용하여 최대 길이로 조정하십시오.

2. 흡입컵 선택/씰링 슬리브

적절한 흡착 컵 크기를 결정하려면 동봉된 측정 템플릿(7)을 사용하십시오. 음경을 발기되지 않은 상태에서 몸으로부터 당겨서 음경의 축을 따라 측정합니다.




L 사이즈 흡입컵(2c)은 세트에 있는 L 사이즈 씰링 슬리브(2c)와 인장 스프링 장치가 있는 견인바에 이미 연결되어 있습니다.

다른 크기가 필요한 경우 견인바(3)를 제거하십시오.

이제 자신에게 맞는 흡입컵을 선택하고 흡입 펌프를 연결하세요. 화살표 기호(↑)가 있는 위치에 끼우기만 하면 됩니다. 적절한 씰링 슬리브(2)를 흡입컵 오버랩 위로 씌어 놓고 견인바(3)를 다시 부착합니다.



음경을 흡입컵에 끼워 넣기 전에 흡입컵의 오버랩이 씰링 슬리브의 두꺼운 끝부분의 홈에 끼워졌는지 확인하는 것이 중요합니다. 씰링 슬리브가 흡입컵 오버랩 위로 너무 많이 당겨질 경우 찢어질 수도 있으니 조심하시기 바랍니다.





위: 틀림: 흡입컵 위로 너무 많이 덮여져 있으며 파우더가 뿌려지지 않음

3. 보호 캡

모든 음경 크기에 맞도록 만들어진 보호캡(4 또는 5)을 꺼내세요. 보호캡을 양손의 엄지와 손가락으로 당겨서 귀두 위에 씌웁니다. 보호캡이 귀두를 꼭 조야 감싸야 합니다.

무릎 사이에 흡입컵을 고정합니다. 씰링 슬리브를 흡입컵 가장자리에서 1cm 정도 나오도록 밀어 넣습니다. 씰링 슬리브를 밀어 낼때 손톱이나 기타 날카로운 도구로 인해 찢어지지 않도록 조심하십시오. 롤백할 때 강한 힘을 가하지 마십시오.







새로운 팔로산 포르테의 특기사항, 씰링 슬리브
팔로산 포르테 씰링 슬리브는 의료

용 실리콘으로 만들어져 자극이나 알레르기 반응이 배제됩니다. 이 이노베이션은 이전 보다 더 나은 편안함을 제공할 뿐만 아니라 씰링 슬리브가 음경에 독특하게 잘 맞습니다. 흡입컵에 부착되는 부분의 두께는 약 3mm이며, 가장 얇은 부분의 두께는 0.3mm로 음경에 부드럽게 밀착됩니다.

귀하에게 딱 맞는 흡입컵이 사용될 준비가 되었습니다!

귀하에게 딱 맞는 흡입컵이 사용될 준비가 되었습니다!



캡이 부착된 후 귀두 끝에 공기가 최대한 적게 들어가는 것이 중요합니다. 음경이 살짝 발기된 상태에서 보호캡을 씌워주면 더 잘 끼워집니다. 보호캡은 인장력이 너무 강하게 설정되었을때 이로인한 부작용으로부터 귀두를 보호해 줍니다. 숙련된 사용자는 몇 주 후에 보호 캡 없이도

작업을 수행할 수 있습니다. 이제 사용에 필요한 모든 준비가 완료되었습니다.

사용하기:

- 이제 보호캡을 씌운 음경을 흡입컵에 삽입하고 흡입컵에 장착되어 있는 실링슬리브를 음경 위로 당겨 덮습니다.



- 흡입 펌프(6)에 있는 밸브의 녹색 노즈를 흡입 기호로 돌리고 손가락으로 여러 번 눌러 흡입 펌프를 작동시킵니다. 이를 통해 귀두가 컵 속으로 더 깊이 빨려 들어가게 됩니다. 실링 슬리브는 음경 줄기에 부드럽게 안착됩니다.



- 이제 미세 진공을 유지하기 위해 흡입 펌프(6)에 있는 밸브의 녹색 노즈를 잠금 기호 위에 놓습니다.



- 이제 앞쪽에 펼쳐져 있는 벨트를 잡고 흰색 폼 링(A)을 흡입 컵 장치에 끼우고 음경 뿌리에 닿을 때까지 끼워 넣습니다.

- 이제 벨트 끝부분을 엉덩이 둘레로 감아 주세요.

- 견인바(3)의 열린 끝을 몸 쪽으로 돌려서 두 개의 연결고리(C)를 서로 연결합니다.

7. 음경이 늘어나고 견인바의 신축 등 시스템이 녹색이 될 때까지 벨트 슬라이드 버클(B)을 사용하여 벨트 장력을 높이십시오. 벨트가 사타구니에서 대각선 위쪽으로 이어지도록 하십시오. 따라서 엉덩이 뒤쪽의 벨트를 위쪽 허리쪽으로 당겨주세요. 엉덩이가 갈라지는 높이에 벨트를 부착하면 앉을 때 장력이 높아지는데, 이런 일이 있어서는 안 됩니다.



8. 이런 착용상태로 평소와 같이 정상적인 일상생활을 할 수 있으며, 밤에 잠자는 동안에도 팔로산 포르테를 착용할 수 있는데 이는 언제든지 혈액 순환이 제한되지 않기 때문입니다.

사용을 정지하기:

먼저 벨트를 제거하고 흡입 펌프 밸브의 녹색 표시 노드를 화살표 기호로 돌립니다. 진공상태가 사라집니다. **씰링 슬라이브를 손가락으로 잡아 당기지 마십시오. 그렇게 할 경우 즉시 찢어질 것입니다!** 씰링 슬라이브를 귀두 쪽으로 조심스럽게 뒤로 말아낸 후 흡착 컵 장치를 제거하세요.

기술적 특기사항

쉽게 말하자면 끈이 붙어있는 흡입 컵이라는 점 참고해주세요. 따라서 씰링 슬라이브가 음경 줄기 위로 얼마나 멀리 감싸는지는 중요하지 않습니다. 씰링 슬라이브는 음경에 힘을 전달하도록 설계되지 않았습니다. 인장력은 흡입컵에 형성되는 미세 진공을 통해서만 전달됩니다.

착용하는 동안 진공도가 약간 감소하고 귀두가 흡입컵에서 너무 멀리 미끄러지는 것을 인지하는데 이는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 어쨌든 공기가 새어 들어갑니다. 음모를 깔끔하게 제거하지 않았거나 너무 넓은 씰링 슬라이브를 선택

한 경우 음경줄기를 통해 이러한 현상이 나타날 수 있습니다.

필요한 경우 음경에서 음모를 제거하십시오. 면도를 하거나 순한 제모 크림을 사용하면 됩니다.

다음말:

흡입 펌프 밸브의 녹색 표시 노드를 잠금 기호에서 흡입 기호 쪽으로 돌립니다.

귀두를 다시 벨 속으로 빨아들이고 녹색 표시 탭을 잠금 기호 쪽으로 돌려 밸브를 닫습니다.

그래도 귀두가 흡입컵에서 빠져 나온다면 씰링 슬라이브가 너무 넓은 것이 원인일 수 있습니다.

개인적인 사이즈에 맞게 개별적으로 조정하여 효율성을 극대화할 수 있는 가능성이 있습니다. 예를 들어 M 사이즈 흡입컵의 크기는 적당하지만 음경 줄기의 씰링 슬라이브가 너무 크다고 생각되면 S 씰링 슬라이브를 M 사이즈 흡입컵에 배치할 수 있습니다. 마찬가지로 L 사이즈 흡입컵과 M 씰링 슬라이브로도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

어떠한 경우에도 S 씰링 슬라이브를 L 사이즈 흡입컵에 연결하지는 마십시오. 재료가 손상될 수 있습니다.

포르테/플러스 관리 지침:

씰링 슬라이브는 흡입컵에서 제거할 수 있고 제거해야 하며 위생상의 이유로 비누를 사용하여 미지근한 물로 세척해야 합니다.

다시 사용할 때까지 씰링 슬라이브를 펴서 보관하십시오.

사용 후 씰링 슬라이브를 펼친 후 외부에 베이비 파우더를 뿌리는 것을 잊지 마십시오.

위에서 설명한 대로 흡입 컵도 매일 청소해야 합니다. 그러나 먼저 흡입 펌프 밸브의 녹색 표시 노드를 이중 화살표 방향으로 움직여 흡입 펌프를 제거하십시오 흡입 펌프를 흡입 컵으로부터 조심스럽게 당겨 빼냅니다. 흡입 펌프는 물이나 기름과 접촉해서는 안 됩니다. 접촉할 경우 민감한 밸브가 더 이상 제대로 작동하지 않습니다.

음경 결합 조직에 대한 벨트의 장력 강도를 정밀하게 조정하기 위한 단계별 계획:



서론:

신체의 결합 조직은 각각의 유전적 구성에 따라 달라집니다. 따라서 우리는 벨트 장력을 결합 조직에 맞게 정밀하게 조정할 수 있는 신축 등 디자인을 개발했습니다. 처음에는 낮은 녹색 범위의 장력을 유지하는 것을 반드시 지키십시오. 이렇게 하면 부작용 없이 최적의 음경 길이와 둘레에 대한 결과를 얻을 수 있습니다.

첫째 날

Stellen Sie die Zugspannung nur 녹색 부분 아래 쪽에 장력을 설정하고 팔로산을 1시간 동안만 착용하십시오. 벨트를 제거하고 흡입 펌프 밸브의 녹색 표시 탭을 화살표 기호 방향으로 돌립니다. 진공상태가 사라집니다.

씰링 슬라이브를 귀두 쪽으로 조심스럽게 뒤로 말아낸 후 흡착 컵 장치를 제거하세요.

이제 요도 입구와 귀두 밑면의 포피(Frenulum) 사이에 있는 음경 부위를 검사하십시오. 이 부위는 음경에서 가장 민감한 조직입니다. 이 부위가 붉게 변하거나 부어오르면 벨트의 장력이 너무 강한 것입니다. 이러한 날은 사용을 중지하세요. 음경에 어떤 변화가 발견된 경우에는 이 문제가 해결될 때까지 다시 시작하지 마십시오.

둘째 날부터 8일째 날

전날 팔로산 포르테를 착용 시 설명된 부위의 변색이나 붓기 없이 착용이 가능했다면, 팔로산을 한 시간 더 착용하실 수 있습니다.

매일 착용시간을 1시간씩 늘려보

세요. 8일이 지나면 적응이 완료됩니다.

팔로산은 적응기간이 지난 이후에는 밤에도 착용 가능합니다. 흡입 펌프의 두 가지 표시에는 눈으로 보지 않고도 손가락으로 구분할 수 있도록 너브가 부착되어 있는 것을 알 수 있을 것입니다. 야간 발기시에는 씰링 슬라이브가 팽창하며, 혈액순환에 아무런 영향을 미치지 않고 오히려 더 좋게 합니다.

팔로산 포르테를 착용하시면 매우 만족하실 것입니다. 단 몇 주 만에 음경이 눈에 띄게 길어지고 크기도 커질 수 있습니다. 성욕과 욕구가 증가하는 등 긍정적인 부작용도 경험하게 될 것입니다.

사용 기간:

팔로산 포르테는 하루 8~10시간, 주 6일 착용해야 하지만 언제든지 더 오래 착용해도 됩니다!

부작용/주의사항:

팔로산 포르테의 사용에 따른 위험은 본인 부담이지만, 사용 지침을 따르면 아무런 문제가 되지 않습니다. 그러나 특히 사용 후 처음 몇 주 동안은 음경에 너무 많은 장력을 가해서는 안 됩니다.

포피나 귀두에 붓기 및/또는 물집이 생기면 벨트 장력이 너무 높게 설정된 것입니다. 붓기나 물집이 아물 때까지 반드시 휴식을 취하세요. 그런 다음 장력을 조금 더 가볍게 설정하세요.

때로는 음경 몸통에 압박 통증을 느낄 수 있는데 이는 씰링 슬라이브의 둥근 끝 부분이 실리온 폼 링 위에 놓여서 발생하는 것일 수 있습니다.

장치와 관련된 모든 심각한 사고는 제조업체와 사용자 및/또는 환자가 소재한 회원국의 관할 당국에 보고되어야 합니다.

다음말:

씰링 슬라이브 끝부분을 실리온 폼 링에서 약간 뒤로 굴리면 더 이상 압박 통증이 발생하지 않습니다.

또한 벨트의 장력을 몸 전체로 분산시켜 음경으로 연결되는 장력을 줄

일 수도 있습니다. 흡입컵과 연결되는 부분의 벨트를 잡고 몸 주위에 장력을 가하여 음경에 가해지는 압력을 완화합니다. 복잡하게 들리지만 그렇지 않습니다. 이제 장력이 벨트 전체 영역에 분산됩니다.

금기사항:

술을 마신후에나 약물, 진통제, 수면제, 진정제를 복용한 후에는 통증에 대한 자연스러운 인식이 손상될 수 있으며 통증에 적시에 반응하지 못할 수 있습니다. 음경에 감염이 있거나 상처가 있는 경우 팔로산 포르테 사용을 피하세요.

음경 길이의 증가를 정확하게 측정하는 방법은 무엇입니까?

직선 자를 사용해 주세요. 줄자는 적합하지 않습니다. 음경을 발기하지 않은 상태에서 몸에서 똑바로(90도) 잡아주세요. 위에서 볼 때 자를 음경의 측면에 놓습니다. 자를 치골에 대고 누르십시오.

중요:

사용하기 전에 옷을 입지 않은 상태에서 정확한 체중을 측정하십시오. 체중이 증가하면 특히 음모가 자라는 음경 주변 부위에 지방층이 형성됩니다. 이 지방층은 음경 끝에서 치골까지의 거리를 단축시키고 결과를 왜곡(단축)시킵니다. 의사들은 이것을 기를 앞치마라고 부릅니다.

추가 주문:

팔로산 포르테의 모든 부품은 당사에서 개별적으로 주문할 수 있습니다. 추가 질문이나 제안 사항이 있는 경우 당사 전문가와 언제든지 일반 전화로 특별한 문의료 없이 연락하실 수 있습니다.

우리는 언제든지 기술적인 변경을 할 수 있는 권리를 보유하며, 이를 인터넷

www.phallosan.com
www.phallosan.co.uk

에도 게시합니다.

연락처:

핫라인 +423 235 84 77
(리히텐 슈타인, 월-금 9:30-12:00시, 14:00-16:00 시 MEZ)
service@swissana.com
기타 정보
www.phallosan.info

팔로산 포르테 팀 드림

팔로산 버티컬 사용설명서

팔로산 버티컬을 사용하기 전에 먼저 사용설명서를 읽으십시오. 이것은 팔로산 포르테의 확장 세트이며 팔로산 포르테와만 함께 사용할 수 있습니다.

팔로산 포르테에 대한 지침을 보시려면 아래 사이트를 방문하십시오. www.phallosan.info

팔로산 버티컬 포장내역:

- A. 무릎 커프
- B. 무릎 커프를 감싸는 신축성 있는 벨트

팔로산 포르테 포장내역:

- 2. 슬리브 콘돔이 부착된 단단한 플라스틱 흡입컵
- 3. 인장 스프링 장치 및 견인바 신호등 시스템으로 장력을 조절 벨트 연결 어댑터 포함
- 6. 진공 펌프 포함



사용준비:

흡입컵/씰링 슬리브 선택
동봉된 측정 템플릿(7)을 사용하여 적절한 흡입컵 크기를 결정하십시오. 음경이 발기되지 않은 상태에서 몸으로부터 당겨서 음경의 축을 따라 측정합니다.



L 사이즈 흡입컵(2c)은 세트에 있는 L 사이즈 씰링 슬리브(2c)와 인장 스프링 장치가 있는 견인바에 이

미 연결되어 있습니다.

다른 크기가 필요한 경우 견인바(3)를 제거하십시오. 이제 자신에게 맞는 흡입컵을 선택하고 흡입 펌프를 연결하세요. 화살표 기호(↓)가 있는 위치에 끼우기만 하면 됩니다. 적절한 씰링 슬리브(2)를 흡입컵 오버랩 위로 씌어 놓고 견인바(3)를 다시 부착합니다.



음경을 흡입컵에 끼워 넣기 전에 흡입컵의 오버랩이 씰링 슬리브의 두꺼운 끝부분의 홈에 끼워졌는지 확인하는 것이 중요합니다. 씰링 슬리브가 흡입컵 오버랩 위로 너무 많이 당겨질 경우 찢어질 수도 있으니 조심하시기 바랍니다.





위: 틀림: 흡입컵 위로 너무 많이 덮여져 있으며 파우더가 뿌려지지 않음

아래: 맞음: 파우더가 뿌려짐

머칠이 지나면 씰링 슬리브의 코팅이 벗겨진다는 점을 유의하십시오. 따라서 베이비파우더를 구입하여 씰링 슬리브의 외부 표면에 발라 주어야 합니다. 그렇게 하면 씰링 슬리브에 보호층이 형성되어 마모되거나 달라 붙거나 찢어지는 것을 방지할 수 있습니다.

무릎 사이에 흡입컵을 고정합니다. 씰링 슬리브를 흡입컵 가장자리에서 1cm 정도 나오도록 밀어 냅니다. 씰링 슬리브를 밀어 낼 때 손톱이나 기타 날카로운 도구로 인해 찢어지지 않도록 조심하십시오. 롤백할 때 강한 힘을 가하지 마십시오.







새로운 팔로산 포르테의 특기사항, 씰링 슬리브

팔로산 포르테 씰링 슬리브는 의료용 실리콘으로 만들어져 자극이나 알레르기 반응이 배제됩니다. 이 이노베이션은 이전 보다 더 나은 편안함을 제공할 뿐만 아니라 씰링 슬리브가 음경에 독특하게 잘 맞습니다. 흡입컵에 부착되는 부분의 두께는 약 3mm이며, 가장 얇은 부분의 두께는 0.3mm로 음경에 부드럽게 밀착됩니다.

귀하에게 딱 맞는 흡입컵이 사용될 준비가 되었습니다!

보호캡 연결

모든 음경 크기에 맞도록 만들어진 모든 음경 크기에 맞도록 만들어진 보호캡(4 또는 5)을 꺼내세요. 보호캡을 양손의 엄지와 손가락으로 당겨서 귀두 위에 씌웁니다. 보호캡이 귀두를 꼭 조아 감싸야 합니다.



캡이 부착된 후 귀두 끝에 공기가 최대한 적게 들어가는 것이 중요합니다. 음경이 살짝 발기된 상태에서 보호캡을 씌우주면 더 잘 끼워집니다. 보호캡은 인장력이 너무 강하게 설정되었을 때 이로 인한 부작용으로

부터 귀두를 보호해 줍니다. 숙련된 사용자는 몇 주 후에 보호 캡 없이도 작업을 수행할 수 있습니다.

이제 사용에 필요한 모든 준비가 완료되었습니다.

팔로산 포르테 사용하기:

1. 이제 보호캡을 씌운 음경을 흡입컵에 삽입하고 흡입컵에 장착된 이 있는 씰링슬리브를 음경 위로 당겨 덮습니다.




2. 흡입 펌프(6)에 있는 밸브의 녹색 노드를 흡입 기호로 돌리고 손가락으로 여러 번 눌러 흡입 펌프를 작동시킵니다. 이를 통해 귀두가 컵 속으로 더 깊이 빨려 들어가게 됩니다. 실링 슬리브는 음경 줄기에 부드럽게 안착됩니다.



3. 이제 미세 진공을 유지하기 위해 흡입 펌프(6)에 있는 밸브의 녹색 노드를 잠금 기호 위에 놓습니다.



3. 이제 미세 진공을 유지하기 위해 흡입 펌프(6)에 있는 밸브의 녹색 노드를 잠금 기호 위에 놓습니다.




팔로산 버티컬 사용하기:

1. 무릎 커프(A)의 벨크로 패스너를 엮습니다. 커프를 한쪽 무릎(오른쪽 또는 왼쪽) 아래에 놓습니다. 벨크로 패스너를 닫습니다. 팔로산 로고가 바깥쪽을 향하도록 착용합니다.

2. 스트랩 고정하기: 단축된 팔로산 버티컬 스트랩(B)을 꺼냅니다. 무릎 커프 안쪽에 부착하고 로고가 바깥쪽으로 보이도록 합니다.



3. 장력 설정하기: 어댑터를 견인바에 부착합니다. 견인바의 빨간색 부분에 닿지 않도록 스트랩에 있는 길쭉한 벨크로 패스너를 사용하여 당기는 강도를 조정하세요.



4. 일상생활 중의 착용: 팔로산 버티컬은 바지 속에 편하게 착용이 가능합니다.

사용 정지하기와 기타 사용 지침:

팔로산 포르테 사용설명서를 참고하십시오.

연락처:

이메일: service@phallosan.com
기타 정보: www.phallosan.info

팔로산 팀 드림

팔로산 플러스+ 사용설명서

팔로산 플러스+를 사용하기 전에 먼저 사용설명서를 읽으십시오. 이것은 팔로산 포르테의 확장 세트이며 팔로산 포르테와 함께 사용할 수 있습니다.

팔로산 포르테에 대한 지침을 보시려면 아래 사이트를 방문하십시오.
www.phallosan.info

팔로산 플러스+의 포장내역:

1. 흡입컵 연결을 위한 C링 어댑터
 - » 모든 흡입컵 사이즈에 사용가능
 - » 움직임이 유연함
 - » 안전클립
 - » 편리하게 제거됨
 - » 특허등록됨
2. 흰색 베이스링을 포함한 막대 시스템으로서
 - » 모든 음경 사이즈에 맞게 길이 조절이 가능함
 - » 효과적인 장력
 - » 힘의 세기를 더 높이거나 편안하게도 조절이 가능함
3. 긴 덮개
 - » 음경길이 12-22cm에 적합

팔로산 포르테 포장내역:

4. 슬리브 콘돔이 부착된 단단한 플라스틱 흡입컵
 - » 4개의 음경 사이즈에 사용가능
 - » 안전성이 명확함
 - » 중간 사이즈 선별 가능 (큰 사이즈의 흡입컵, 중간 사이즈의 씰링 슬리브)
 - » 항알레르기 소재
 - » 3방향 밸브 시스템
 - » 편안함과 효율성의 극대화
5. 진공 펌프 포함
 - » 미세 진공 생성
 - » 신체 조직 손상이 없음
 - » 발기 조직/정맥
 - » 더 나은 결과
 - » 최대 성능



사용준비:

흡입컵과 보호캡 연결

팔로산 포르테 사용설명서 „2의 지침을 읽고 따라 하십시오. 흡입컵 선택으로부터 사용준비 3까지

1. 팔로산 플러스+ 사용준비:


측정 막대를 사용하여 두 개의 투명 스프레드 슬리브 중 팔로산 플러스+에 필요한 것이 무엇인지 결정하십시오. 한 손을 사용하여 음경의 귀두 뒤쪽 부분을 늘립니다. 측정값을 더 잘 읽을 수 있도록 다른 손으로 미터 막대를 음경 옆면에 놓습니다.

M사이즈 - 음경길이 8-17 cm / 3-6.7 Inch, 장착됨

L사이즈 - 음경길이 12-22 cm / 4.7-8.7 Inch ,투명 스프레드 슬리브, 포장 내 위치 3

2. M사이즈를 L사이즈로 변경하여 장착하기:

a. 먼저 클립을 포함한 상부 어댑터 장치를 제거해 주세요. 흰색 베이스링의 볼 조인트에서 짧은 스프레드 슬리브를 대각선으로 앞으로 당겨 제거합니다. 포장에서 긴 슬리브 2개를 꺼냅니다(3).




b. 이제 짧은 투명 슬리브에서 두꺼운 녹색 나사를 풀어 긴 투명 스프레드 슬리브에 장착합니다.



c. 이제 슬리브를 흰색 베이스링(2)의 볼 조인트 소켓 위로 누릅니다. 볼 조인트의 머리가 더 쉽게


제자리에 고정될 수 있도록 슬리브를 조인트에 대각선으로 기울여 밀어 넣으십시오. 이제 C 클립을 포함하여 어댑터 장치(1)를 다시 조립하십시오.



3. 팔로산 플러스+ 사용하기:

a. 팔로산 플러스+를 꺼내고 흰색 베이스링 안으로 음경 집어 넣으십시오. 얇은 자세에서 시도하는 것이 가장 쉽습니다. 팔로산 플러스+가 이제 허벅지에 놓인 흰색 베이스링과 함께 음경 몸통에 느슨하게 놓입니다.

이제 이미 준비된 단단한 플라스틱 흡입컵 / 연결된(말려 올린) 슬리브와 펌프를 가져 옵니다.




귀두를 흡입컵 안쪽으로 최대한 밀어 넣고 귀두가 흡입컵 안까지 잘 밀착될 때까지 펌프를 3~5회 작동한 다음 녹색 밸브를 잠금 기호로 돌립니다.




이제 슬리브 콘돔을 음경 몸통위로 말아 올립니다.

b. 마지막으로 어댑터 장치를 아래로 누르고 열리는 부분이 배를 향하도록 C 클립을 단단한 플라스틱 흡입컵에 부착한 후 놓습니다. 음경이 이제 약한 장력에 놓여집니다.



c. 이제 자체 개발된 스프레드 시스템으로 당기는 힘을 개별적으로 조정할 수 있습니다. 조절이 일관되게 이루어지도록 하십시오. 양쪽 나사산의 길이는 항상 동일해야 합니다. 절대로 음경이 불편함을 느끼게 해서는 안 됩니다.



4. 팔로산 플러스+ 제거하기:

먼저 플라스틱 흡입컵의 C클립을 제거하십시오.

흡입컵의 녹색 밸브를 화살표방향으로 돌려 주세요. 진공이 해제됩니다. 슬리브를 플라스틱 흡입컵 쪽으로 조심스럽게 굴러 슬리브 콘돔 전체를 흡입컵과 함께 음경에서 제거하십시오. 슬리브를 손가락으로 돌려 빼지 마십시오. 손상이 생길 수 있습니다. 음경 몸통에서 뒤로 말면 자동으로 제거가 됩니다.

5. 부작용/주의사항:

팔로산 플러스+의 사용에 따른 위험은 본인 부담이지만, 사용 지침을 따르면 아무런 문제가 되지 않습니다. 그러나 특히 사용 시작 후 처음 몇 주 동안은 음경에 너무 많은 장력을 가해서는 안 됩니다.

포피나 귀두에 붓기 및/또는 물집이 생기면 벨트 장력이 너무 높게 설정된 것입니다. 붓기나 물집이 아물 때까지 반드시 휴식을 취하세요.

그런 다음 장력을 조금 더 가볍게

설정하세요. 인내심을 가지십시오. 시술의 성공은 턱 조정과 비슷합니다. 단순히 인장강도가 아닌 스트레칭의 연속성이 성공을 보장합니다!

주의: 팔로산 플러스+의 착용은 수면 중에는 적합하지 않습니다!

이제 사용 목적에 관계없이 완벽한 조합을 가지게 되었습니다.

음경 크기 확대:

팔로산 플러스+를 하루 최소 6시간, 주 5일 이상 착용하세요.

세포 자극을 달성하는 것은 끌어당기는 힘의 크기가 아니라 당기는 힘의 연속성에 달려 있습니다.

이는 새로운 세포를 자극하여 길이가 4.9cm (1.9인치), 둘레가 2.5cm (1.1인치) 증가할 수 있게 해줍니다.

발기 부전:

일주일에 3일, 하루 5시간씩 착용하면 혈액 순환이 크게 개선되어 전립선과 성욕이 자극됩니다.

발기 조직은 더 많은 혈액을 흡수할 수 있게 되며 발기는 더 빈번하고 지속적으로 유지됩니다.

IPP (Induratio Penis Plastica), 음경 만곡증:

IPP/음경 만곡은 팔로산 포르테와 팔로산 플러스+의 조합으로 치료할 수 있습니다.

중요: 팔로산 포르테와 팔로산 플러스+를 교대로 착용해 보십시오.

지속적인 스트레칭은 만곡부의 플라크 조직에 통증 없는 극세사 파열을 생성합니다. 이를 통해 새로운 세포 조직이 형성됩니다.

이로써 음경이 곧게 펴집니다.

연락처:

이메일: service@phallosan.com

기타 정보: www.phallosan.info

팔로산 팀 드림

The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.

Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:

-  Instagram – Phallosan_DE
-  Facebook – Phallosan



제품을 사용하기 전에 먼저 사용 설명서 전체를 다 읽으십시오.

경고: 안전과 관련된 다음 지침을 참고하십시오.

배뇨, 스포츠, 성교 또는 기타 격렬한 신체 활동 중에는 장치를 착용해서는 **안 됩니다**.

또한 술을 마셨거나 진통제나 마약을 복용한 후에도 착용해서는 **안 됩니다**. 다음 경우에도 착용하면 **안 됩니다**.

- 음경이나 기타 신체 부위의 상처나 염증 부위가 팔로산 벨트와 접촉하는 경우,
- 귀두에 통증, 무감각 또는 변색이 있는 경우,
- 기타 원하지 않은 반응이 나타나는 경우. 이러한 경우가 발생하면 즉시 장치를 풀고 제거해야 합니다.

음경에 부상이 발생한 경우, 완전히 치유된 후에만 장치를 착용할 수 있습니다.

수술 후에는 담당 의사의 승인이 있을때만 팔로산 포르테/팔로산 플러스+/팔로산 버티컬을 착용하십시오.

정맥 문제나 결합 조직 미약으로 고통받는 경우에는 팔로산 포르테/팔로산 플러스+/팔로산 버티컬을 **착용하지 마십시오**.

생식기 부위에 어떤 종류의 피어싱에도 장치를 **사용하지 마십시오**. 넘어지거나 미끄러질 위험이 높은 지역에서 장치를 착용해서는 안 됩니다.

계단을 오르내리거나 미끄러운 노면을 걸을 때는 착용상 특별한 주의가 필요합니다.

기계, 자동차 또는 뜨거운 물체를 다룰 때, 자전거를 타거나 요리할 때 장치를 착용해서는 **안 됩니다**.

기기 착용/사용 시 크림, 바셀린, 기타 보습제를 사용하지 마세요.

이 설명서에 **설명된 대로만** 장치를 사용하십시오.

제공된 재료만 사용하세요. 본 설명서에 설명된 것 이외의 다른 착용 방법을 사용하지 마십시오.

당사는 본 웹사이트를 통해 구매한 제품이나 서비스의 사용으로 인해 발생하는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 이는 모든 직접적, 간접적, 우발적 또는 부수적 혹은 결과적 손해 (사업 손실, 이익 손실, 중단 등으로 인한 손해 및 손실을 포함하되 **이에 국한되지 않음**)에 적용됩니다. 여기에 나열된 이용 약관에 대해 질문이 있는 경우 언제든지 당사에 문의하실 수 있습니다.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

이메일: service@swissana.com

위험이나 부작용이 있는 경우
의사에게 문의하거나
팔로산 핫라인으로 문의하십시오.



REF 5000



PHALLO[♂]SAN[®] forte
PHALLO[♂]SAN[®] plus⁺
PHALLO[♂]SAN[®] vertical

取扱説明書

PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテをご購入くださり、ありがとうございます。PHALLOSAN®「フォローサン」は、18年もの間、全世界で愛され続けています。

適応症:

PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテは、次のような治療等に適しています。

- » ペニスの増強、ペニスの伸長
- » 先天性、または後天性の陰茎湾曲、及び、形成性陰茎硬化症 (IPP)
- » 勃起障害 (ED)
- » 前立腺手術後の術後フォローアップ治療
- » 年齢不問のペニス海綿体のトレーニング

梱包品:

1. 気泡ゴムリング付き腰部装着用伸縮ベルト(A)。リングにペニス全体を通して使用します。バックル(B)及びアダプター(C)。ベルトは吸引ベルカップに付けて使用し、自分の体に合うようにベルトの長さをバックルで調節できるようになっています。また、アダプターはベルト上にあります。
2. a) 吸引ベルカップ(Sサイズ)およびPHALLOSAN® forte - スリーブコンドーム(Sサイズ)
2. b) 吸引ベルカップ(Mサイズ)およびPHALLOSAN® forte - スリーブコンドーム(Mサイズ)
2. c) 吸引ベルカップ(Lサイズ)、PHALLOSAN® forte - スリーブコンドーム(Lサイズ)および組立式テンションクリップ(3)
3. テンションクリップおよびバナネ式アタッチメント: 信号色コードを採用し、ベルト用アダプタと共に引張強度を調整。
- 4./5. プロテクタキャップ: 引張を強く設定している際に亀頭部分を保護。
6. 吸引ベルカップ、3方向バルブ付き
7. 計測テンプレート


取扱説明書

スリーブコンドームスペア4ヶ入り携帯バッグ(S×1、M×2、L×1)



準備:

1. ベルト



整形用 PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテのベルトを広げ、バックル(B)を動かしてベルトが最長になるまで伸ばします。

2. 吸引ベルカップ及びスリーブコンドームの選択

同梱の計測器(7)を使用し、適切なサイズの吸引ベルカップを選びます。弛緩状態(非勃起時)のペニスを体から離すように引っ張り、ペニスシャフト(陰茎体)を測定します。



Mサイズのベルカップ(2c)には、あらかじめMサイズのスリーブコンドーム(2c)をペアにしてあり、張カスプリング付張力クリップもセットになっています。

異なるサイズを組み合わせる場合は、張力クリップ(3)を外してください。

適切なサイズのベルカップを選んだら、吸引ポンプを使用し密着するよう調整してください。この時、矢印の表示(↓)がある位置でしかきちんとはまりませんので注意してください。ベルカップの縁に自分に合うスリーブコンドームを被せ張力クリップ(3)を再度取り付けます。



スリーブコンドームをベルカップ口に被せる際、被せるスリーブコンドームの端が厚手の方であることを

必ず確認してください。また、スリーブコンドームをベルカップに深く被せすぎると、スリーブコンドームが破損することがあります。





上: 誤った使用方法。コンドームをベルカップに深く被せすぎていて、パウダーも付いていません!

下: 正しい使用方法。パウダーも付いています。

スリーブコンドームは、数日でコーティングが取れてしまうので注意してください。ベビーパウダーを購入し、スリーブコンドームの外側にベビーパウダーを付けることをお勧めします。パウダーでコーティングすれば、スリーブコンドームに摩擦や付着、また破損等が生じないように保護できます。

吸引ベルカップを両膝ではさみ、しっかりと固定してください。スリーブコンドームを若干引っ張り、丁寧に吸引ベルカップの先へロールし、吸引ベルカップの縁部分を越えるよう引きます。尖った爪先等でスリーブコンドームを傷つけないよう注意してください。また、ロールする際は強く引っ張らないでください。







新 PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテ スリーブコンドームの特徴
PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテのスリーブコンドームは医療用シリコンを使用しているため、不快感やアレルギー反応を起こしません。本新製品は、使用時の快適さが増しただけでなく、他に類例をみないほどペニスにピッタリとフィットします。その理由のひとつとして、ベルカップに装着する部分でも厚さは約3ミリしかないことが挙げられます。また、ご使用者のペニスシャフト(陰茎体)に違和感なくフィットできるように、一番薄い部分では、厚さはたったの0.3ミリです。

パーフェクトな吸引ベルカップも使用準備万端です!

3. 保護キャップ

保護キャップ(4/5)を外してください。このキャップは、どんなサイズのペニスにもフィットします。両手の指で保護キャップを引っ張り、亀頭に被せ、ピッタリとフィットさせます。



キャップ装着後は、亀頭先にはなるべく空気が残っていないようにすることが大切です。中に残っている空気が最低限であることを必ず確認してください。保護キャップをペニスに装着する際、若干勃起した状態の方が楽に装着できます。保護キャップは、張力が強くなりすぎた場合に亀頭を保護するためのものです。使用に慣れてくれば、通常、数週間後には保護キャップ無しでも本製品をご使用になれます。

以上で、本製品の使用準備は完了です。

装着方法:

1. まず、保護キャップを被せたままペニスを吸引ベルカップの中に収め、ベルカップの縁部分に止めておいたスリーブコンドームを巻き出してペニス全体に被せます。



2. 吸引ポンプ(6)のバルブ上に付いている、緑色の突起マーカを吸引マークの方へ回し、吸引ポンプを指で数回押します。ポンプを押すと、亀頭がベルカップの奥まで引っ張られます。スリーブコンドームはペニスシャフト(陰茎体)にピッタリと密着します。



3. 吸引ポンプ(6)のバルブ上にある、緑色の突起マーカを今度は施錠の絵の方へ回し、マイクロ真空の状態を維持します。



- 先に広げておいたベルトを手に取り、白い気泡ゴムリング (A) を陰茎根に達するまで吸引ベルカップ器具一式全体に通します。
- ベルトの先端を引っ張り、腰に巻きます。
- 張力クリップ (3) の開いている方を体の方向へ向け、両方の穴 (C) を接続します。



- ベルトのバックル (B) を使用しベルトを締めます。この時、ペニスが伸ばされているのが感じられ、また信号色のカラーコードに緑が表示されるまで締めます。鼠径部 (そけいぶ) のベルトが上向きになっていることを確認してください。ベルトの傾斜を作るには、ベルトを臀部 (でんぶ) 周囲から腰部に向け、上方に引きます。ベルトが臀溝 (でんこう、太もも尻の境目) に滑ってしまい、例えばペニスと並行になってしまうと、座った時に強い力で引っ張られ、不快に感じる原因になります。



- この状態で通常通りの日常生活を続けられます。また、就寝時にも PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテを装着して構いませんが、常に、血液循環に支障をきたさないことが前提です。

装着の終了:

まず、ベルトを外し、吸引バルブ上にある緑色の突起マーカーを矢印

の絵まで回します。これで真空空間が解除されます。スリーブコンドームを丁寧に亀頭の方へ巻いていき、吸引ベルカップ器具一式を外します。

技術的特性について:

本器具は、簡単に言えば、シール付吸引ベルカップです。そのため、ペニスシャフト (陰茎体) をスリーブコンドームがどの程度まで覆うかは重要ではありません。スリーブコンドームは、ペニスに力を伝えるようデザインされているわけではなく、ベルカップ内のできるマイクロ真空空間のみで力が伝わるようになっています。

装着中に、真空具合が緩くなり亀頭がベルカップからかなり滑り抜けたと感じたら、その原因はいくつか考えられます。いずれにしても空気の通り道ができています。これは、陰毛がきちんと処理 (剃毛等) されていないためにペニスシャフト (陰茎体) から空気が入ったり、選んだスリーブコンドームが大きすぎたりした可能性があります。

ペニス周辺に必要な範囲に関しては陰毛を除去してください。剃毛、又はマイルド除毛クリームの使用で処理できます。

対処法

吸引バルブ上の緑色の突起マーカーを施錠マークの位置から吸引マークの位置へ回します。これで亀頭がベルカップの中へ戻されるので、緑色の突起マーカーを再度施錠マークの位置にセットしてバルブを閉めます。

まだ亀頭がベルカップから滑り落ちるようなら、確実にスリーブコンドームが大きすぎることが原因です。

自分に合ったサイズに調整すれば、本製品を最も効果的に使用できます。例えば、ベルカップは M サイズが最適だと感じてスリーブコンドームがペニスシャフト (陰茎体) には大きすぎるといった場合は、M サイズのベルカップに S サイズのスリーブコンドームを付けられます。同様に L サイズのベルカップと M サイズのスリーブコンドームを組み合わせたこともできます。

決して、L サイズのベルカップには S サイズのスリーブコンドームを使用しないでください。素材の破損原因になりかねません。

手入れの方法:

スリーブコンドームはベルカップから外すことができるので、衛生上、外してぬるま湯で洗うようにしてください。スリーブコンドームは巻き上げ、次に使う時まで保管しておきます。スリーブコンドームは使用後、ロールを伸ばしたら、必ずコンドーム外側にベビーパウダーを忘れずに付けてください。

吸引ベルカップも同様に、上記の方法で毎日手入れをしてください。その際、必ず先に吸引ポンプを取り外します。吸引ポンプは、バルブ上の緑色の突起マーカーを両方向矢印の位置に合わせれば外せます。吸引ポンプを外すに吸引ベルカップから取り外します。吸引ポンプは、水や油に触れないようにしてください。バルブが繊細なので、水や油に濡れると正しく機能しなくなる恐れがあります。

ベルトの張力を陰茎結合組織に適合させるためのステップ・バイ・ステップ計画



前文:

体の結合組織は、各遺伝性素質に関係しています。そのため弊社では、製品を使用する本人が自分の体の結合組織に合った締め具合にベルトを調整できるよう、信号色を使用したカラーコードシステムを開発しました。最初は必ず、緑色の範囲内で低張力設定であるようにしてください。その方が、ネガティブな副作用を引き起こすことなくペニス増強 (長さ、太さ) の最適な結果を出しやすくなります。

1日目
張力は、必ず緑色の範囲内で低張

力の設定にし、PHALLOSAN®「フォローサン」を 1 時間以上装着しないでください。ベルトを外し、吸引ポンプのバルブにある緑色の突起マーカーを矢印マークの位置に合わせます。これで真空状態が解除されます。

スリーブコンドームを亀頭の方向へ丁寧に巻き、吸引ベルカップ器具を取り外します。

尿道口と、亀頭の裏側面にある陰茎小帯との間の部分を観察してみてください。この部分がペニスで一番繊細な組織です。この部分が赤くなったり腫れたりしている場合、ベルトの締め付けがきつすぎたということです。この日の装着は中止しましょう。ペニスに何らかの異常が認められた場合は、その症状が治まるまで本製品を装着しないでください。

2日目から8日目

前日、PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテの装着で前述の箇所に変化や腫れが認められなかったら、1時間延長して装着しても大丈夫です。

装着時間を毎日1時間ずつ延長します。8 日後までには製品の装着に慣れるはずですが。

製品を装着している状態に慣れる期間をおいたら、その後は夜間も PHALLOSAN®「フォローサン」を付けられます。また、吸引および施錠のマークは浮き彫りになっているのが感じられるはずですので、目で確認しなくても操作ができます。スリーブコンドームは、夜間勃起時には伸張するのでも、血液循環の妨げになることもありません。

PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテの装着には意欲的に取り組めることでしょう。たった数週間で、変化が計測に表れるほどペニスは長くなりすぎます。また、性欲や快感が以前より強くなる等のポジティブな副作用も実感できるはずですが。

装着期間:

PHALLOSAN®「フォローサン」の装着は、週 6日、1 日あたり 8~10 時間を基本としますが、装着の時間帯は問わず、また更に長時間の装着

も可能です!

副作用、使用上の注意

PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテは、ご使用者の判断の元あくまで自己責任にてご使用いただくこととなりますが、本取扱説明書に記載の通りにご使用いただければいかなる危険も生じることはありません。特に使用開始から数週間は、ペニスを過度に締め付ける (過度な張力をかける) ことのないようご注意ください。陰茎包皮や亀頭に腫れや水膨れ等が現れた場合は、ベルトの締め付け過ぎが原因です。症状が完全に治まるまで決して使用を再開しないでください。その後の使用においては、張力を緩和しましょう。ペニス増強プロセスは、歯列矯正と同様、忍耐強く取り組む必要があります。張力の強さだけでなく、延長使用を継続することが成功の秘訣です! また、時々ペニスシャフト (陰茎体) に圧迫する痛みを感じることもあるかもしれませんが、その場合は、シリコン気泡ゴムリング上にスリーブコンドームの縁が被さってしまい、痛みを引き起こしている可能性があります。

対処法:

スリーブコンドームの端を少し巻いてシリコン気泡ゴムリングから外してください。これで圧迫痛がなくなります。

また、ベルトの張力を体の他の部分へ分散させて陰茎根にかかる張力を減らすこともできます。ベルトの吸引ベルカップが付いている部分をつかみ、陰茎根にかかっている張力を逃がすよう体周囲に張力を流します。難しく感じるかもしれませんが、そんなことはありません。こうすれば張力がベルト全体に分散されます。

次の場合には PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテを使用しないでください:

アルコール摂取後、薬剤および鎮痛剤服用後、睡眠剤および精神安定剤服用後。これらに該当する場合は、痛みに対する本来の感覚が鈍くなっている可能性があり、痛みに対して即時に反応できない恐れ

があります。また、ペニスに感染症や傷口がある場合も PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテを使用しないでください。

ペニスの長さがどれだけ伸びたかを正確に計測するにはどうすればいいですか。

定規を使ってください。巻尺等あまり適しません。弛緩状態のペニスを体から離して (90度) 持ちます。ペニスの横に定規を (下向きに) 添えます。定規を恥骨に押し付けるように当ててください。

重要:

製品装着の開始前に、脱衣状態での正確な体重を測っておきましょう。体重が増加すると、特にペニス周辺の陰毛がある恥骨周辺部分に脂肪層が形成されます。この脂肪層ができると、恥骨とペニス先端部を結ぶ長さを縮め、測定結果が「改ざん」(短縮) されて出てしまいます。医師の間では、「腹エプロン」と呼ばれています。

再注文:

PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテの全パーツは、それぞれ個別に再注文でき、弊社で承ります。ご質問、ご意見は、お気軽に弊社専門家までご連絡ください。ご連絡には費用は生じませんが、お電話でご連絡くださる場合には通常の通話料のみお客様負担で課金されます。

弊社は、技術的修正を行う権利を留保します。修正を行った場合、その情報はインターネット上でも公開しています。下記リンクをご参照ください。

www.phallosan.com
www.phallosan.co.uk

ホットライン:

電話 +423 235 84 77
(リヒテンシュタイン、月~金 9:30~12:00、14:00~16:00 CET)
service@swissana.com

更なる詳しい情報はこちらから:
www.phallosan.info

あなたのフォローサン® チーム一同

ファローサン® パーチカル 取扱説明書

ファローサン® パーチカルをご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みください。こちらはファローサン® フォルテの付属パーツであり、ファローサン® フォルテのパッケージと一緒にご使用いただくものです！

ファローサン® フォルテのマニュアルはこちらからご確認ください：
www.phallosan.info

ファローサン® パーチカル梱包内容物：

- A. 膝スリーブ
- B. 膝スリーブに巻きつけられる、伸縮性のあるベルト

ファローサン® フォルテ梱包内容物：

2. シリコンスリーブと硬い合成樹脂のベル型カップ
3. 信号システムで牽引の強さを調節できる引っ張りバネの牽引フォーク、ベルトのためのアダプター
6. 組み込み吸引ポンプ



準備： 吸引カップ/シリコンスリーブの 選択

同梱されている測定器 (7) で最適な吸引カップの大きさを調べてください。普通の状態の陰茎を身体から離すように伸ばして測ってください。



大きさL (2c) のカップは大きさL (2c) のシリコンスリーブと一緒に

既にセットの中で引っ張りバネのついた吸引フォークに装着済みです。他の大きさに変更したいときには吸引フォーク (3) を取り外してください。あなたに合ったカップを選んで矢印マーク (↑↓) に合わせた吸引ポンプを取り付けてください。サイズの合ったシリコンスリーブ (2) はカップの縁に被せ吸引フォーク (3) をまた取り付けてください。



カップに装着する際に必ず、カップの縁がシリコンスリーブの溝にきちんとはまり固定されていることを確認してください。シリコンスリーブがカップの縁に被さりすぎると破れてしまう可能性がありますのでご注意ください。





上：間違い、カップに被せすぎており、パウダーがついていません！

下：正しく装着されています、パウダーもついています。

シリコンスリーブは数日経つとコーティングが失われることにご注意ください。そのためベビーパウダーを入手しシリコンスリーブの外側につけることをおすすめしております。保護膜ができて、摩擦、ベタつき、破れから守ることができます。

吸引カップを膝の間に挟んでください。シリコンスリーブを注意深くゆっくりとカップの縁の1cmの溝まで被せてください。ゆっくりと慎重に行い、シリコンスリーブが爪などで傷つかないように注意してください。巻き戻す際に強い力で引っ張らないでください。







新しいファローサン®フォルテのシリコンスリーブの特徴

ファローサン®フォルテのシリコンスリーブは、刺激性の炎症やアレルギー反応が起きない医療用シリコンでできています。このイノベーションによって付け心地が快適になり、陰茎を包み込み寄り添います。約3mmの厚さがある部分はカップに装着され、0.3mmの薄い部分は陰茎を包み込みます。

あなたにとってピッタリな吸引カップの準備はできています！

保護キャップ

全ての陰茎サイズに対応した保護キャップ (4または5) を取り出してください。両手の親指で保護キャップを広げ、亀頭に被せてください。キャップはピッタリを被せることが大事です。



キャップを被せた後、亀頭に出来るだけ空気が残らないようにぴったりと被せてください。保護キャップは軽く勃起した状態だと装着が簡単です。保護キャップは亀頭を強すぎる吸引設定の副作用から守るためにあります。使用経験のあるユーザーは数週間後から保護キャップを

使用せずに装着していただけます。使用の準備が全て整いました。

ファローサン®フォルテの使用：

1. 保護キャップで保護した陰茎を吸引カップに入れ、シリコンスリーブをカップから巻き戻して陰茎に被せます。



2. 吸引ポンプ (6) の緑色のバルブを吸引マークに合わせ、吸引ポンプを指で押して陰茎が中に引き込まれるようにしてください。陰茎がカップの中、奥まで入り込みます。シリコンスリーブが陰茎を優しく包み込みます。




3. 真空状態を維持するために、吸引ポンプ (6) の緑色のバルブを鍵マークに回して合わせてください。



4. 日常の装着：ファローサン®パーチカルはズボンの下に快適に装着することができます。

ファローサン®パーチカルの使用：


1. 膝スリーブのマジックテープを外してください。(A) 膝スリーブを膝の下 (右か左) に合わせてください。マジックテープを閉じてください。ファローサン®のロゴが前を向いているように注意してください。



2. しっかりと固定する：短くしたファローサン®パーチカルベルト (B) を手に取ってください。膝スリーブの内側、ロゴが外から見える状態で固定してください。



3. 牽引力を設定する：牽引フォークにアダプターを固定してください。牽引フォークの赤い領域に至らないように注意しながらベルトの長いマジックテープで牽引の強さを調節してください。



4. 日常の装着：ファローサン®パーチカルはズボンの下に快適に装着することができます。

使用の終了と使用上の注意：

ファローサン®フォルテ取り扱い説明書をご確認ください。

お問い合わせ：

Eメール: service@phallosan.com
更なる詳しい情報はこちらから：
www.phallosan.info

あなたのファローサン® チーム一同

ファローサン® PLUS+ 取扱説明書

ファローサン® plus+をご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みください。こちらはファローサン® フォルテの拡張セットであり、ファローサン® フォルテと一緒にご使用いただくものです！

ファローサン® フォルテのマニュアルはこちらからご確認ください：
www.phallosan.info

ファローサン® plus+の梱包内容：

1. ベル型カップに装着するためのCリングアダプター
 - » 全てのカップの大きさに対応
 - » フレキシブルな動き
 - » 安全クリップ
 - » 簡単な脱着
 - » 特許取得済み
2. 白いベーシックリング付き陰茎増大システム
 - » 陰茎に
 - » 最適な張力
 - » 強い吸引、あるいは快適な吸引
3. 長いキャップ
 - » 陰茎サイズ12-22cm

ファローサン® フォルテ梱包内容物：

4. シリコンスリーブと硬い合成樹脂のベル型カップ
 - » あらゆる男性自身に対応する4つの大きさ
 - » 分かりやすく安全
 - » 組み合わせ可能(大きなカップ、Mサイズのスリーブ)
 - » アレルギーを引き起こさない素材
 - » 3種の換気システム
 - » 快適さと効果
5. 組み込み吸引ポンプ
 - » マイクロ真空状態を引き起こします
 - » 組織/海綿体/静脈を傷つけません
 - » よりよい結果を
 - » 最大限の成果



準備：
吸引カップとシリコンスリーブの装着
 ファローサン® フォルテの使用説明書の手順「2. 吸引カップの選択と使用第3節」に目を通し、従ってください。

1. ファローサン® plus+の準備：


2つの透明なネジキャップのどちらをファローサン® plus+のために使用するかを定めるため、メジャーをご用意ください。片手で陰茎を長く伸ばします。もう片方の手で陰茎にメジャーを添え、長さを測ってください。

ミディアム—陰茎の長さ8~17cm / 3~6.7インチ、こちらは梱包された際に装着済みです


ラージ—陰茎の長さ12~22cm / 4.7~8.7インチ、透明なネジキャップ、梱包の位置3

2. ミディアムからラージへの付け替え(3)：

a. 最初に上部のアダプター装置をクリップも含めて取り外してください。白いベーシックリングの継ぎ手部分を斜めに引き出すことで短いネジキャップを外してください。長いネジキャップを両方箱から取り出してください(3)。




b. 短い透明なネジキャップを太い方の緑色のネジから外し、これに長い透明なネジキャップを取り付けてください。



c. ネジキャップを白いベーシックリングの継ぎ手部分に押し付けてはめ込んでください(2)キャップを斜めに継ぎ手部分にあてて


押し込むようにしてください。継ぎ手部分の固定が簡単にできません。アダプター装置(1)をCクリップと一緒に装着し直してください。



3. ファローサン® plus+の使用：

a. ファローサン® plus+の白いベーシックリングに陰茎を通してください。座って行くと使用が簡単です。ファローサン® plus+は陰茎がリングに通された状態で太ももの上に乗っている状態です。

硬い合成樹脂のベルカップにシリコンスリーブを装着(被せて巻き上げる)し準備し、吸引ポンプをご用意ください。




ベルカップに龟头を可能な限り奥まで入れ、吸引ポンプを3~5回ベルカップの奥に龟头が入るように押してから、緑色のバルブを締めて鍵マークに合わせてください。




巻き上げておいたシリコンスリーブを伸ばして陰茎に被せてください。

b. 最後にアダプター装置を下に向けてカップにCクリップを装着して手を離してください。陰茎に軽い張力がかかっています。



c. これで唯一無二のネジシステムによって吸引力を個別に設定する準備ができました。左右の調節に注意してください。ネジは両側で同じ長さのものにしてください。陰茎に不快感が生じることがあってはいけません。



4. ファローサン® plus+の取り外し：

最初にCクリップをカップから取り外してください。

ベル型カップの緑色のバルブを矢印マークに合わせてください。真空状態が解消されます。シリコンスリーブを注意深くカップの方へ巻き上げていき、シリコンスリーブごとカップを取り外してください。シリコンスリーブは指で伸ばしたりしないでください。破れる可能性があります。シリコンスリーブは陰茎から丸めて外せば簡単に取り外すことができます。

5. 副作用/予防措置：

ファローサン® plus+のご使用は自己責任において行ってください。しかし、使用説明書に従う限りにおいて害はありません。また、ご使用の最初の1週間には陰茎に強い吸引はするべきではありません。

腫れたり包皮または龟头に水ぶくれができる場合には設定が強すぎます。必ず使用を中止し腫れや水ぶくれが引くまで待ってください。

次の使用では吸引力を弱めてください。どうか焦らないでください、この方式は歯列矯正と同じように我慢が必要なのです。成功の秘訣は吸引の強さだけでなく、継続的なストレッチングなのです！

注意：ファローサン® plus+は睡眠時のご使用には適しません！

あらゆる目的を達成するための完璧なコンビネーション：

陰茎増大：
 ファローサン® plus+を毎日6時間、1週間に5日間装着してください。

吸引力の強さが重要なわけではありません、細胞の活性化が行われるかどうかは継続することにかかっています。

新しい細胞が刺激され長さ4.9cm(1.9インチ)、太さ2.5cm(1.1インチ)の陰茎増大を目指すことができます。

勃起不全：

週に3日間、5時間ずつの使用は陰茎の血流を改善し、前立腺と性欲を刺激します。

海綿体が受け入れる血液が増え、勃起は頻繁になり、長続きするでしょう。

IPP(形成性陰茎硬化症)、陰茎屈曲：

IPP(形成性陰茎硬化症)/陰茎屈曲はファローサン®フォルテとファローサン® plus+のコンビネーションで改善を期待することができます。

重要：ファローサン®フォルテとファローサン® plus+は交互にご使用ください。継続的なストレッチによって痛みのないミクロな裂傷を屈曲の原因であるプラーク組織に引き起こします。その裂傷に新しい細胞組織が生まれます。

こうして陰茎が真っすぐになります。

お問い合わせ：

Eメール: service@phallosan.com
 更なる詳しい情報はこちらから：
www.phallosan.info

あなたのファローサン® チーム一同

The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.

Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS





Android



Discover your effective and motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:

-  Instagram — phallosan_original
-  Facebook — Phallosan



ご使用前には取扱説明書をしっかりとお読みください。

注意:安全のため、次の点にご注意ください。

排尿の際、スポーツ、性行為または他の肉体的な負担が大きい活動の際にはこの装置を装着**しないで**ください。

アルコールを摂取した後、または痛み止めや薬物を摂取した後には装着**しないで**ください。以下の場合にも装着**しないで**ください:

- 陰茎またはファローサン®ベルトと接触する肉体的な部位に傷または炎症を起こしている箇所がある場合。
- 亀頭に痛み、麻痺した感覚、変色が見られる場合。
- その他異常がみられた場合。このような症状が現れた場合には装置を即座に緩め、取り外してください。

PHALLOSAN® forte

PHALLOSAN® plus+

PHALLOSAN® vertical

陰茎の怪我の場合には、これが完全に治癒してから装置を装着してください。

ファローサン® フォルテ/ファローサン® plus+/ファローサン® バーチカルを手術の後に装着する前には、医師に許可をもらってください。

ファローサン® フォルテ/ファローサン® plus+/ファローサン® バーチカルは静脈関連の疾患や結合組織が弱い場合には使用**しないで**ください。

生殖器周辺にピアスをしている場合にはこの装置を使用**しないで**ください。この装置は落下の危険のある場所、滑りやすい場所では使用**しないで**ください。

階段の上り下りや滑りやすい場所で歩く場合には特に注意が必要です。

機械を操作する時、運転中、または熱いものを扱う時、自転車に乗る時、料理の際には装着**しないで**ください。

装着時にはクリーム、ワセリン、その他の保湿関連の物質を使用**しないで**ください。

このハンドブックに書かれている通りに**のみ**使用してください。

同梱されている器具のみ使用してください。このハンドブックに書かれている以外の装着方法は行わないでください。

ホームページに記載されている以外の製品やサービスの使用によって生じた損害に関しては、弊社は責任を負わず保証もいたしません。これは全ての直接また間接的、付随する、あるいは結果的に起こる損害に当てはまります(事業の損失、利益の損失、中断などによる損害および損失を含みますが、限定されません)ここに挙げられた使用条件に関しご質問の際にはいつでもお問い合わせください。



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

Eメール: service@swissana.com

リスクや副作用がある場合は、医師かファローサン・ホットラインにご相談ください。



REF 5000



使用说明书

非常感谢您购买法罗山forte (PHALLOSAN® forte)! 18年来, 法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 在世界范围内被成功广泛应用。

预期用途和适用证:

法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 被推荐用于治疗

- » 阴茎增大-阴茎增长
- » 先天性/后天性阴茎弯曲和阴茎硬结症 (IPP)
- » 勃起功能障碍和性功能障碍
- » 前列腺手术的术后再治疗
- » 各种年龄的阴茎海绵体训练


包装内容:

1. 绕腰部一圈的弹性腰带, 包括泡沫环 (A), 阴茎伸入其中至根部。滑扣 (B), 用于个性化调整腰带长度。腰带上的搭扣 (C), 用于与吸气罩套件相连。
 2. a) S 码吸气罩配有 S 码法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 硅胶套
 2. b) M 码吸气罩配有 M 码法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 硅胶套
 2. c) L 码吸气罩配有 L 码法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 硅胶套, 和已安装的叉型拉杆 (3)
 3. 带拉伸弹簧装置的叉型拉杆, 用于调节红绿灯系统中的牵引强度, 并配有与腰带相连的搭扣。
 - 4./5. 龟头保护套, 用于在过强的牵引力下保护龟头。
 6. 带三方向气门机构的吸气泵
 7. 测量卡尺
- 在线使用说明
额外赠送: 緞面旅行袋, 配有4个额外硅胶套 (1xS, 2xM, 1xL)



使用前准备:

1. 腰带



请将法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 矫形腰带在您面前展开, 并使用滑扣 (B) 将其调整至最大长度。

2. 选择吸气罩/硅胶套

使用随附的测量卡尺 (7) 确定适合您的吸气罩尺寸。将未勃起的阴茎拉离身体并测量阴茎体。



L 码吸气罩 (2c) 和 L 码硅胶套 (2c) 及带拉伸弹簧装置的叉型拉杆已成套连接在一起。


如您需要其他尺寸, 先取下叉型拉杆 (3)。

再选取适合您的吸气罩并通过吸气泵对其做调整, 它只会卡入标有箭头符号 (↓) 的位置。将合适的硅胶套 (2) 放置在吸气罩的凸起处, 然后重新连接叉型拉杆 (3)。



在连接到吸气罩上时, 务必确保吸气罩的凸起处卡入硅胶套厚端的凹槽中。如硅胶

套被拉至离吸气罩的凸起处过远, 硅胶套会被撕裂。





上: 错误, 拉离吸气罩过远且没有撒粉!

下: 正确, 并已撒粉。

注意, 硅胶套的涂层在几天后会脱落。因此, 您应该购买婴儿爽身粉并将其涂抹在硅胶套的外表面。这样会形成一层保护层, 以避免硅胶套的磨损、粘连和撕裂。

将吸气罩夹在膝盖之间。小心地将硅胶套轻转至吸气罩边缘1厘米处, 并将其放在吸气罩的凸起处之后。请小心, 勿用锋利的指甲或类似物损坏硅胶套。回转时勿用力拉扯。





新型法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 硅胶套的特点

法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 硅胶套由医用级硅胶制成, 因此不会产生刺激或过敏反应。这项创新不仅为您提供更好的舒适度, 而且硅胶套独特地贴合在阴茎上。它与吸气罩相连处厚约3毫米, 最薄处仅0.3毫米, 以便能柔软地贴合在阴茎体上。

适合您的完美吸气罩已备好待用!

3. 保护套

请取下保护套 (4或5), 它适合各种阴茎尺寸。用双手的拇指和手指将保护套拉开并将其套在龟头上。请确保它紧密贴合。



重要的是, 套上保护套后, 龟

头顶部的空气应尽可能少。当阴茎稍微勃起时, 有利于套上保护套。保护套用于保护龟头免受牵引力设置过大时产生的副作用。有经验的使用者可以在几周后不再需要保护套。

所有必要的使用前准备至此已完成。

使用:

1. 现将带有保护套的阴茎插入吸气罩, 并将硅胶套从吸气罩凸起处展开, 套在阴茎上。



2. 将吸气泵 (6) 上的绿色气门头转到吸气符号处, 然后用手指多次按压吸气泵。由此龟头被进一步向吸气罩内牵引。硅胶套轻柔地贴合在阴茎体上。



3. 现将吸气泵 (6) 上的绿色气门头调到锁定符号处, 以维持微真空状态。



4. 拿起已在您面前展开的腰带, 将白色泡沫环 (A) 穿过整个吸气罩装置, 直到它靠在阴茎根部。

5. 将腰带末端围绕腰部一周。

6. 将叉形拉杆(3)开口端的搭扣转向身体,并连接两个搭扣(C)。



7. 使用腰带的滑扣(B)增加腰带的牵引力,直到您看到阴茎被拉伸并且红绿灯系统显示为绿色。注意,腰带应在腹股沟处斜向上延伸。因此应将臀部后面的腰带向上拉向腰部。如果腰带是系在臀部折叠的高度,那坐着时牵引力会增加,这种情况应予以避免。



8. 您现在可以如平日般照常作息,或者在夜间睡觉时佩戴法罗山forte (PHALLOSAN® forte),因为血液循环在任何时候都不会受到限制。

结束使用:

先将腰带取下并将吸气泵的绿色气门标记头转到箭头符号处。真空逸出。**请务必不要用手指拉开硅胶套,否则它会立刻撕裂!**请小心地将硅胶套朝龟头方向回转并拆下吸气罩装置。

技术特点:

简单来说,本产品是一个密封吸气装置。因此硅胶套在阴茎体上延伸多远并不重要。硅胶套的设计功能并不

是要将牵引力传输到阴茎上。牵引力仅通过吸气罩中形成的微真空传输。

如果您在佩戴时发现真空度略有下降且龟头可能滑出吸气罩太远,这可能有多种原因。但无论如何都是有空气进入。如果没有仔细去除阴毛或者选用了过大尺寸的硅胶套,空气就可能沿阴茎体进入。

如有必要,去除阴茎上的阴毛,可以使用剃毛刀或温和的脱毛膏。

纠正:

将吸气泵的绿色气门标记头从锁定符号转到箭头符号处。

将龟头再次牵引进吸气罩内,再将绿色标记头转回锁定符号处,以锁定气门。

如果龟头还是滑出吸气罩,那显然是因为选用了过大尺寸的硅胶套。

您可以按照自身的尺寸做个性化调节,以达到最佳的使用效果。例如:如果您感觉 M 码吸气罩的尺寸正好,但硅胶套对于阴茎体过大,您可以将 S 码硅胶套和 M 码吸气罩配套使用。同样您也可以选用 L 码吸气罩与 M 码硅胶套。

无论如何,请不要将 S 码的硅胶套套在 L 码吸气罩上。否则材料会撕裂。

FORTE/PLUS 维护说明:

不用时需将硅胶套从吸气罩取下并用肥皂与温水清洗,以确保卫生清洁。

将硅胶套展开保存,直至下一次使用。

请始终记住,使用后在展开的硅胶套表面撒上婴儿爽身粉。

吸气罩也应如上所述每天做清洗。但在此之前需拆下吸气泵,先将吸气泵的绿色气门标记头沿双箭头方向移动,再小心地将吸气泵从吸气罩上取下。吸气泵不能接触水或油,否则敏感的气门将无法正常工作。

精确调节腰带牵引强度以适应阴茎结缔组织的分步计划:



前言:

身体的结缔组织取决于各自的遗传组成。因此我们开发了一种红绿灯设计,可让您精确调节腰带牵引力以适应您的结缔组织。务必确保开始时牵引强度保持在较低绿色范围内。这样您就可以取得阴茎增长与增大的理想效果,而且没有副作用。

第1天

请将牵引力仅设置在较低绿色范围内并只佩戴法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 1 个小时。将腰带取下并将吸气泵的绿色气门标记头沿箭头符号方向转动。真空逸出。

请小心地将硅胶套朝龟头方向回转并拆下吸气罩装置。

现检查阴茎排尿口与龟头下侧包皮细带(包皮系带)之间的区域。该区域是阴茎上最

敏感的组织。如果该区域发红或肿胀,说明腰带的牵引力过大。请结束这一天的使用。如您确定阴茎有此变化,请在恢复原状之后重新开始。

第2天至第8天

如果您前一天佩戴法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 后没有出现发红或肿胀的情况,您可以再多佩戴法罗山(PHALLOSAN®) 一个小时。

每天延长一小时的佩戴时间。8天后适应期结束。

适应期过后,也可以在夜间佩戴法罗山(PHALLOSAN®)。您会注意到,在吸气和锁定两个符号上装有触摸块,无需视觉接触即可操作吸气或锁定。硅胶套在夜间勃起时会伸长,血液循环不受影响,反而得到改善。

佩戴法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 将让您振奋,阴茎可在短短几周内明显增长和增大。您将感受到积极的副作用,例如性欲提高与快感。

使用时长:

应每天佩戴法罗山(PHALLOSAN®) 8-10 个小时,每周6天,但随时可更久!

副作用/注意事项:

使用法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 需自行承担风险,但遵循使用说明则无需担心。然而,在开始使用的几周内,不应在阴茎上施加过强牵引力。

如果包皮或龟头出现肿胀和/或水泡,说明腰带牵引力设置得过强。请务必暂停使

用,直至肿胀或气泡愈合。随后,将牵引力设置得更小一些。

有时您会感到阴茎体上有压痛,这可能是由于硅胶套凸起的末端压在硅胶泡沫环上而引起的疼痛。

与产品相关的所有严重事件须报告给制造商以及用户和/或患者所在成员国的主管政府部门。

纠正:

将硅胶套末端从硅胶泡沫环处轻微回转,压痛即不再会出现。

您也可将腰带的牵引力分散到身体上,以减少阴茎根部的牵引力。抓住腰带上与吸气罩相连的部分,将牵引力引到身体上,以减轻阴茎根部的拉力。听上去很复杂,其实不然。牵引力现已分散到腰带的整个区域。

禁忌证:

饮酒、吸毒及服用止痛药、安眠药及镇定剂之后,禁止使用。因为这会影响自然疼痛感,您可能无法及时对疼痛做出反应。当阴茎感染或开放性溃疡时,请避免使用法罗山forte (PHALLOSAN® forte)。

我如何准确测量阴茎的增长?

使用折尺测量。而卷尺不适合。将未勃起的阴茎垂直拉离身体(90度)。从上观察,将折尺放置在阴茎侧面。将折尺压在耻骨上。

重要提示:

在开始使用本产品时,准确测量不穿衣服时的体重。如果体重有所增加,特别是在

阴茎周围的阴毛耻骨区会形成一层脂肪层。该脂肪层缩短了阴茎顶部到耻骨的距离并会扭曲(缩短)测量结果。医生称之为脂肪裙。

补充订购:

所有法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 的配件可以单独补订。如果您有其他的问题或建议,请随时免费咨询我们的专家,您仅支付正常话费。

我们保留随时做技术修改的权利,并在网站

www.phallosan.com

www.phallosan.co.uk

公布。

联系方式:

热线电话 +423 2358477
(列支敦士登,周一至周五,9:30-12:00, 14:00-16:00 欧洲中部时间)

电邮:
service@swissana.com

更多信息:
www.phallosan.info

您的法罗山forte
(PHALLOSAN® forte) 团队

法罗山VERTICAL (PHALLOSAN® VERTICAL) 使用说明书

在使用法罗山vertical (PHALLOSAN® vertical) 之前, 请阅读使用说明书。它是法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 的扩展套件并且只能与法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 配套一起使用!

请访问网站以查阅法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 使用说明书 www.phallosan.info

法罗山vertical (PHALLOSAN® vertical) 包装内容:

- 膝环
- 绕膝环一圈的弹性带

法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 包装内容:

- 硬塑料吸气罩配有已安装的硅胶套
- 带拉伸弹簧装置的叉形拉杆, 用于调节红绿灯系统中的牵引强度, 并配有与腰带相连的搭扣。
- 集成的真空泵



准备:

选择吸气罩/硅胶套

使用随附的测量卡尺(7) 确定适合您的吸气罩尺寸。将未勃起的阴茎拉离身体并测量阴茎体。



L 码吸气罩(2c) 和 L 码硅胶套(2c) 及带拉伸弹簧装置的叉型拉杆已成套连接在一起

如您需要其他尺寸, 先取下叉型拉杆(3)。再选取适合您的吸气罩并通过吸气泵对其做调整, 它只会卡入标有箭头符号(↓) 的位置。将合适的硅胶套(2) 放置在吸气罩的凸起处, 然后重新连接叉型拉杆(3)。



在连接到吸气罩上时, 务必确保吸气罩的凸起处卡入硅胶套厚端的凹槽中。如硅胶套被拉至离吸气罩的凸起处过远, 硅胶套会被撕裂。




上: 错误, 拉离吸气罩过远且没有撒粉!

下: 正确, 并已撒粉。

注意, 硅胶套的涂层在几天后会脱落。因此, 您应该购买婴儿爽身粉并将其涂抹在硅胶套的外表面。这样会形成一层保护层, 以避免硅胶套的磨损、粘连和撕裂。

将吸气罩夹在膝盖之间。小心地将硅胶套轻转至吸气罩边缘1厘米处, 并将其放在吸气罩的凸起处之后。请小心, 勿用锋利的指甲或类似物损坏硅胶套。回转时勿用力拉扯。



新型法罗山forte (PHALLOSAN® forte)

硅胶套的特点

法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 硅胶套由医用级硅胶制成, 因此不会产生刺激或过敏反应。这项创新不仅为您提供更好的舒适度, 而且硅胶套独特地贴合在阴茎上。它与吸气罩相连处厚约3毫米, 最薄处仅0.3毫米, 以便能柔软地贴合在阴茎体上。适合您的完美吸气罩已备好待用!

保护套

请取下保护套(4或5), 它适合各种阴茎尺寸。用双手的拇指和手指将保护套拉开并将其套在龟头上。请确保它紧密贴合。

重要的是, 套上保护套后, 龟头顶部的空气应尽可能少。当阴茎稍微勃起时, 有利于套上保护套。保护套用于保护龟头免受牵引力设置过大时产生的副作用。有经验的使用者可以在几周后不再需要保护套。

所有必要的使用前准备至此已完成。

使用法罗山forte:

1. 先将带有保护套的阴茎插入吸气罩, 并将硅胶套从吸气罩凸起处展开, 套在阴茎上。



2. 将吸气泵(6) 上的绿色气门头转到吸气符号处, 然后用手指多次按压吸气泵。由此龟头被进一步向吸气罩内牵引。硅胶套轻柔地贴合在阴茎体上。




3. 现将吸气泵(6) 上的绿色气门头调到锁定符号处, 以维持微真空状态




使用法罗山vertical:

1. 打开膝环(A) 的魔术贴。将膝环放在一侧膝盖(右或左) 下方。关上魔术贴。注意, 法罗山(PHALLOSAN®) 商标指向前。




2. 固定膝带: 拿起缩短的法罗山vertical (PHALLOSAN® vertical) 膝带(B)。

将其固定到膝环内侧, 商标应在外侧可见。



3. 设置牵引强度: 将搭扣固定到叉形拉杆上。使用膝带上的加长魔术贴调节牵引强度, 但不要到达叉形拉杆的红色区域。



4. 日常佩戴: 现在可以舒适地佩戴法罗山vertical (PHALLOSAN® vertical) 在裤子里。

结束使用及更多使用须知:

请见法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 使用说明书。

联系方式:

电邮: service@phallosan.com
更多信息: www.phallosan.info

您的法罗山 (PHALLOSAN®) 团队

法罗山PLUS+ (PHALLOSAN® PLUS+) 使用说明书

在使用法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus+) 之前, 请阅读使用说明。它是法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 的扩展套件并且只能与法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 一起使用!

请访问网站以查阅法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 使用说明 www.phallosan.info

法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus+)

包装内容:

1. 用于连接吸气罩的C形环适配装置
 - » 可用于各种尺寸的吸气罩
 - » 灵活移动
 - » 安全夹
 - » 轻松拆下
 - » 已获专利
2. 带白色底座环的拉杆系统
 - » 可以扩展到任何阴茎尺寸
 - » 最佳牵引力
 - » 可选高力度或舒适力度
3. 长套管
 - » 适用于12-22厘米的阴茎长度

法罗山forte (PHALLOSAN® forte)

包装内容:

4. 硬塑料吸气罩配有已安装的硅胶套
 - » 多达4种尺寸适合每位男性
 - » 透明的安全
 - » 可选中间尺寸 (大码吸气罩、中码硅胶套)
 - » 抗过敏材料
 - » 三方向气门系统
 - » 舒适性与有效性的结合
5. 集成的真空泵
 - » 产生微真空
 - » 对组织/海绵体/静脉无损伤
 - » 更好的效果
 - » 最大功效

准备:

安装吸气罩和保护套

请注意并遵循法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 使用说明书中的“2. 选择吸气罩至使用第3段的说明。

1. 法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus+) 准备:


使用量尺以确定您需要法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus) 两个透明螺纹套管中的哪一个。用一只手在龟头后拉直阴茎。用另一只手将量尺放在阴茎侧面, 以便更好地读取测量值。

中码 - 阴茎长度8-17厘米 / 3-6.7英寸, 已安装


大码 - 阴茎长度12-22厘米 / 4.7-8.7英寸, 透明螺纹套管, 包装中的3号位置

2. 从中码改装成大码(3):

- 请先拆下上端的适配装置, 包括夹子。将较短的螺纹套管从白色底座环上的球形接头沿对角线拉出来, 将其拆下。从包装中取出两个较长的套管(3)。




- 现从较短的透明套管上拧下较粗的绿色螺纹, 并将其安装在较长的透明螺纹套管上。



- 现将套管压到白色底座环(2)的球形接头底座上。尝试将套管倾斜弯曲到接头上并将其压入, 以便球形接头的头


部可以更轻松地卡入。现请再次安装适配装置(1), 包括C形夹。



3. 使用法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus+):

- 拿起法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus+), 阴茎穿过白色底座环。坐着时最容易使用。白色底座环松弛地挂在阴茎体上, 法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus+) 在大腿处。

现拿起已经准备好的硬塑料吸气罩/带有已调节的(卷起的)硅胶套和吸气泵。




将龟头尽可能深地放入吸气罩中, 操作吸气泵3-5次, 直到龟头完全进入吸气罩内, 然后将绿色气门转至锁定符号。




现将硅胶套展开到阴茎体上。

- 最后, 向下压适配装置, 将C形夹固定到硬塑料吸气罩上, 开口朝向腹部, 然后松开。阴茎现在处于轻微的牵引力下。



- 您现在可以通过独特的螺纹系统单独调节牵引力。请确保调整一致, 两侧螺纹长度应始终相同。您的阴茎无论何时都不应该感到不适。



4. 拆下法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus+):

首先, 从硬塑料吸气罩上取下C形夹。

现将吸气罩的绿色气门转至箭头符号。真空逸出。请小心地将硅胶套朝硬塑料吸气罩方向转回, 以拆下整个硅胶套和吸气罩。请勿用手指拉伸硅胶套, 否则可能会撕裂。只需将硅胶套从阴茎上转回即可轻松将其取下。

5. 副作用/注意事项:

使用法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus+) 需自行承担风险, 但遵循使用说明则无需担心。然而, 在开始使用的几周内, 不应在阴茎上施加强烈牵引力。

如果包皮或龟头出现肿胀和/或水泡, 说明设置得过强。请务必暂停使用, 直至肿胀或气泡愈合。

随后, 将牵引力设置得更小一些。请耐心等待, 阴茎增大术在

应用成效方面堪比用于调整下颚的牙套。成功的保证是拉伸的连续性, 而不仅仅是牵引强度!

注意: 法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus+) 不适合在睡觉时使用!

现在, 无论如何, 您都拥有完美的组合:

阴茎增大:

使用法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus+) 每周5天, 每天至少6小时。

这与高牵引力无关, 实现细胞刺激取决于连续性。

这会刺激新细胞, 并可能使长度增加4.9厘米(1.9英寸), 周长增加2.5厘米(1.1英寸)。

勃起功能障碍:

每周3天5小时可以大大改善血液循环, 从而刺激您的前列腺和性欲。

海绵体将能够吸收更多的血液, 勃起将更加频繁和持久。

阴茎硬结症(IPP), 阴茎弯曲:

阴茎硬结症/阴茎弯曲可以通过法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 和法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus+) 的组合予以治疗。

重要提示: 交替组合法罗山forte (PHALLOSAN® forte) 和法罗山plus+ (PHALLOSAN® plus+)。

通过持续的拉伸, 在弯曲的斑块组织中会发生无痛的微纤维撕裂。新的细胞组织嵌入其中。这就是阴茎变直的方法。

联系方式:

电邮: service@phallosan.com
更多信息: www.phallosan.info

您的法罗山 (PHALLOSAN®) 团队



The PHALLOSAN forte app. Your personal training companion.

With the **free PHALLOSAN® forte app** you can optimise the achievement of your goals and increase your motivation.

The app reminds you when it is time to wear PHALLOSAN® forte, because regular training is crucial for success. You receive uncomplicated statistics on the daily wearing time and the progress of your training. The intuitive menu navigation and visualisation also motivate you to keep going.

Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app:



iOS



Android



Discover your effective and motivating personal trainer!



FOLLOW US ON:

 Instagram – phallosan_original

 Facebook – Phallosan



使用本产品前请完整阅读使用说明书

警告: 请注意以下安全说明。

不得在排尿、体育活动、性交或其他剧烈体力活动期间佩戴该设备。
也**不得**在饮酒或服用止痛药或麻醉品后佩戴。同样**不得使用**在:

- 阴茎或与法罗山 (PHALLOSAN®) 腰带接触的身体其他部位有伤口或发炎,
- 龟头疼痛、麻木或变色,
- 其他不良反应。如果发生这种情况, 必须立即松开并拆下该设备。

如阴茎受伤, 只有在完全愈合后才能佩戴该设备。

只有您的医生同意时, 才能在术后佩戴法罗山forte/法罗山plus+/法罗山vertical (PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+/PHALLOSAN® vertical)。

如果您患有静脉问题或结缔组织薄弱, **请勿**使用法罗山forte/法罗山plus+/法罗山vertical (PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+/PHALLOSAN® vertical)。

如果您在生殖器部位有任何类型的穿环, **请勿**使用该设备。在跌落和滑倒风险较高的区域, **不得**佩戴该设备。

在上楼梯或在光滑的地面上行走时, 需要特别小心。

操作机器、机动车辆或热物体以及骑自行车或烹饪时**不得**佩戴该设备。

佩戴/使用该设备时, 请勿同时使用膏霜、凡士林或其他保湿物质。

仅按照本手册中的说明使用该设备。

仅使用提供的材料。请勿使用在本手册中未做描述的其他佩戴技术。

因使用在本网站购买的产品或服务而造成的任何损害, 我们对此不承担任何责任。这适用于所有直接或间接损害、附带或后果性损害 (包括但不限于由于生意失败、利润损失、中断或诸如此类造成的损害和损失)。如果您对在此列出的使用条款有任何疑问, 可以随时联系我们。



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

电邮: service@swissana.com

如果您对风险和副作用有疑问, 请联系您的医生或我们的法罗山热线



REF 5000



PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+
PHALLOSAN® vertical

PHALLOSAN[®] forte